

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЛАБТЕХБИО»




Рудакова Т.В.


2021 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Установка для обработки гистологических тканей STP 120


1. Установка для обработки гистологических тканей STP 120-3









2. Контейнер для реагентов




3. Корзина для образцов




4. Держатель корзины для образцов



5. Противовес для корзины для образцов




6. Баня парафиновая



7. Набор для сервисного обслуживания (предохранители 2АТ-2 шт, 4 АТ – 4 шт.)






8. Батарея аккумуляторная с ключом






9. Блок вытяжки испарений







10. Фильтр угольный




11. Кабели сетевые соединительные




12. Формы заливочные





13. Кассеты гистологические LTB







14. Крышки для кассет гистологических






15. Мешочки биопсийные LTB






16. Прокладки биопсийные для кассет гистологических LTB




Прокладки биопсийные
для кассет гистологических LTB

1 500 шт.


www.labtech.bio
**LAB
Tech
Bio**
Histology & Cytology &
Telepathology
since 2011








18. Парафин LTB






19. Средства для обработки и проводки образцов LTB



20. Гистогель для хранения образцов ЛТВ



21. Раствор для фиксации образцов ЛТВ, 5 л.



Раствор для фиксации образцов ЛТВ
(формалин нейтральный забуференный 10 %)

5 л.

www.labtech.bio

**LAB
Tech
Bio**

Histology/Cytology
Telepathology
since 2011

Myr

Myr

Установка для обработки гистологических тканей STP 120
Вариант исполнения STP 120-3



ESPECIALIDADES MEDICAS MYR, S.L

(ЭСПЕСЬЯЛИДАДЕС МЕДИ-КАС МИР, С.Л)

**C/ Lleida 17-23, Poligono Industrial L'Empalme - 43712 Llorenç del
Penedes, Tarragona - Spain**

Питание:

100-120 В ~ 50/60 Гц; Предохранитель: 110 - 120 В (2 x T4A)

220-240 В ~ 50/60 Гц; Предохранитель 220 - 240 В (2 x T2A)

Потребляемая мощность, не более: 260 ВА



STP123-2960-1901



01.2019 г.



IP20

листо, пронумеровано, скреплено
печатью 34 лист(ов)
(прицать номере)

Генеральный директор
ООО «ЛАБТЕХБИО»

Рудакова Т.В.
«31» марта 2021 г.

