



Утверждаю

Директор ООО «Новые технологии»

К.Э. Трифонова К.Э.

«20» августа 2021 г.

Фотографические изображения на медицинские изделия
Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты
Биоматрикс Топаз (Biomatrix Topaz)

Производство:

Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии», Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, офис 324.

Адрес места производства: Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, производственный корпус Б, помещение 7.

Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Биоматрикс
Топаз (Biomatrix Topaz) по ТУ 32.50.22-002-54387774-2017, объемом 3,0 мл,
концентрацией 12,5 мг/мл во флаконе

Общий вид изделия




**Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Биоматрикс
Топаз (Biomatrix Topaz) по ТУ 32.50.22-002-5438774-2017, объемом 3,0 мл,
концентрацией 12,5 мг/мл во флаконе**

Первичная упаковка




Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Биоматрикс
Топаз (Biomatrix Topaz) по ТУ 32.50.22-002-54387774-2017, объемом 3,0 мл,
концентрацией 12,5 мг/мл во флаконе в потребительской таре

Вид спереди



Вид сзади



Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Биоматрикс
Топаз (Biomatrix Toraz) по ТУ 32.50.22-002-54387774-2017, объемом 3,0 мл,
концентрацией 12,5 мг/мл во флаконе
маркировка

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ БИОМАТРИКС ТОПАЗ
(БИОМАТРИХ ТОРАЗ) ОБЪЕМОМ 3,0 МЛ, КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 12,5 МГ/МЛ ВО ФЛАКОНЕ

ТУ 32.50.22-002-54387774-2017
РУ от 20 г.

1 флакон по 3,0 мл.

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ: автоклавирование, фильтрация.

Медицинское изделие стерильно, апирогенно, не токсично.

Не подвергать повторной стерилизации и повторному использованию!
Не использовать, если упаковка или флакон, в котором находится имплантат Биоматрикс Топаз, имеет повреждения.

Комплектность: флакон наполненный имплантатом Биоматрикс Топаз 3,0 мл - 1 шт, инструкция по применению - 1 шт,
стикер-вкладыш - 1 шт.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии»,
Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, офис 324.
Адрес места производства: Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Фабричная, д. 10, производственный корпус Б, помещение 7.

ВЛАДЕЛЕЦ РУ: ООО «Новые технологии», 630007, Российская Федерация, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, офис 324.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от 2°C до 25°C, относительной влажности не более 85%.
Хранить в недоступном для детей месте!
Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается.

Телефон: 8-800-250-81-35



STERILE

A

STERILE




**Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Биоматрикс
Топаз (Biomatrix Topaz) по ТУ 32.50.22-002-5438774-2017, объемом 2,1 мл,
концентрацией 12,5 мг/мл в шприце**

Общий вид изделия



**Изделие Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты
Биоматрикс Топаз (Biomatrix Topaz) по ТУ 32.50.22-002-54387774-2017,
объёмом 2,1 мл, концентрацией 12,5 мг/мл в шприце в индивидуальной
упаковке**



Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Биоматрикс
Топаз (Biomatrix Topaz) по ТУ 32.50.22-002-54387774-2017, объемом 2,1 мл,
концентрацией 12,5 мг/мл в шприце

Первичная упаковка



Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Биоматрикс
Топаз (Biomatrix Toraz) по ТУ 32.50.22-002-54387774-2017, объемом 2,1 мл,
концентрацией 12,5 мг/мл в шприце
маркировка

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ БИОМАТРИКС ТОПАЗ (BIOMATRIX TORAZ)
ОБЪЕМОМ 2,1 МЛ, КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 12,5 МГ/МЛ В ШПРИЦЕ

ТУ 32.50.22-002-54387774-2017
РУ _____ 20__

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ: автоклавирование, фильтрация, иглы стерилизованы окисью этилена.

Медицинское изделие стерильно, апирогенно, не токсично.

Не подвергать повторной стерилизации и повторному использованию!

Не использовать, если упаковка или шприц, в котором находится имплантат Биоматрикс Топаз, имеет повреждения.

Не использовать иглы из комплекта при наличии повреждений упаковки, наличии погнутостей и/или деформации игл.

Не использовать нестерильные иглы.

Комплектность: шприц, наполненный имплантатом Биоматрикс Топаз 2,1 мл – 1 шт, стерильные инъекционные иглы 30 G, 0,30 мм, длина 12 мм – 2 шт, инструкция по применению – 1 шт, стикер-вкладыш – 1 шт.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии», Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, офис 324.
Адрес места производства: Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, производственный корпус Б, помещение 7.

ВЛАДЕЛЕЦ РУ: ООО «Новые технологии», 630007, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, офис 324.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить при температуре от 2 °С до 25 °С, относительной влажности не более 85 %.


Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается.

Телефон: 8-800-250-81-35



4 631151 848836



STERILE EO

STERILE EO


STERILE A

STERILE



Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Биоматрикс Топаз (Biomatrix Topaz) по ТУ 32.50.22-002-54387774-2017, объемом 2,1 мл, концентрацией 12,5 мг/мл в шприце в потребительской таре

Вид сверху



Вид снизу



Приложение лист 06
Директор
ООО «Новые технологии»
К.Э. Третьякова

