

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «НВ-ЛАБ»




Дубин М.Е.
«17» августа 2021г.





**Фотографии
медицинского изделия
Аппарат электротерапевтический Neurodyn**



Аппарат электротерапевтический Neurodyn. Общий вид.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn. Основной блок.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn. Размещение маркировки.



Обозначение основных клавиш.



Наклейка с основными параметрами тока для различных режимов электростимуляции.



Наклейка с основными параметрами тока для различных режимов электростимуляции.

IFICATION / GROUP 1 CLASS A MEDICAL ELECTRICAL DEVICE

NT MODE
US GR
IOUS
PLITUDE
M HIGH
ALSED
TH 5 US
K 1 - 250 HZ

INTERFERENTIAL
-PULSE AMPLITUDE: 0 - 410 mA PEAK
-INTO 1000 OHMS
-ITP WAVEFORM: CONTINUOUS SINUSOIDAL AC
-IBP WAVEFORM: SINUSOIDAL AC
-AMPLITUDE MODULATED
-CARRIER FREQUENCY:
1 OR 2 OR 4 OR 8 OR 10 KHZ
-BEAT FREQUENCY (AMF): 1-200 HZ
-SWEEP FREQUENCY: 1-200 HZ

MICROCURRENT
-PULSE AMPLITUDE:
0-990 μ A (PEAK TO PEAK)
-WAVEFORM
HALF-WAVE RECTIFIED
SINUSOIDAL
-CARRIER FREQUENCY:
15 KHZ
-FREQUENCY: 0.1-500 HZ


POLARIZED
-PULSE AMPLITUDE
0 - 30 mA (PEAK TO PEAK)
-WAVEFORM: HALF-WAVE
RECTIFIED SINUSOIDAL
-CARRIER FREQUENCY:
15 KHZ

WAVEFORM AND
PULSE RATE HERE
DESCRIBED, WERE
MEASURED AT 50%
OF THE MAXIMUM
AMPLITUDE OF
OUTPUT


Наклейка с основными параметрами тока для различных режимов электростимуляции.




Маркировка выходных каналов.




Маркировка выходных каналов.




Маркировка выходных каналов.



Обозначение тумблера ВКЛ./ВЫКЛ.питания.



Маркировка параметров сети и предохранителя.



Этикетка производителя.



IBRAMED IND. BRAS. EQP. MÉD. EIRELI.
SISTEMA GESTÃO DA QUALIDADE

INSPEÇÃO DA QUALIDADE

☒ MONTAGEM DE
EQUIPAMENTOS

☒ INSPEÇÃO FINAL

☒ TESTE BURN-IN

☒ TESTE SEGURANÇA
E DESEMPENHO ESSENCIAL

CUIDADO/CAUTION

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
RISK OF ELECTRIC SHOCK

NÃO ABRA
DO NOT OPEN



Отметка о прохождении контроля качества и предупреждающая этикетка.

Аппарат электротерапевтический Neurodyn

Вариант исполнения: Neurodyn

Потребляемая мощность (макс.): 85 ВА

Дата производства: дд.мм.гггг

Производитель: IBRAMED Industria Brasileira de Equipamentos Medicos EIRELI (ИБРАМЕД Индустрия Бразилейра де Экипаментос Медикос ЕИРЕЛИ), Бразилия

Адрес производителя: Av. Dr. Carlos Burgos, 2800 Jardim Italia, CEP 13901-080 Amparo – SP, Brazil

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «НВ-ЛАБ» (ООО «НВ-ЛАБ»)

Адрес уполномоченного представителя производителя: 115407, Россия, г. Москва, Вн.Тер. г. Муниципальный округ Нагатинский затон, ул. Речников, д.7, стр.1, этаж 1, помещ.27


Тел: +7(495) 963-74-70

E-mail: info@nv-lab.ru


Номер регистрационного удостоверения:




Аппарат электротерапевтический Neurodyn. Макет русскоязычной маркировки.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn. Кабель питания.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn. Кабель пациента(1500 мм - разъем типа «банан» 2мм 2 шт.).




Аппарат электротерапевтический Neurodyn. Зажим типа «крокодил» под разъём типа «банан» 2мм.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn. Электрод силиконовый 30 x 50 мм.



Аппарат электротерапевтический Neurodyp. Электрод (дисперсионный) алюминиевый 75 x 40 мм и прокладка токопроводящая.



Аппарат электротерапевтический Neurodyp. Кабель пациента (1500 мм - разъём типа «банан» 2мм 2 шт.) 1 кабель – 1 канал для HVPC с раздвоенным активным электродом.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn. Фиксатор эластичный для крепления электродов.




ÍVEL DE PROTEÇÃO

Esta cartela contém fus. (s) sobressalente(s).
Guardar em local seguro e de fácil acesso.
Leia com atenção o item ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
do manual de operação.



Аппарат электротерапевтический Neurodun. Предохранитель запасной.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn. CD-диск с руководством по эксплуатации





Аппарат электротерапевтический Neurodyn Гель контактный.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn II. Общий вид.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn II. Основной блок.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn II. Расположение маркировки.




Общий вид основных клавиш управления.



Маркировка выходных каналов.



Маркировка тумблера ВКЛ./ВЫКЛ. питания, предохранителя, сети.



Этикетка производителя и наклейка с основными параметрами тока для различных режимов.



Отметка о прохождении контроля качества и предупреждающая этикетка.

Аппарат Электротерапевтический Neurodyn

Вариант исполнения: Neurodyn II

Потребляемая мощность (макс.): 85 ВА

Дата производства: дд.мм.гггг

Производитель: IBRAMED Industria Brasileira de Equipamentos Medicos EIRELI (ИБРАМЕД Индустрия Бразилейра де Экипаментос Медикос ЕИРЕЛИ), Бразилия

Адрес производителя: Av. Dr. Carlos Burgos, 2800 Jardim Italia, CEP 13901-080 Amparo – SP, Brazil

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «НВ-ЛАБ» (ООО «НВ-ЛАБ»)

Адрес уполномоченного представителя производителя: 115407, Россия, г. Москва, Вн.Тер. г. Муниципальный округ Нагатинский затон, ул. Речников, д.7, стр.1, этаж 1, помещ.27


Тел: +7(495) 963-74-70

E-mail: info@nv-lab.ru


Номер регистрационного удостоверения:



Макет русскоязычной маркировки.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn II. Кабель питания.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn II. Кабель пациента (1500 мм - разъем типа «банан» 2мм).



Аппарат электротерапевтический Neurodyn II. Сумка для транспортировки оборудования (sapphire line).



Аппарат электротерапевтический Neurodyn II. Электрод силиконовый 30 x 50 мм.




ÍVEL DE PROTEÇÃO

Esta cartela contém fusível(s) sobressalente(s).
Guardar em local seguro e de fácil acesso.
Leia com atenção o item ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
do manual de operação.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn II. Предохранитель запасной.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn II. CD-диск с руководством по эксплуатации.





Аппарат электротерапевтический Neurodyn II. Гель контактный.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Compact. Общий вид.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Compact. Основной блок.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Compact. Расположение маркировки.



Маркировка тумблера ВКЛ./ВЫКЛ. питания, предохранителя, сети.



Маркировка выходных каналов.



Маркировка: этикетка от производителя, наклейка с основными параметрами тока для различных режимов, отметка о прохождении контроля качества и предупреждающая этикетка.

Аппарат электротерапевтический Neurodyn

Вариант исполнения: Neurodyn Compact

Потребляемая мощность (макс.): 85 ВА

Дата производства: дд.мм.гггг

Производитель: IBRAMED Industria Brasileira de Equipamentos Medicos EIRELI (ИБРАМЕД Индустрия Бразилейра де Экипаментос Медикос ЕИРЕЛИ), Бразилия

Адрес производителя: Av. Dr. Carlos Burgos, 2800 Jardim Italia, CEP 13901-080 Amparo – SP, Brazil

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «НВ-ЛАБ» (ООО «НВ-ЛАБ»)

Адрес уполномоченного представителя производителя: 115407, Россия, г. Москва, Вн.Тер. г. Муниципальный округ Нагатинский затон, ул. Речников, д.7, стр.1, этаж 1, помещ.27


Тел: +7(495) 963-74-70

E-mail: info@nv-lab.ru


Номер регистрационного удостоверения:



Макет русскоязычной маркировки.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Compact. Кабель питания.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Compact. Кабель пациента (1500 мм - разъем типа «банан» 2мм).



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Compact. Сумка для транспортировки оборудования (sapphire line).



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Compact. Электрод силиконовый 30 x 50 мм.



NÍVEL DE PROTEÇÃO

Esta cartela contém fus. (s) sobressalente(s).
Guardar em local seguro e de fácil acesso.
Leia com atenção o item ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
do manual de operação.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Compact. Предохранитель запасной.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Compact. CD-диск с руководством по эксплуатации.







Аппарат электротерапевтический Neurodyn Compact. Гель контактный.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Aussie Sport. Общий вид.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Aussie Sport. Основной блок.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Aussie Sport. Размещение маркировки.



Общий вид клавиш управления.



Маркировка выходных каналов.



Маркировка тумблера ВКЛ./ВЫКЛ. питания, предохранителя, сети

Neurodyn Aussie: Nominal product specifications (1000 ohm load)
Pulse amplitude: 0 - 120mA (peak-to-peak)
Waveform: Simetrical biphasic sinusoidal of 1KHz or 4KHz
Burst frequency: 1 - 120Hz
Burst duration: 1ms or 4ms
(Waveform, pulse width and pulse rate here described, were
measured in a 50% of the maximum amplitude of output.)

Маркировка наклейка с основными параметрами тока для различных режимов.

IBRAMED Indústria Brasileira
de Equipamentos Médicos EIRELI.



Model

Serial Number

Nº M.S.

NEURODYN AUSSIE

SPORT

0555730019

10360310029

Date

Av. Dr. Carlos Burgos, 2800 - Jardim Itália
CEP 13.901-080 - Amparo - SP
CNPJ 00.133.418/0001-77



Маркировка: этикетка от производителя.



Маркировка: предупреждающая этикетка и отметка о прохождении контроля качества.

Аппарат электротерапевтический Neurodyn

Вариант исполнения: Neurodyn Aussie Sport

Потребляемая мощность (макс.): 100 ВА

Дата производства: дд.мм.гггг

Производитель: IBRAMED Industria Brasileira de Equipamentos Medicos EIRELI (ИБРАМЕД Индустрия Бразилейра де Экипаментос Медикос ЕИРЕЛИ), Бразилия

Адрес производителя: Av. Dr. Carlos Burgos, 2800 Jardim Italia, CEP 13901-080 Amparo – SP, Brazil

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «НВ-ЛАБ» (ООО «НВ-ЛАБ»)

Адрес уполномоченного представителя производителя: 115407, Россия, г. Москва, Вн.Тер. г. Муниципальный округ Нагатинский затон, ул. Речников, д.7, стр.1, этаж 1, помещ.27


Тел: +7(495) 963-74-70

E-mail: info@nv-lab.ru


Номер регистрационного удостоверения:



Макет русскоязычной маркировки.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Aussie Sport. Кабель питания.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Aussie Sport с принадлежностями. Кабель пациента (1500 мм - разъем типа «банан» 2мм 4 шт. (1 кабель – 2 канала.)



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Aussie Sport. Сумка для транспортировки оборудования (sapphire line).



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Aussie Sport. Электрод силиконовый 30 x 50 мм.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Aussie Sport. Предохранитель запасной.





Аппарат электротерапевтический Neurodyn Aussie Sport. CD-диск с руководством по эксплуатации.





Аппарат электротерапевтический Neurodyn Aussie Sport. Гель контактный.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Общий вид.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Основной блок.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Расположение маркировки.




Общий вид клавиш управления.



Маркировка: наклейка с основными параметрами тока для различных режимов.



Маркировка выходных каналов.



Маркировка тумблера ВКЛ./ВЫКЛ. питания, предохранителя, сети.



Маркировка: этикетка производителя.

CUIDADO/CAUTION

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
RISK OF ELECTRIC SHOCK

NÃO ABRA
DO NOT OPEN



IBRAMED IND. BRAS. EQP. MÉD. EIRELI.
SISTEMA GESTÃO DA QUALIDADE

INSPEÇÃO DA QUALIDADE



MONTAGEM DE
EQUIPAMENTOS



TESTE SEGURANÇA
E DESEMPENHO ESSENCIAL



AFERIÇÕES E TESTES



INSPEÇÃO FINAL



TESTE BURN-IN

Маркировка: предупреждающая этикетка, отметка о прохождении контроля качества.

Аппарат электротерапевтический Neurodyn

Вариант исполнения: Neurodyn Esthetic

Потребляемая мощность (макс.): 100 ВА

Дата производства: дд.мм.гггг

Производитель: IBRAMED Industria Brasileira de Equipamentos Medicos EIRELI(ИБРАМЕД Индустрия Бразилейра де Экипаментос Медикос ЕИРЕЛИ), Бразилия

Адрес производителя: Av. Dr. Carlos Burgos, 2800 Jardim Italia, CEP 13901-080 Amparo – SP, Brazil

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «НВ-ЛАБ» (ООО «НВ-ЛАБ»)

Адрес уполномоченного представителя производителя: 115407, Россия, г. Москва, Вн.Тер. г. Муниципальный округ Нагатинский затон, ул. Речников, д.7, стр.1, этаж 1, помещ.27


Тел: +7(495) 963-74-70

E-mail: info@nv-lab.ru


Номер регистрационного удостоверения:



Макет русскоязычной маркировки.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Кабель питания.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Кабель пациента (1500 мм - разъем типа «банан» 2мм 2 шт.).




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Кабель пациента (1500 мм - зажим типа «крокодил» 2 шт.).




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Кабель пациента (1500 мм - разъем типа «банан» 4мм 1 шт., зажим типа «крокодил» 1 шт.) 1 кабель – 1 канал (для применения эстетических ручек-электродов).



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Кабель пациента (1500 мм - разъем типа «банан» 2 мм 1 шт., зажим типа «крокодил» несъемный 1 шт.).




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Ручка-электрод эстетическая для проведения электротерапии по лицу.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Электрод силиконовый 30 x 50 мм.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Электролифтинг-насадка изогнутая для эстетической ручки-электрода.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Электролифтинг-насадка точечная для эстетической ручки-электрода.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Наконечник сферический для эстетической ручки-электрода.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Насадка-крюк для эстетической ручки-электрода.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Наконечник роликовый для эстетической ручки-электрода.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Ручка-электрод эстетическая для проведения электротерапии по телу (разъем «банан» 2 мм).




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Ручка-электрод эстетическая для проведения электротерапии по телу (разъем «банан» 4 мм).




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Контейнер – сборник для аксессуаров Neurodyn Esthetic.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Предохранитель запасной.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Электрод (дисперсионный) алюминиевый 75 x 40 мм с токопроводящей прокладкой.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Зажим типа «крокодил» на разъем типа «банан» 2 мм чёрного цвета.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Зажим типа «крокодил» на разъеме типа «банан» 2 мм красного цвета.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Электрод лицевой кондуктивный 3х9х5х15.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Электрод лицевой кондуктивный 3х9х5х10.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Набор стеклянных электродов для ультратонотерапии (грибовидный электрод, «расческа», сатуратор, урогенитальный полостной, для зоны молочных желез.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Фиксатор эластичный для крепления электродов.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. CD-диск с руководством по эксплуатации.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Esthetic. Гель контактный.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Portable Tens Fes. Общий вид.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Portable Tens Fes. Основной блок..



Общий вид клавиш управления.

Segurança



Neurodyn "portable": Nominal product specification (1000 ohm load)
Pulse amplitude: 0 - 100mA (peak-to-peak) Waveform: Assimetrical biphasic square
Pulse width: 50 - 500µs Pulse rate: 0,5 - 250Hz
(Waveform, pulse width and pulse rate here described, were measured in a 50% of the maximum amplitude of output.)

**IBRAMED Indústria Brasileira
de Equipamentos Médicos EIRELI.**



Model
Serial Number
Nº M.S.

Tens/Fes port.

0557220001
10360310012

Date

Av. Dr. Carlos Burgos, 2800 - Jardim Itália
CEP 13.901-080 - Amparo - SP
CNPJ 00.133.418/0001-77



**IBRAMED IND. BRAS. EQP. MÉD. EIRELI.
SISTEMA GESTÃO DA QUALIDADE**

INSPEÇÃO DA QUALIDADE

☐ MONTAGEM DE
EQUIPAMENTOS

☒ INSPEÇÃO FINAL

☒ TESTE BURN-IN

☒ TESTE SEGURANÇA
E DESEMPENHO ESSENCIAL

Маркировка: наклейка с основными параметрами тока для различных режимов, этикетка от производителя, отметка о прохождении контроля качества.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Portable Tens Fes. Кабель питания.

Аппарат электротерапевтический Neurodyn

Вариант исполнения: Neurodyn Portable Tens Fes

Потребляемая мощность (макс.): 15 ВА

Дата производства: дд.мм.гггг

Производитель: IBRAMED Industria Brasileira de Equipamentos Medicos EIRELI(ИБРАМЕД Индустрия Бразилейра де Экипаментос Медикос ЕИРЕЛИ), Бразилия

Адрес производителя: Av. Dr. Carlos Burgos, 2800 Jardim Italia, CEP 13901-080 Amparo – SP, Brazil

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «НВ-ЛАБ» (ООО «НВ-ЛАБ»)

Адрес уполномоченного представителя производителя: 115407, Россия, г. Москва, Вн.Тер. г. Муниципальный округ Нагатинский затон, ул. Речников, д.7, стр.1, этаж 1, помещ.27


Тел: +7(495) 963-74-70

E-mail: info@nv-lab.ru


Номер регистрационного удостоверения:




Макет русскоязычной маркировки.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Portable Tens Fes. Кабель пациента (1500 мм - разъем типа «банан» 2мм 2 шт.).




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Portable Tens Fes. Электрод силиконовый 30 x 50 мм.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Portable Tens Fes. Кейс переносной для принадлежностей.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Portable Tens Fes. CD-диск с руководством по эксплуатации




Аппарат электротерапевтический Neurodyn Portable Tens Fes. Гель контактный.



Аппарат электротерапевтический Neurodyn Portable Tens Fes. Батарея питания.




Аппарат электротерапевтический Neurodyn. Упаковка



Аппарат электротерапевтический Neurodyn. Маркировка упаковки

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 121 листа(ов).

 Директор Дубин М.Е.

(подпись)

Дата «7» августа 2021 года

