



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор



Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка для оказания первой помощи работникам
по ТУ 21.20.24-020-85535470-2018, в вариантах исполнения:

Тип 02, Тип 03, Тип 03 Вариант 1, Тип 09, Тип 10/2,
Тип 10/2 Вариант 1, Тип 12, Тип 12 Вариант 1, Тип 13,
Тип 14/3, Тип 16, Тип 20, Тип 31, Тип 34
производства ЗАО «Виталфарм»

ВЛТС.939.850-1035
23.07.2021

Назначение медицинского изделия: для оказания доврачебной само – и взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях, травмах на предприятиях, учреждениях, дорожно-транспортных происшествиях, так и в любых других условиях.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Потенциальные потребители: работники предприятий, учреждений.

Риски применения:

- не использовать вложения после истечения сроков годности;
- имеются противопоказания. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках вложений.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки

(краткая рекомендация):

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 1.2 Состава аптечки). При угрозе распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 1.1 Состава аптечки)	г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.7 Состава аптечки) и бинты (п. п. 1.5, 1.6 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.7 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.8 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. п. 1.9, 1.10 Состава аптечки).
б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.4 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.5 - 1.7 Состава аптечки).	д) покрывало спасательное изотермическое (п. 1.11 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения, золотой стороной к телу для защиты от перегрева). Лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.
в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" (п. 1.3 Состава аптечки).	е) при перевязке использовать ножницы для разрезания повязок (п. 1.12 Состава аптечки).

ВНИМАНИЕ! Не использовать вложения после истечения срока годности. Имеются противопоказания. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий

Подробные инструкции вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

ВЛТС.939.850-и

Показания: при травмах.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:
указаны на индивидуальных упаковках вложений или внутри них.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с таблицей 2	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Контрэтикетка	1 шт.
Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам	1 шт.
Подробные инструкции вложений с указанием показаний, противопоказаний и возможных побочных эффектов вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их)	Согласно перечню вложений для Аптечки

Перечень вложений, входящих в изделие Аптечка для оказания первой помощи работникам по ТУ 21.20.24-020-85535470-2018, в вариантах исполнения: Тип 02, Тип 03, Тип 03 Вариант 1, Тип 09, Тип 10/2, Тип 10/2 Вариант 1, Тип 12, Тип 12 Вариант 1, Тип 13, Тип 14/3, Тип 16, Тип 20, Тип 31, Тип 34

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Кол-во
1. Медицинские изделия			
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая		шт.	10
Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные или Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-2020 или Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010 или Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012 или Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010 или Маска медицинская защитная для лица	ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР 2010/07908 ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733 ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512 ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158 ООО "КИТ", Россия, РУ ФСР 2010/09673 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР		

ВЛТС.939.850-и

из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010 или Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ГЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010 или Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов или Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 следующих размеров: 8,0 см x 14,0 см; 9,5 см x 14,5 см; 9,5 см x 17,5 см или Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-14382957-2020 или Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50-009-71847378-2017 или Маска медицинская лицевая одноразовая, по ТУ 32.50.50-007-40393587-2020 варианты исполнения: - с логотипом, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см; - без логотипа, размер (ширина x длина) 9,5 см x 17,5 см	2010/07707 ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436 Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ 2011/10740 ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118 ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", Россия, РУ РЗН 2020/9944 ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773 ФГУП "МЭЗ", Россия, РУ РЗН 2020/12143		
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М Перчатки медицинские нестерильные и стерильные или Перчатки медицинские диагностические, из натурального латекса или синтетические, стерильные, нестерильные, опудренные, неопудренные, с гладкой поверхностью, с текстурированной поверхностью или Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные или Перчатки диагностические медицинские SF Gloves различных типов и размеров или Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные или	«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» Германия, РУ ФСЗ 2010/07368 «Интернэшнл Медикал Продактс ЛЛС», США, РУ ФСЗ 2010/06177 «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2012/13220 «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07717 Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130	пара	2

ВЛТС.939.850-и

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые «Benovu» стерильные и нестерильные или Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» или Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые или Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные или Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe или Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex латексные опудренные, Ambulex P латексные неопудренные, Ambulex VINYL виниловые опудренные и неопудренные, Ambulex NITRYL нитриловые опудренные и неопудренные в размерах: XS, S, M, L, XL или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM или Перчатки медицинские или Перчатки смотровые виниловые нестерильные одноразовые следующих типоразмеров: XS, S, M, L, XL или Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe или Перчатки смотровые латексные опудренные, нестерильные	«ТГ Медикал Сдн. Бхд.», Малайзия, РУ ФСЗ 2012/12488 «ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия, РУ РЗН 2017/5747 «Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.», Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932 «Хелиомед Хандельсгез м.б.Х.», Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144 ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102 "ТЗМО С.А.", Польша, РУ ФСЗ 2007/00788 «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ РЗН 2019/8284 Тан Син Лян Индастриз Сдн.Бхд., Малайзия, РУ ФСЗ 2012/13037 «Суцянь Грин Глоув Компани Лимитед», Китай, РУ РЗН 2014/1985 «ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани», Вьетнам, РУ РЗН 2017/6105 "Топ Глов Сдн. Бхд.", Малайзия, РУ РЗН 2018/7426		
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»		шт.	1

ВЛТС.939.850-и

Устройство для проведения искусственного дыхания – «рот-устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009-26528997-10 или Устройство для проведения искусственного дыхания – «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017	ООО НПФ «МИРАЛ», Россия, РУ ФСР 2010/07434 ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705		
1.4 Жгут кровоостанавливающий Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный для само- и взаимопомощи по ТУ 9398-026-42965160-2004 или Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10 или Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм» по ТУ 9398-032-85535470-2015 или Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007 или Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/06312 ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432 ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733 ОАО «Объединение Альфапластик», Россия, РУ ФСР 2007/00032 ООО «Киевгума», Украина, РУ ФСЗ 2012/12991	шт.	1
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см или Бинты марлевые медицинские	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ	шт.	4

ВЛТС.939.850-и

стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014	ФСР 2010/09194 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558		
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194	шт.	4

1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071- 2014 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071- 2014	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558		
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 см х 14 см №10 Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03225 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2553 ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03789 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01316 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2011/11141 ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12069	уп.	2

ВЛТС.939.850-и

16427-93 или Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93	ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649		
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM- Plaster, SFM-Strip или Лейкопластырь медицинский фиксирующий или Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах или Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед» или Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393- 015-45961725-2009 или Лейкопластырь медицинский фиксирующий или Лейкопластырь «УНИПЛАСТ® /UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019 или Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017 или Пластырь медицинский стерильный и нестерильный, разных форм и размеров: - на тканевой основе. - на нетканой основе. - на полимерной основе	«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442 «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017 «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959 «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807 АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2009/05363 «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09593 АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03212 ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6112 «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2007/00548	шт.	1
1.9 Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см Лейкопластырь медицинский бактерицидный «Импэкс-Мед»	«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ	шт.	10

ВЛТС.939.850-и

или Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM- Plaster, SFM-Strip или Лейкопластырь медицинский бактерицидный по ТУ 9393-011- 56334457-2011 восьми типоразмеров: 1,9 см x 7,2 см; 2,5 см x 7,2 см; 3,8 см x 3,8 см; 4,0 см x 10,0 см; 4,1 см x 3,8 см; 6,0 см x 2,0 см; 6,0 см x 10,0 см; 10,0 см x 10,0 см или Лейкопластырь бактерицидный или Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725- 2009 или Лейкопластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST® бактерицидный» по ТУ 21.20.24-013- 45961725-2019 или Пластырь медицинский стерильный бактерицидный с антисептиком разных форм и размеров или Лейкопластырь медицинский бактерицидный или Лейкопластырь медицинский по ТУ 21.20.24-006-01716953-2017	ФСЗ 2009/03549 «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд», КНР, РУ ФСЗ 2008/01495 «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2011/12017 «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01958 АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03213 АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/07192 «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ РЗН 2015/3108 «Чанчжоу Хуалиань Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09594 ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6618		
1.10 Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x 10 см Лейкопластырь медицинский бактерицидный «Импэкс-Мед» или Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM- Plaster, SFM-Strip или	 «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2009/03549 «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд», КНР, РУ ФСЗ 2008/01495 «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252	Шт.	2

ВЛТС.939.850-и

Лейкопластырь медицинский бактерицидный по ТУ 9393-011-56334457-2011 восьми типоразмеров: 1,9 см x 7,2 см; 2,5 см x 7,2 см; 3,8 см x 3,8 см; 4,0 см x 10,0 см; 4,1 см x 3,8 см; 6,0 см x 2,0 см; 6,0 см x 10,0 см; 10,0 см x 10,0 см или Лейкопластырь бактерицидный или Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010 или Лейкопластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST® бактерицидный» по ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 или Лейкопластырь медицинский бактерицидный	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2011/12017 «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01958 АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03213 АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/07192 «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09594		
1.11 Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см Покрывало спасательное для оказания первой медицинской помощи пострадавшим от перегрева или переохлаждения или Покрывало спасательное «Защита» для предохранения от переохлаждения или перегрева по ТУ 9398-001-27955879-2014 или Покрывало спасательное от перегрева или переохлаждения пострадавших по ТУ 9398-001-74050508-2005 или Покрывало спасательное изотермическое по ТУ 9398-014-26528997-2011 или Покрывало спасательное для пострадавших от перегрева или переохлаждения, для комплектации аптек первой медицинской помощи (Rettungsdecke)	«Имеко ГмбХ энд Ко. КГ», Германия, РУ РЗН 2013/891 ЗАО «ВИБА», Россия, РУ РЗН 2015/3146 ООО «ШАНС», Россия, РУ ФСР 2010/06812 ООО НПФ «МИРАЛ», Россия, РУ ФСР 2011/11915 «Лайна-Верке ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/08867	шт.	2
1.12 Ножницы для разрезания повязок Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010	ОАО «МИЗ им. М.Горького», Россия, РУ ФСР 2010/07370	шт.	1

ВЛТС.939.850-и

или Инструменты хирургические ЦИЛИТА режущие и ударные с острой (режущей) кромкой	ООО «ЦИЛИТА», Россия, РУ ФСЗ 2008/02700		
2. Прочие средства			
2.1 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам		шт.	1
2.2 Футляр		шт.	1
Футляр полипропиленовый Тип 02	ВЛТС.939.850-02		
или			
Футляр полистирольный Тип 03	ВЛТС.939.850-03		
или			
Футляр полипропиленовый Тип 09	ВЛТС.939.850-09		
или			
Футляр полистирольный Тип 10/2	ВЛТС.939.850-10/2		
или			
Футляр текстильный Тип 12	ВЛТС.939.850-12		
или			
Футляр текстильный Тип 13	ВЛТС.939.850-13		
или			
Футляр текстильный Тип 14/3	ВЛТС.939.850-14/3		
или			
Футляр металлический Тип 16	ВЛТС.939.850-16		
или			
Футляр полипропиленовый Тип 20	ВЛТС.939.850-20		
или			
Футляр текстильный Тип 31	ВЛТС.939.850-31		
или			
Футляр полипропиленовый Тип 34	ВЛТС.939.850-34		

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Футляр полипропиленовый Тип 02

- Длина, мм - 195±20
- Ширина, мм - 160±15
- Высота, глубина, мм - 90±10

Футляр полистирольный Тип 03

- Длина, мм - 275±30
- Ширина, мм - 190±19
- Высота, глубина, мм - 80±10

Футляр полипропиленовый Тип 09

- Длина, мм - 235±25
- Ширина, мм - 190±20
- Высота, глубина, мм - 75±10

ВЛТС.939.850-и

Футляр полистирольный Тип 10/2

- Длина, мм - 210 ± 20
- Ширина, мм - 210 ± 20
- Высота, глубина, мм - 68 ± 10

Футляр текстильный Тип 12

- Длина, мм - 210 ± 30
- Ширина, мм - 170 ± 25
- Высота, глубина, мм - 80 ± 10

Футляр текстильный Тип 13

- Длина, мм - 230 ± 25
- Ширина, мм - 185 ± 20
- Высота, глубина, мм - 105 ± 10

Футляр текстильный Тип 14/3

- Длина, мм - 200 ± 20
- Ширина, мм - 125 ± 20
- Высота, глубина, мм - 80 ± 10

Футляр металлический Тип 16

- Длина, мм - 323 ± 30
- Ширина, мм - 260 ± 25
- Высота, глубина, мм - 100 ± 10

Футляр полипропиленовый Тип 20

- Длина, мм - 240 ± 24
- Ширина, мм - 185 ± 19
- Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Футляр текстильный Тип 31

- Длина, мм - 285 ± 30
- Ширина, мм - 235 ± 25
- Высота, глубина, мм - 135 ± 15

Футляр полипропиленовый Тип 34

- Длина, мм - 300 ± 30
- Ширина, мм - 254 ± 25
- Высота, глубина, мм - 105 ± 10

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

- Тип 02 (140 ± 30);
- Тип 03 (260 ± 50);
- Тип 09 (255 ± 50);

- Тип 10/2 (220±40);
- Тип 12 (90±20);
- Тип 13 (85±30);
- Тип 14/3 (60±20);
- Тип 16 (1600 ±300);
- Тип 20 (160±30);
- Тип 31 (320 ±70);
- Тип 34 (700±150).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

- Тип 12, Тип 13, Тип 14/3, Тип 31 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» К50, 25Н ГОСТ 30019.1.;
- Тип 02, Тип 09, Тип 20, Тип 34 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;
- Тип 03, Тип 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.
- Тип 16 – сталь 0,8 ГОСТ 16523-97;
- Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, ПФ1503/07-ПЭ, КПО-01.

Требования к дезинфекции:

Футляры устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до 25°C. Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация: Образующиеся отходы утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Срок годности: 48 месяцев.

Гарантийный срок: Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев.

Дата изготовления и номер партии: Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм»
Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85,
www.vitalfarm.ru

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
14 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.

