

Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения креатинина энзиматическим спектрофотометрическим методом в сыворотке и плазме крови или моче человека на биохимических анализаторах Alinity с «Креатинин Энзиматический Реагенты (Alinity с Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit)»



08P01-20



Набор реагентов для количественного определения креатинина энзиматическим спектрофотометрическим методом в сыворотке и плазме крови или моче человека на биохимических анализаторах Alinity с «Креатинин Энзиматический Реагенты (Alinity с Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit)»


4 картриджа по 360 тестов в составе: Реагент 1 (Alinity с Creatinine (Enzymatic) R1) – 4 x 68.1 мл, Реагент 2 (Alinity с Creatinine (Enzymatic) R2) – 4 x 26.1 мл, Инструкция по применению / Производитель: СЕНТИНЕЛЬ К. С.п.А., SENTINEL CH. S.p.A, Via Robert Koch, 2, Milano (MI) 20152, Italy (Италия)/ Страна происхождения: Италия / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкцию по применению на русском языке см.: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Crea Enz

Alinity с Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit



INFORMATION FOR USA ONLY **RU ONLY**

The Alinity с Creatinine (Enzymatic) assay is used for the quantitative determination of creatinine in human serum, plasma, and urine on the Alinity с analyser.

[R1] Active ingredients: Good's buffer (pH 7.5) (25 mmol/L), Creatinase (> 12 kU/L), Sarcosine oxidase (> 8 kU/L), Catalase (> 200 kU/L), L-APMT (0.42 mmol/L). Inactive ingredients: detergents (< 1%) and preservative.

[R2] Active ingredients: Good's buffer (pH 7.5) (100 mmol/L), Creatinase (> 300 kU/L), Phenolase (> 20 kU/L), 4-phenylazopyridine (2.05 mmol/L). Inactive ingredients: detergents (< 0.5%), Preservative: sodium azide (< 0.1%).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA



Crea Enz

REF 08P0120 4 x 360

www.abbottdiagnostics.com/IFU



R1 4 x 68.1 mL
R2 4 x 26.1 mL

G7047 6902

CONTAINS: AZIDE

SENTINEL CH. S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI)
20152, Italy
+39 02 345 514 1



DISTRIBUTED BY
Abbott Laboratories

PRODUCT OF ITALY

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия, 4х360 тестов

Alinity

c

R1

68.1 mL

2°C

8°C

SENTINEL CH. SpA

Via Robert Koch, 2

Milan 20152 Italy

G71127R01

SN

00000

Crea Enz

Creatinine (Enzymatic)

R2

26.1 mL

08P01

IVD

CONTAINS: AZIDE

Exp.

LOT

G71054R01

Abbott

000 ЦПРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



08P01-30



Набор реагентов для количественного определения креатинина энзиматическим спектрофотометрическим методом в сыворотке и плазме крови или моче человека на биохимических анализаторах Alinity с «Креатинин Энзиматический Реагенты (Alinity с Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit)»


10 картриджей по 360 тестов в составе: Реагент 1 (Alinity с Creatinine (Enzymatic) R1) – 10 x 68.1 мл, Реагент 2 (Alinity с Creatinine (Enzymatic) R2) – 10 x 26.1 мл, Инструкция по применению / Производитель: СЕНТИНЕЛЬ К. С.п.А., SENTINEL CH. S.p.A, Via Robert Koch, 2, Milano (MI) 20152, Italy (Италия)/ Страна происхождения: Италия / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкцию по применению на русском языке см.: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Crea Enz

Alinity с Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit



INFORMATION FOR USE ONLY

The Alinity с Creatinine (Enzymatic) assay is used for the quantitative determination of creatinine in human serum, plasma, and urine on the Alinity с analyzer.

- R1 Active ingredients:** Good's buffer (pH 7.5) (25 mmol/L), Creatinine (≥ 12 μmol/L), Sarcosine oxidase (≥ 8 μU/L), Catalase (≥ 200 μU/L), GSH-Px (5.47 mmol/L), inactive ingredients: deionized water (< 1%) and preservative.
- R2 Active ingredients:** Good's buffer (pH 7.5) (100 mmol/L), Creatinine (≥ 200 μmol/L), Peroxidase (≥ 20 μU/L), 4-aminobenzidine (2.80 mmol/L), inactive ingredients: deionized water (< 0.5%), Preservative sodium azide (< 0.1%).

Contributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA



Crea Enz

REP 08P0130

10 x 360

www.abbottdiagnostics.com/IFU



R1 10 x 68.1 mL
R2 10 x 26.1 mL

6720918902

CONTAINS: AZIDE

SENTINEL CH. S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI)
20152, Italy
+39 02 345 514.1



DISTRIBUTED BY
Abbott Laboratories

PRODUCT OF ITALY

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия, 10 x 360 тестов



R1

68.1 mL

2°C 8°C



SENTINEL CH. SpA
Via Robert Koch, 2
Milan 20152 Italy
G71127R01

00000

Crea Enz

Creatinine (Enzymatic)

R2

26.1 mL



08P01

IVD

CONTAINS: AZIDE

Exp.

LOT

G71054R01

Abbott


Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 листов



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения креатинина энзиматическим спектрофотометрическим методом в сыворотке и плазме крови или моче человека на биохимических анализаторах Alinity с «Креатинин Энзиматический Реагенты (Alinity с Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



Фотографическое изображение открытой упаковки «Креатинин Энзиматический Реагенты (Alinity с Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit)», 4x360 тестов.



Фотографическое изображение упаковки и картриджей «Креатинин Энзиматический Реагенты (Alinity с Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit)», 4x360 тестов.





Фотографическое изображение упаковки и картриджей «Креатинин Энзиматический Реагенты (Alinity с Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit)», 10 x 360 тестов



Фотографическое изображение открытой упаковки «Креатинини Энзиматический Реагент (Alinity с Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit)», 10 x 360 тестов



Фотографическое изображение картриджа «Креатинин Энзиматический Реагенты (Alinity с Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit)», 10 x 360 тестов



Зсего прошиито, пронумерова
и скреплено печатью

5 листов
Подпись

