

Фотографическое изображение
Набора реагентов для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу
SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, в сыворотке (плазме) крови человека
методом «захвата» иммуноферментного анализа
«SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН»,
ТУ 21.20.23-004-41390295-2020,
Серия № 210303, Серия №210315

Общий вид набора реагентов Серия №210303:





SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент 1 шт
- 2 К (+) - инaktivированный положительный контрольный образец 1 шт
- 3 К (-) - инaktivированный отрицательный контрольный образец 1 шт
- 4 ФCB-T (x26) - концентрат промывочного раствора 1 шт
- 5 PPO - раствор для разведения образцов 1 шт
- 6 RPRO - раствор для предварительного разведения образцов 1 шт
- 7 PK - раствор конъюгата 1 шт
- 8 TMB - раствор TMB 1 шт
- 9 Stop-реагент 1 шт
- 10 Планшет для предварительного разведения образцов 1 шт
- 11 Наконечники для дозаторов 16 шт
- 12 Ваточки для реагентов 2 шт
- 13 Пленка для заклеивания планшета 2 шт
- 14 Инструкция по использованию набора реагентов 1 шт

*Активатор и BAP-AD в набору реагента C и ИМБИАН отсутствуют

**Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса M (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, в сыворотке (плазме) крови человека методом «захвата» иммуноферментного анализа (ИФА) «SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН»,
ТУ 21.20.23-004-41390295-2020», Серия № 210303, Серия № 210315**

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

REF KE-001/96

LOT 210303

03-03-2021

03-09-2022

ИМБИАН

ИД

Для клинической лабораторной диагностики
Замораживать не допускается

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
РПЛ, Кольцово, ул. Садовая 2/7
8333209-34-64, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru



📍 **ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7**

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

🌐 **Место производства:**
ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

☎ **8-800-600-90-77**

💻 www.imbian.ru

✉ info@imbian.ru

📱 **WhatsApp:**
+73832093454

Общий вид набора реагентов Серия №210315:





SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН

Набор реагентов содержит:

1 Иммуносорбент	1 шт
2 К (+) - инaktivированный положительный контрольный образец	1 шт
3 К (-) - инaktivированный отрицательный контрольный образец	1 шт
4 ФСБ-Т (x26) - концентрат промывочного раствора	1 шт
5 РРО - раствор для разведения образцов	1 шт
6 РПРО - раствор для предварительного разведения образцов	1 шт
7 РК - раствор конъюгата	1 шт
8 ТМБ - раствор ТМБ	1 шт
9 Стоп-реагент	1 шт
10 Планшет для предварительного разведения образца	1 шт
11 Наконечники для дозаторов	16 шт
12 Ванночка для реагентов	2 шт
13 Пленка для заклеивания планшета	2 шт
14 Инструкция по использованию набора реагентов	1 шт

*антигена к Вич-1,2 и вирусу гепатита С и HbsAg отсутствуют

Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, в сыворотке (плазме) крови человека методом «захвата» иммуноферментного анализа (ИФА) «SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН», ТУ 21.20.23-004-41390295-2020», Серия № 210303, Серия № 210315 (для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

ПУ XXX XXXX/XXXXX

REF KE-001/96

LOT 210315

15-03-2021

15-09-2022

Imbian

4620102 800436

IVD

Для клинической лабораторной диагностики
Замораживать не допускается

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
РП. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-64, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru



ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

Место производства:
ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru

WhatsApp: +73832093454

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Осипова В.В.

«11» 06 2021 г.



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист 66
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова
15 06 2021 г

