

7.
УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Универсал»

Попов В.В.

«13» апреля 2019 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**Стол для зуботехнической лаборатории «Универсал»
с принадлежностями по ТУ 32.50.22-001-15348186-2019,
варианты исполнения (см. Приложение на 2 листах)**


Производства
ООО «Универсал»
443105, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская,
д. 167А, офис 129

Стол для зуботехнической лаборатории «Универсал – 1»,

Т
У



Стол для зуботехнической лаборатории «Универсал – 2»,



Стол для зуботехнической лаборатории «Универсал – 3»,



Маркировка

Стол для зуботехнической лаборатории «Универсал»
по ТУ 32.50.22-001-15348186-2019:

Стол для зуботехнической лаборатории
«Универсал - 1», ТУ 32.50.22-001-15348186-2019

ПУ № ____/____ от ____ . ____ .20 ____ г.
изд № ____

Дата изготовления: ____ . ____ .20 ____ г.


Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: не менее 5 лет

Сделано в России



ООО «Универсал», г. Самара,
ул. Ставропольская, 167А, оф. 129



ВНИМАНИЕ!



- напряжение питания 220 В
- частота переменного тока 50 Гц
- потребляемая мощность 250 ВА
- полная мощность, потребляемая
оборудованием не более 1500 ВА
- мощность устройств, подключаемых
к розеткам оборудования не более 300 ВА


**Принадлежности:
Подставка для ног**




Подлокотники



Экран защитный



Кожух защитный



Модуль вытяжной




Тумба для инструментов




Светильник




Финагель



Ящик для мусора



Сетевого фильтр-удлинителя S-GSP5



Маркировка Сетевого фильтр-удлинителя S-GSP5

Uniel

СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
WWW.UNIEL.RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ UNIEL

Модели: S-GSPY-MC, где S – серия Standard; G – с заземлением; SP – сетевой фильтр; Y – количество розеток, от 2 до 6; M – длина шнура, м (1,5; 3; 5; 10).

Уважаемый покупатель! Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Обратите особое внимание на указания по безопасности.

Сетевой фильтр предназначен для подключения электроприборов.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Не подвергать воздействию влаги!

Не разбирать! Беречь от детей!

Запрещается использовать изделие с механическими повреждениями шнура и корпуса!

Не превышать максимально допустимую нагрузку, указанную на упаковке!

Изделие предназначено для использования только в помещении.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Включите сетевой фильтр с помощью вилки в электрическую сеть. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном состоянии.
2. Подключите электроприборы к сетевому фильтру.
3. Нажимайте кнопку включения. При этом должен загореться индикатор выключателя.
4. Чтобы отключить сразу все питаемые электроприборы, нажмите на кнопку выключателя. Индикатор должен погаснуть.

Срок службы 5 лет

Гарантии потребителей направлять по адресу:

40 «ТК Юнимаркет» 129337, Москва.

Хорошевский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05

Гарантия 1 год

Не требует
специальных условий
хранения


EAC CE

Uniel

ДОПОЛНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРЕВОЗКЕ,
РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ
СЕТЕВЫХ ФИЛЬТРОВ
СЕРИИ UNIEL

Срок службы 5 лет
Претензии потребителей направлять по адресу:
ЗАО «ТК Юнимаркет» 129337, Москва,
Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05

Гарантия 1 год
Не требует
специальных условий
хранения



Uniel

СВЕТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

WWW.UNIEL.RU

ДОПОЛНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРЕВОЗКЕ,
РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ
СЕТЕВЫХ ФИЛЬТРОВ
ТОРГОВОЙ МАРКИ UNIEL

ИНСТРУКЦИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА **S-GSP5-3C**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Предназначен для бытового использования. Корпус и вилка сетевого фильтра изготовлены из негорючих материалов. Защищает электроприборы от короткого замыкания, перегрузок и импульсных перенапряжений.
Номинальная сила тока — 10 А.
Номинальное напряжение — 220 В.
Максимальная нагрузка — 2200 Вт.
Максимальная рассеиваемая энергия — 125 Дж.

УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ:

При перевозке не бросать и не подвергать воздействию влаги. Для продажи через оптовые и розничные торговые организации. При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из пластика.

Сделано в России. Изготовитель: ООО «ЮниэлРусПром»,
142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4, ком. 204, тел.: (495) 765-12-78,
www.uniel.ru, www.uniel.biz, www.uniel.com

Претензии потребителей направляйте по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: (499) 182-51-05.
Дату изготовления см. на упаковке.

Прошито пронумеровано

17 листов (*Семнадцать*)

