

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Центр Реабилитации «Ормед»



Габибзаде А.Г.

2021 г.

АППАРАТ ДЛЯ НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НЕБА, ГЛОТКИ,
ГОРТАНИ С НАБОРОМ ЭЛЕКТРОДОВ «VITALSTIM PLUS»

Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия

Аппарат для нейромышечной стимуляции неба, глотки, гортани с набором электродов
«VitalStim Plus»




Примечание: Комплект батареек щелочных 1,5 В типа АА (4 шт.) на фотографии выше вставлен в батарейный отсек устройства электротерапии Chattanooga VitalStim Plus.

1. Устройство электротерапии Chattanooga VitalStim Plus





2. Токоподводящие кабели Chattanooga VitalStim Plus с зажимами:



2.1. Токоподводящий кабель канала 1 (синий) с зажимом



2.2. Токоподводящий кабель канала 2 (зеленый) с зажимом




2.3. Токоподводящий кабель канала 3 (оранжевый) с зажимом




2.4. Токоподводящий кабель канала 4 (красный) с зажимом



2.5. Контрольный токоподводящий кабель (белый) для поверхностной электромиографии (sEMG) с зажимом



3. Опционный пульт дистанционного управления для оператора Chattanooga VitalStim Plus



4. Подставка Chattanooga VitalStim Plus



5. Стилус Chattanooga VitalStim Plus




6. Прорезиненный чехол Chattanooga VitalStim Plus






7. Электроды Chattanooga VitalStim, варианты исполнения:


7.1. Электроды для взрослых





7.2. Контрольные электроды для поверхностной электромиографии (sEMG)





8. Футляр для системы электротерапии Chattanooga VitalStim Plus





9. USB-флеш-накопитель с электронной версией Руководства по эксплуатации



10. Карта памяти MicroSD 8 Гб



11. Батарейки щелочные 1,5 В, тип АА





**Аппарат для нейромышечной
стимуляции неба, глотки, гортани
с набором электродов «VitalStim Plus»**



DJO, LLC (ДиджейО, ЛЛС)

1430 Decision Street, Vista, California 92081, USA (США)

Место производства: Verity Medical Ltd
Unit 7, Upper Slackstead Farm, Farley Lane, Braishfield, Romsey,
Hampshire, SO51 0QL, United Kingdom (Соединенное Королевство)

Максимальный рабочий цикл: 240 мин – работа, 20 мин – пауза



003287




12.2019 г.



5923



IP 20



CE 0086

Запрещено применять при наличии кардиостимулятора и других
имплантированных электронных устройств

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 25 (двадцать пять) лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ «ОРМЕД»
Габиева А.Г.
» _____ 2021 г

