



ООО «БиоВитрум»

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А
ИНН 7801557131 КПП 780101001 ОГРН 1117847412319
Тел/факс: (812) 305-06-06; e-mail: info@biovitrum.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «БиоВитрум»



Зиновьев О.А.

**МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ И ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Раствор для предварительной обработки Tissue-Tek Xpress Pre-Processing Solution

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ:

- 1) Маркировка коробки, содержащей 4 бутылки
- 2) Маркировка бутылки
- 3) Маркировка бутылки с идентификацией опасности



Раствор для предварительной обработки Tissue-Tek Xpress Pre-Processing Solution

REF 7115



(01) 00615233081490

Содержит 4 бутылки по 3,8 л.
Перед применением перевернуть 5 раз.

LOT XXXX-XX

 XXXX-XX-XX

Количество: 1 коробка



Sakura Finetek USA, Inc.
1750 W 214th Street
Torrance, CA 90501 U.S.A.

L2



+N905711522

0004418-01 Rev. M




Sakura Finetek Europe B.V.
Flemingweg 10a
2408 AV Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, г. Санкт-Петербург, Большой
проспект В.О., дом 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 305-06-06, E-mail: zakaz@biovitrum.ru

Сделано в США

Для применения с аппаратами автоматической проводки
Tissue-Tek Xpress



15°C  30°C

РУ №

от XX.XX.XXXX



**Раствор для предварительной обработки
Tissue-Tek Xpress Pre-Processing Solution**

REF **7115**



(01) 00615233081490

**Объем: 3,8 л.
Перед применением перевернуть 5 раз.
Содержит ацетон.**


LOT XXXX-XX

 XXXX-XX-XX

Количество: 1 бутыл



Sakura Finetek USA, Inc.
1750 W 214th Street
Torrance, CA 90501 U.S.A.



Sakura Finetek Europe B.V.
Flemingweg 10a
2408 AV Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, г. Санкт-Петербург, Большой
проспект В.О., дом 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 305-06-06, E-mail: zakaz@biovitrum.ru

Сделано в США

L2



+H905711522

0004418-01 Rev. M

Для применения с аппаратами автоматической проводки
Tissue-Tek Xpress



РУ №

от XX.XX.XXXX

15°C  30°C

Раствор для предварительной обработки Tissue-Tek Xpress Pre-Processing Solution



ОПАСНОСТЬ

Идентификация опасности

Легковоспламеняющееся вещество. Вызывает раздражение глаз. Может привести к сонливости и головокружению.

Меры по предупреждению опасности

Предупреждающие действия

Держите вдали от источников тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курите. Сохраняйте контейнер плотно закрытым. Не используйте вблизи искрящего оборудования. Соблюдайте меры предосторожности против статического электричества. Избегайте вдыхание паров и капелек реагента. Тщательно мойте руки после работы. Работайте только в хорошо вентилируемом помещении или с открытой дверью. Используйте перчатки для рук/ защиту для глаз/ для лица.

Меры реагирования

Если реагент попал на кожу (или волосы): Снимите немедленно всю одежду. Промойте кожу/волосы водой / душем. Если вдохнули пары: Выведите пострадавшего на свежий воздух и обеспечьте условия, чтобы ему было удобно дышать. В случае попадания в глаза: Осторожно промойте глаза водой в течение нескольких минут. Удалите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжите промывание. Позвоните в токсикологический центр / доктору, если вы плохо себя чувствуете. Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь за медицинской помощью. В случае возгорания: используйте огнетушитель/ подходящие средства для тушения огня.

Хранение

Храните контейнер в хорошо вентилируемом помещении. Держите контейнер плотно закрытым. Не нагревайте. Храните в закрытых помещениях.

Утилизация

Утилизировать содержимое контейнеров / контейнеры следует в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами.

Дополнительная информация

Изделие является опасным химическим веществом в соответствии со стандартом информирования об опасностях 29 CFR 1910.1200 Управления по охране труда (OSHA)



Sakura Finetek USA, Inc.
1750 West 214th Street
Torrance, CA 90501
1-310-972-7800

Chemtrec: 1-800-424-9300
SDSsupport@sakuraus.com


США

0007582-01 Rev. 2

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ







Прошито и пронумеровано

10 (десять) листов (ов)

Генеральный директор

ООО «БиоВитрум»

О.А. Зиновьев

