



**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия**

**Набор реагентов для качественного и количественного определения
антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови
человека (Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)),
серия (партия) E210416AC**





Внешний вид набора

EUROIMMUN
a PerkinElmer company

Medizinische
Labordiagnostika
AG

Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)

Test system for in vitro determinations **IVD** of antibodies against SARS-CoV-2
in human serum or plasma. Ready for use.

REF EI 2606-9601-10 G

96

CONTENTS

1. Antigen-coated microplate strips in a frame, ready for use	12	strips	STRIPS
2. Calibrators 1-6, ready for use	6 x 2	ml	CAL 1-6
3. Positive control (IgG, human), ready for use	1 x 2	ml	POS CONTROL
4. Negative control (IgG, human), ready for use	1 x 2	ml	NEG CONTROL
5. Enzyme conjugate (anti-human IgG), ready for use	1 x 12	ml	CONJUGATE
6. Sample buffer, ready for use	1 x 100	ml	SAMPLE BUFFER
7. Wash buffer, 10x concentrated	1 x 100	ml	WASH BUFFER 10x
8. Chromogen/substrate solution (TMB/H ₂ O ₂), ready for use	1 x 12	ml	SUBSTRATE
9. Stop solution (0.5 M H ₂ SO ₄), ready for use	1 x 12	ml	STOP SOLUTION
10. Protective foil	3 x 1	piece(s)	FOIL
11. Quality control certificate	1	protocol	
12. Test instruction	1	booklet	



+24°C


LOT E210416AC

EUROIMMUN AG


CE

2022-04-15


Внешний вид набора



Внешний вид набора




Внешний вид набора




Внешний вид набора




Внешний вид набора




Лунки микропланшета, покрытые антигенами, в рамке- держателе, 12 стрипов по 8 лунок




Калибратор 1, 2,0 мл, флакон




Калибратор 2, 2,0 мл, флакон




Калибратор 3, 2,0 мл, флакон




Калибратор 4, 2,0 мл, флакон




Калибратор 5, 2,0 мл, флакон




Калибратор 6, 2,0 мл, флакон



Образец контрольный, положительный, 2,0 мл, флакон




Образец контрольный, отрицательный, 2,0 мл, флакон




Конъюгат ферментный, 12 мл, флакон




Раствор буферный для разведения образцов, 100 мл, флакон




Раствор буферный для промывки, 100 мл, флакон




Раствор хромогена/субстрата, 12 мл, флакон



Стоп-реагент, 12 мл, флакон



Пленка защитная, 3 шт.



Инструкция по применению

EUROIMMUN
a PerkinElmer company

Medizinische
Labor Diagnostika
AG




Qualitätskontrollzertifikat Quality Control Certificate

Produkt: Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)
Product:
Ch.-B.: E210416AC
Lot:

Best.-Nr.: EI 2606-9601-10 G
Order No:
2022-04-15

		Referenzwert Reference value		Valider Bereich Valid range	
Kalibrator 1 Calibrator 1	120 RU/ml	2.153	O.D.		
Kalibrator 2 Calibrator 2	80 RU/ml	1.734	O.D.		
Kalibrator 3 Calibrator 3	40 RU/ml	1.069	O.D.		
Kalibrator 4 Calibrator 4	20 RU/ml	0.601	O.D.		
Kalibrator 5 Calibrator 5	10 RU/ml	0.336	O.D.	> 0.140	O.D.
Kalibrator 6 Calibrator 6	1 RU/ml	0.061	O.D.		
Pos. Kontrolle 1 Pos. Control 1	quantitativ quantitative	70	RU/ml	39 - 102	RU/ml
Neg. Kontrolle Neg. Control	quantitativ quantitative	1	RU/ml	0 - 7	RU/ml

O.D. Kalibrator 1 > O.D. Kalibrator 2 > O.D. Kalibrator 3 > O.D. Kalibrator 4 > O.D. Kalibrator 5 > O.D. Kalibrator 6
O.D. Calibrator 1 > O.D. Calibrator 2 > O.D. Calibrator 3 > O.D. Calibrator 4 > O.D. Calibrator 5 > O.D. Calibrator 6



Die Charge wurde von der Qualitätskontrolle getestet und erfüllt alle Spezifikationen.
The lot has been tested by the quality control laboratory and meets the specifications.

Сертификат контроля качества

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 25 листов.



Умид

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАЛАБАЕВ С.А.