

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЭргоПродакшн»



Д.В. Усейнов

«05» февраля 2021 г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия
37% Раствор формальдегида HistoSafe®
по ТУ 21.20.23-009-89079081-2017
от «22» июля 2019 г с изменениями от 05.02.2021г.**

При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-009-89079081-2017 п.1.5.

Варианты первичных упаковок, выдерживающих испытания на химическую стойкость и герметичность, по ГОСТ 33756-2016, приведенных в настоящем документе, отвечают требованиям ТУ 21.20.23-009-89079081-2017 п. 1.2.1 в редакции с изм. 1 и редакции с изм. 2 поставщик для Варианта упаковки №1 – ОАО «СПК «Роман» (РФ), поставщик для варианта упаковки № 2- альтернативный поставщик.

Фото 1. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® - 1 л, лицевая сторона



Фото 2. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® - 1 л, обратная сторона



Фото 3. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 2,5 л (Вариант фасовки № 1)




Фото 4. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 2,5 л (Вариант фасовки № 2)




Фото 5. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 5 л (Вариант фасовки № 1)




Фото 6. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 5 л (Вариант фасовки № 2)




Фото 7. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 10 л (Вариант фасовки № 1)




Фото 8. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 10 л (Вариант фасовки № 2)




Фото 9. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 20 л (Вариант фасовки № 1)





Фото 10. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 20 л (Вариант фасовки № 2)



прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 12
(Удмуртская) лист(ов)

Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"

"5" февраля 2021г.
Д.Б. Усейнов



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЭргоПродакшн»



Д.В. Усейнов

**Фотографические изображения
медицинского изделия
37% Раствор формальдегида HistoSafe®
по ТУ 21.20.23-009-89079081-2017
от «22» июля 2019 г с изменениями от 03.08.2021г.**

При производстве изделия в вариантах исполнения используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-009-89079081-2017 п.1.5.

Варианты первичных упаковок, выдерживающих испытания на химическую стойкость и герметичность, по ГОСТ 33756-2016, приведенные в настоящем документе, отвечают требованиям ТУ 21.20.23-009-89079081-2017 п. 1.2.1 в редакции с изм. 1 и редакции с изм. 2 поставщик для Варианта упаковки №1 – ОАО «СПК «Роман» (РФ), поставщик для варианта упаковки № 2- альтернативный поставщик.

Фото 1. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® - 1 л, лицевая сторона




Фото 2. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® - 1 л, обратная сторона



Фото 3. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 2,5 л (Вариант фасовки № 1)



Фото 4. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 2,5 л (Вариант фасовки № 2)




Фото 5. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 5 л (Вариант фасовки № 1)




Фото 6. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 5 л (Вариант фасовки № 2)





Фото 7. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 10 л (Вариант фасовки № 1)



Bi Vitrum

37% Раствор формальдегида HistoSafe® - 10 л

Краткая инструкция: 37% Раствор формальдегида HistoSafe® разбавить водопроводной или дистиллированной водой в соотношении 1:20, добавить формаль-натрия до требуемого pH, но не более 7,4. В дальнейшем использовать только фиксаторы не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. Для толстых объектов (более 1 см) время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образца 3 см и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При закреплении формальном раствором биологических жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание методов фиксации биологического материала в фиксаторе на 5-48 ч, в зависимости от размера образца.


Состав: формалин, вода

ООО "ЭргоПродакшн", Р.Ф. 199106, Санкт-Петербург, Школовский проток, д.14, кор. 30, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Р.Ф. 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Фото 9. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 20 л (Вариант фасовки № 1)



Фото 10. 37% Раствор формальдегида HistoSafe® – 20 л (Вариант фасовки № 2)



прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 12
(дынадуав) лист(ов)
Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"
З. Габриел 2021г.
Д.В. Усейнов

