

ПТО «МЕДТЕХНИКА»



ПТО «МЕДТЕХНИКА»

т/ф (843) 564-82-45, 560-57-24, 557-39-37, 557-31-09 (сбыт) 557-50-26 (снаб.) 564-82-42 (бук.)

Е-mail: medtech@medtech.ru, www.medtech.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Техническое Объединение «МЕДТЕХНИКА»,
р/с №40702810500000000049 в АКБ «Энергобанк» (ПАО) г. Казани БИК 049205770 к/с №301018103000000000770 ИНН1658021410 КПП166001001

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза
переломов трубчатых костей и инструментов для их
установки НОПтк - 02, по ТУ 32.50.22-071-40686779-
2019***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА»

В.Д. Щербаков

« dd » 2020г.

54826
30.07.2020

	ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» 420053. РФ, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, зд. 62, комната 7; место производства: 420095. РФ, РТ, г.Казань, ул.Восстания.100. тел./факс (843)557-39-37	
REF	НОПтк-02	LOT 07.20
срок годности 5 лет		
РУ № РЗН 2016/4494 от __.__.2020		
Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк – 02, по ТУ 32.50.22-071-40686779-2019		
	07.2020 Кол-во: 1 шт.	  Нетоксично! 



ООО «ИТО «МЕДТЕХНИКА» 420053, РФ, РТ,
г. Казань, ул. Журналистов, зд. 62, комната 7;
место производства: 420095, РФ, РТ, г. Казань,
ул. Восстания, 100. тел./факс (843)557-39-37



REF

РТ 1.116

LOT

07.20

Пластина Т-образная-1, 8отв.

РУ № РЗН 2016/4494 от __.__.2020

Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов
трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк – 02,
по ТУ 32.50.22-071-40686779-2019



07.2020 Материал: Ti Кол-во: 1 шт.



Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк - 02 , по ТУ 32.50.22-071-40686779-2019 1. Имплантаты: 1. Винты кортикальные – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметр 2,0 мм, длины 5÷40 мм; - диаметр 2,7 мм, длины 6÷60 мм; - диаметр 3,5 мм, длины 8÷80 мм; - диаметр 4,5 мм, длины 10÷130 мм. 4



2. Винты спонгиозные – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметр 4,0 мм, длина резьбы 3÷15 мм полная, длины 10÷80 мм; - диаметр 5,5 мм, длина резьбы 16 мм, длины 25÷120 мм; длина резьбы 32 мм, длины 40÷120 мм; резьба полная, длины 25÷120 мм; - диаметр 6,5 мм, длина резьбы 16 мм, длины 25÷120 мм; длина резьбы 32 мм, длины 40÷120 мм; резьба полная, длины 25÷120 мм; - диаметр 7,0мм, длина резьбы 16мм, длины 25÷120мм; длина резьбы 32мм, длины 40÷120мм; резьба полная, длины от 25÷мм до 120мм.




3. Винты маллеоларные – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметр 3,5мм, длины 20÷110мм; - диаметр 4,5мм, длины 20÷110мм.




4. Винты канюлированные – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметры: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0мм, длина резьбы 3÷32мм, длины 10÷100мм.; - диаметры 6,5÷7,3мм, длина резьбы 16, 32мм, длины 50÷120мм.



5. Винты кортикальные для пластин с угловой стабильностью – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметры: 2,0÷ 2,7мм, длины 8÷60мм; - диаметр 3,5мм, длины 5÷80мм; - диаметр 5,0мм, длины 8÷100мм.



6. Винты спонгиозные для пластин с угловой стабильностью – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметры: 3,5÷6,5мм, длины резьбы 5÷32мм полная, длины 10÷120мм.



10
7. Винты кортикальные для пластин с угловой стабильностью с цилиндрической резьбой на головке – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметры: 2,0÷2,7мм, длины 8÷60мм; - диаметры: 3,5÷5,0мм, длины 10÷100мм.




8. Винты канюлированные с цилиндрической резьбой на головке диаметров – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметры: $5,5 \div 7,3$ мм, длины $40 \div 100$ мм.




9. Винты спонгиозные для пластин с угловой стабильностью с цилиндрической резьбой на головке диаметров – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах:
- диаметры: 3,5÷6,5мм, длины резьбы 5÷32мм полная, длины 10÷120мм.



10. Винты интерферентные – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметры: 6; 7; 8; 9; 10мм, длины 15÷ 40мм.



11. Винты канюлированные типа Герберта – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметры: 2,0÷4,0мм, длины 10÷ 40мм.



12. Винты канюлированные компрессирующие – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметр резьбы/диаметр головки: 7,3/9,3мм, длины 40÷120мм, длина резьбы: 16÷35мм полная.



13. Винты стержневые стягивающие – не более 50 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметр 3,5мм, длины 12÷ 70мм; - диаметр 4,5мм, длины 12÷ 70мм.



14. Подкладки под спонгиозные винты – не более 10 шт. (при необходимости).




15. Пластины прямые малые с ограниченным контактом и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $26 \div 150$ мм, число отверстий $2 \div 14$.




16. Пластины прямые узкие, с ограниченным контактом и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $39 \div 200$ мм, число отверстий $2 \div 14$.



17. Пластины прямые широкие, с ограниченным контактом и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $87 \div 300$ мм, число отверстий $5 \div 18$.




18. Пластины угловые 130° – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длина диафиза/число отверстий: 75/4 ÷ 210/12; длины клинка 50 ÷ 110 мм.



19. Пластины угловые 95° – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длина диафиза/число отверстий: 93/5÷234/12; длины клинка 50÷80мм.



20. Пластины трубчатые-1/2 – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $39 \div 199$ мм, число отверстий $2 \div 12$.




21. Пластины трубчатые-1/3 – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $25 \div 145$ мм, число отверстий $2 \div 12$.



22. Пластины реконструктивные – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длина/число отверстий: 36/3мм ÷ 192/16.



23. Пластины Т-образные-1, число отверстий: 3÷8 – не более 10 шт. (при необходимости)




24. Пластины Т-образные-2, число отверстий: 4÷6 – не более 10 шт. (при необходимости)



25. Пластины L-образные правые/левые, число отверстий: $4 \div 10$ – не более 10 шт. (при необходимости)




26. Пластины для остеосинтеза наколенника, размер-L – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $48 \div 52$ мм.
27. Пластины для остеосинтеза наколенника, размер-S – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $36 \div 40$ мм.
28. Пластины для остеосинтеза наколенника, размер-M – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $42 \div 46$ мм.




29. Пластины трубчатые-1/4 с угловой стабильностью и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $49 \div 145$ мм, число отверстий: $4 \div 12$.



30. Пластины реконструктивные Пилон с угловой стабильностью и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 114÷198мм, число отверстий: 4÷10.



31. Пластины реконструктивные пяточные с угловой стабильностью и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 63÷73мм, число отверстий14; - длины 71÷81мм, число отверстий15.



32. Пластины Y-образные для плечевой кости с угловой стабильностью и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $79 \div 109$ мм, число отверстий: $12 \div 15$.




33. Пластины S-образные реконструктивные, с угловой стабильностью и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $94 \div 136$ мм, число отверстий: $6 \div 10$.




34. Пластины ключичные с латеральным расширением, с угловой стабильностью и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $64 \div 136$ мм, число отверстий: $3 \div 8$.




35. Пластины для локтевого отростка, с угловой стабильностью и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $86 \div 164$ мм, число отверстий: $2 \div 8$.




36. Пластины Т-образные косая ЛТМ с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без правая/левая – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 46 ± 91 мм, число отверстий: 3 ± 7 .




37. Пластины Т-образные для плечевой кости типа PHILOS с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 90÷222мм, число отверстий: 3÷14.




38. Пластины Т-образные для шейки плеча, с угловой стабильностью и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $61 \div 217$ мм, число отверстий: $3 \div 16$.



39. Пластины Т-образные для плечевой кости с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах:
- длины 87÷230мм, число отверстий: 3÷14.



40. Пластины Т-образные для остеотомии бедренной кости с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - размер 125x43x4,5мм, число отверстий: 7; клин съемный, размеры: 7,5÷12,5мм. 41




41. Пластины крючковидные для ключицы с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 64÷92мм, число отверстий: 2÷4 (+3).




42. Пластины прямые комбинированные с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах:
- длины 75÷245мм, число отверстий: 5÷16.



43. Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 84÷300мм, число отверстий: 3÷12.




44. Пластины опорные мышечковые, с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 100÷300мм, число отверстий: 4÷12.



45. Пластины реконструктивные с угловой стабильностью – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $85 \div 225$ мм, число отверстий: $6 \div 16$.




46. Пластины Лист Клевера с угловой стабильностью и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $88 \div 215$ мм, число отверстий: $3 \div 10$.




47. Пластины прямые узкие с угловой стабильностью с ограниченным контактом и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $84 \div 248$ мм, число отверстий: $5 \div 14$.




48. Пластины прямые широкие с угловой стабильностью с ограниченным контактом и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 84÷375, число отверстий: 6÷18.



49. Пластины прямые малые с угловой стабильностью с ограниченным контактом и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $72 \div 156$ мм, число отверстий: $5 \div 12$.




50. Пластины медиальные мышечковые с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 134÷278мм, число отверстий: 4÷12.



51. Пластины для лучевой кости с угловой стабильностью и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 57÷118мм, число отверстий: 3÷13.




52. Пластины проксимальные бедренные с угловой стабильностью и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 110÷391мм, число отверстий: 3÷18




53. Пластины S-образные анатомически предизогнутые для диафиза ключицы с угловой стабильностью и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $89\div 136$ мм, число отверстий: $6\div 10$.




54. Пластины трубчатые 1/2, 1/3 с угловой стабильностью – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 49÷145мм, число отверстий: 4÷12.




54. Пластины трубчатые 1/2, 1/3 с угловой стабильностью – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 49÷145мм, число отверстий: 4÷12.




55. Пластины L-образные латеральные с угловой стабильностью, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 83 ± 239 мм, число отверстий: 3 ± 16 .



56. Пластины крючковидные с угловой стабильностью и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $64 \div 108$ мм, число отверстий: 3÷8.



57. Пластины дистально-медиальные для плечевой кости с угловой стабильностью и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $76 \div 136$ мм, число отверстий: $3 \div 9$.




58. Пластины дистальные латеральные для малоберцовой кости с угловой стабильностью и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах:
- длины 78÷169мм, число отверстий: 3÷10.



59. Пластины дистальные плечевые медиальные с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 58÷110мм, число отверстий: 3÷7.



60. Пластины дистальные плечевые дорсолатеральные с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 78÷143мм, число отверстий: 4÷9.




61. Пластины прямые узкие метафизарные с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 128÷272мм, число отверстий: (4+4)÷(4+12).



62. Пластины тибральные с угловой стабильностью и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - для медиальной остеотомии, размер 47x25x3,5мм, число отверстий: 4; клин съемный, размеры: 7,5÷15мм; - для дистальной остеотомии, размер 40x17x2,5мм, число отверстий: 4; клин съемный, размеры: 5÷7,5мм; - для переднее- задней остеотомии, размер 48x18x3,5мм, число отверстий: 4; клин съемный, размеры: 5÷15мм.



63. Пластины тibiaльные дистальные медиальные с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 109÷239мм, число отверстий: 4÷14.




64. Пластины L-образные дистальные тибiales антеро-латеральная с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины $93 \div 184$ мм, число отверстий: $6 \div 13$.



65. Пластины для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью и без – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 57÷77мм, число отверстий: 3÷13.




66. Пластины L-образные проксимальные тибiales с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 83÷227мм, число отверстий: 4÷12.




67. Пластины L-образные проксимальные для большеберцовой кости с угловой стабильностью и без, с ограниченным контактом и без, правые/левые – не более 10 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - длины 83÷239мм, число отверстий: 4÷16.






2. Метчики – не более 5 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - диаметры 2,7; 3,5; 4,5; 6,5мм; длины 100мм÷ 220мм.




3. Отвёртки с винтодержателем и без – не более 5 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - под шестигранник 1,8; 2,5; 3,5мм, длин 100мм÷ 320мм; - под квадрат 1,2мм длин 100мм÷ 320мм; - звездообразная Т6÷Т20 длин 100мм÷ 320мм.



4. Отвёртки – не более 5 шт. (при необходимости), в типоразмерах: - под шестигранник 1,8; 2,5; 3,5; 4,5; 5,0мм, длин 100мм÷ 320мм; - под квадрат 1,2мм длин 100мм÷ 320мм; - звездообразная T6÷T20 длин 100мм÷ 320мм.



5. Отвёртки крестообразные с винтодержателем и без – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: длины 145мм÷ 200мм.



6. Троакар с направителем – не более 5 шт. (при необходимости).




7. Ключ для изгибания пластин – не более 5шт. (при необходимости).



8. Сверла атравматические – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: диаметры 1,2÷ 4,5мм; длины 40÷220мм.



9. Держатель цанговый – не более 5 шт. (при необходимости).



10. Метчики канюлированные – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: диаметры 4,5÷7,0мм.




11. Отвёртки канюлированные – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: длины 50÷320мм.



12. Сверло аэрозольное канюлированное со шкалой, диаметром 4,5мм – не более 5 шт. (при необходимости).



13. Молоток щелевидный для установки угловых пластин – не более 5 шт. (при необходимости).




14. Держатель медицинский для захватывания и удерживания трубчатых костей мощный – не более 5 шт. (при необходимости).




15. Направители для сверл – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: диаметры 2,0÷ 4,5мм.




16. Рукоятка для метчиков и отверток – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: длины 110 ± 150 мм.



17. Отвертка с шестигранником – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: $1,8 \div 5,0$ мм под съёмную рукоятку, длины $85 \div 250$ мм.




18. Отвертка звездообразная Т6÷Т20 под съёмную рукоятку – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: длины 85÷250мм.




19. Метчик под съёмную рукоятку для винтов диаметрами $2,0 \div 6,5$ мм – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: длины $85 \div 250$ мм.




20. Инструмент для удаления винтов со скругленным шестигранником – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: 2,5;3,5мм, длины 85÷250мм.



21. Сверло полое – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: диаметры 2,7; 3,5; 4,5мм; длины 85÷250мм.




22. Захват для сломанного винта – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: диаметры 2,7; 3,5; 4,5мм; длины 85÷250мм.




23. Рукоятка для отвертки канюлированной – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: длины 85 ± 100 мм.



24. Отвертка канюлированная с шестигранником 1,8÷5,0мм под съёмную рукоятку – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: длины 85÷250мм.



25. Отвертка канюлированная звездообразная под съёмную рукоятку Т6÷Т20 – не более 5 шт. (при необходимости), в размерах: длины 85÷250мм.



26. Спицы направляющие с упорной резьбой – не более 10 шт. (при необходимости), в размерах: диаметры 1÷5мм, длины 100÷500мм.





ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО
ЛИСТА/ОВ/: 95



/Исмербаков В.Ю./