

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «МИРАЛ-Н»
по ТУ 21.20.24-007-26528997-2017, общий вид



Директор ООО «Мирал» Ресурский А. И.
ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Этикетка-вкладыш в аптечку, общий вид

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «МИРАЛ-П»

МИРАЛ
ООО ЦИРМИ

Состав:

Наименования	Требуемое количество (не менее)
1 Медицинские изделия	
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	1 шт.
1.4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м * 10 см	4 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м * 14 см	3 шт.
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 * 14 см № 10	2 уп.
1.8 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 * 500 см	1 шт.
2 Прочие средства	
2.1 Ножницы	1 шт.
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3 Футляр	1 шт.

Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.

По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

Производитель: ООО НПФ «МИРАЛ»

394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33

тел. (473) 2-211-212

Место производства: ООО НПФ «МИРАЛ»

394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1

Срок годности: 4 года

ТУ 21 20.24-007-26528997-2017

РУ № ФСР 2010/06652 от 06.10.2017 г.

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

ОТК-11
ПАКОВЩИК-01
12 2020

Хранить в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150 при температуре от 0°C до +30°C и защищать от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Утилизация и уничтожение использованных изделий осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.



Витурный А.И.

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «МИРАЛ-Н по ТУ 21.20.24-007-26528997-2017 с вложенными изделиями, общий вид



Директор ООО ЧОУ «Мирал» Резурный Л.И.

Жгут кровоостанавливающий, общий вид



Директор ООО НПО «МИРАЛ» Ретурный А.И.



**МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ
ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ**
по ТУ 32.50.50-020-26528997-2017
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ 2 шт.

артикул 175х95 СМСГ, тип «Стандарт № 2»

Изготовитель: ООО НПФ «МИРАЛ».
Адрес: 394036, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Фридриха Энгельса, д. 34, кв. 33
Место производства:
394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
www.npfmiral.ru
Размер, мм: 175х95; цвет: голубой
Дата изготовления: **12.2020**
Срок годности: **12.2025**
Серийный номер изделия: **124**
Для однократного применения.
Рег. удост. № РЗН 2018/6682 от 16 января 2018 года.
Хранить в закрытых сухих помещениях при
температуре не выше 40°C

БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ!

Утилизация согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
материалов. При появлении раздражения прекратите
использовать маски и обратитесь за консультацией к
врачу.


МИРАЛ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Маска медицинская нестерильная одноразовая, общий вид

Виректор ООО НПФ «МИРАЛ» Денис Денисович



Бинт марлевый медицинский 5мх10см, общий вид



Директор ООО ЧП "Мирал" Петуриной Л.И.



Бинт марлевый медицинский 7мх14см, общий вид




Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16смх14см №10, общий вид



Директор ООО НПО «Мирал» Ретурный А.И.



Лейкопластырь рулонный не менее 2см х500см, общий вид



Директор ООО ЦИРМИ "ИМПЭКс МЕД" Ренсуровский А.М.



Устройство для искусственного дыхания "Рот – устройство – рот", общий вид



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ
«рот-устройство-рот» УДР (одноразового применения)
по ТУ 9444-009-26528997-10
рег. удостоверение № ФСР 2010/07434 от 25.08.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ: Ввести окрашенный мундштук в рот пациента.
Прижать плёнку герметично к лицу пациента рукой и
запрокинуть его голову. Произвести вдувание воздуха
через белый мундштук. Для выдоха отпустить пленку.

Производитель: ООО НПФ «МИРАЛ»
Россия, 394036, г. Воронеж,
ул. Фридриха Энгельса, д. 34, кв. 33
Место производства: ООО НПФ «МИРАЛ»
394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1
тел./факс (473)2-211-212
www.npfmiral.ru
e-mail: info@npfmiral.ru

дата изготовления:
Сентябрь 2020 года

срок годности:
5 лет



Директор ООО ЧЕТФ «МИРАЛ» Ресурный Л.Ч.
ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Ножницы тупоконечные, общий вид



Директор ООО ЧОУ «Мирал» Ренсурскей А.А.

Перчатки медицинские, размер не менее М, общий вид



Директор ООО ЧП «Мирал» Ренсурский А.А.

