

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный Директор
ООО «ШМТ»
«21» марта 2021 г.



Н.И. Шевченко

подпись/печать

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом VUN-001»

производства

**Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd./
Винсэнт Медикал Мэньюфэктчэринг Ко., Лтд. Китай**



Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом VUN-001



2020-08-25

SN

2035010500

Product Name: High Flow Heated Respiratory Humidifier

Model No.: VUN-001

Ratings: 100-240V~, 50/60Hz

Power: 300VA



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd.

Flat/RM B2, 7/F., Hang Fung Industrial Building, Phase 2,

2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Tel: +852 2365 5688

Fax: +852 2765 8428

EC REP

Obelis s.a

Bd Général Wabis, 53, 1030 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 732 59 54 Fax: +32 2 732 60 03

E-Mail: mail@obelis.net

IP21



CE 0197



MADE IN CHINA



(01) 1489613800097

(1A) 200825

(2I) 2035010500

SD

 Warning

Do not use this device in a prohibited flammable
environment.
Do not touch the heater plate when the device is
running AND do not touch for 30min after running
to prevent burns.
Do not disassemble the device when connected to
a power source to prevent electric shock.

 Caution

Read user manual before use.
Use an external flow meter for oxygen mix. Oxygen
pressure range is 30-80psi.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте данное устройство в среде с
легковоспламеняющимися газами.
Не прикасайтесь к нагревательной пластине во
время работы устройства и после отключения
устройства в течении 30 минут, для
предотвращения получения ожогов.
Не разбирайте устройство при подключенном
устройстве к источнику питания для
предотвращения поражения электрическим
током.



ОСТОРОЖНО!

Внимательно изучите руководство пользователя.
Используйте дополнительный расходомер для
измерения потока кислорода. Диапазон
допустимого давления составляет 30-80 psi.



Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом VUN-001



Крепеж



Фильтр бактериальный

Наименование:
Фильтр бактериальный

Количество: 5 шт.

CE 0197




REF

51006764



2020-04-26



LOT

201863



2025-04-25



Перед установкой фильтра убедитесь, что
фильтр не поврежден, упаковка не
вскрывалась.

Замена фильтра должна быть произведена не
более чем через 1 месяц после установки.



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China
Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Bldg,
Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom,
Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365
5688 / Факс: +852 2765 8428

EC

REP

Obelis s.a Bd General Wahis, 53,1030
Brussels, Belgium Телефон: +3227325954 /
Факс: +3227326003

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «ШМТ» Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б.
Почтовая, д. 36, стр. 10, тел.: 8-495-411-83-77, e-mail:
smt@dol.ru

Фильтр бактериальный

Наименование: Трубка подачи
кислорода

Количество: 1
шт.

Длина 1,5 м

REF

51006741



2020-04-30

LOT

S120042301



2025-04-29

Регистрационное
удостоверение
№

Дата:



CE 0197



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China
Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Bilding,
Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon,
Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 / Факс:
+852 2765 8428

EC

REP

Obelis s.a Bd General Wahis, 53,1030 Brussels,
Belgium

Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО
«ШИМТ». Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д.
36, стр. 10, тел.: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru

Трубка подачи кислорода

Наименование: Кабель соединительный
нагреваемый

Количество: 1
шт.

REF

51006767

LOT

203501




2020-08-25

CE 0197



Кабель соединительный нагреваемый
предназначен для Увлажнителя дыхательных
смесей с подогревом VUN-001. Более
подробную информацию смотрите в
руководстве пользователя: Увлажнитель
дыхательных смесей с подогревом VUN-001.



92%

50°C

20°C



Medical Manufacturing Co., Ltd., China
B2, Fung Industrial Bldg, P
Street, Hom, Kowloon, H

REP

Obelis s.a Bd Gene 53,1030 Brussels
Телефон: +3227325954 / 2027326003

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Ш...» Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36,
стр. 10, тел.: 8... 11-83-77, e-mail: smt@dol.ru

Кабель соединительный
нагреваемый



Сумка

Наименование: Контур пациента дыхательный с элементом нагревательным и датчиком температурным встроенным для взрослых

Количество: 1 шт.

REF 51006765

LOT 203518

2020-08-28

2020-08-27

Регистрационное удостоверение №

Спецификации:

Дата:

Диаметр	22 мм	Тип крепления	22F
Скорость потока	10-60 л/мин	Длина	1,5 м
Сопротивление потока	<0,06 см H ₂ O/л/мин 30 л/мин	Увлажнение	<25 мл/мин при (60±3) см H ₂ O
		Соответствие	<5 мл/см H ₂ O (60±3) см H ₂ O










Контур пациента дыхательный предназначен для эксплуатации не более 14 дней после установки пациенту. Контур пациента дыхательный совместим только с Увлажнителем дыхательных смесей с подогревом VUN-001

Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Building, Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 / Факс: +852 2765 8428 Obelis s.a Bd General Wakis, 53, 1030 Brussels, Belgium Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

EC REP

CE 0197

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ЦИМТ». Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10, тел.: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru

Контур пациента дыхательный с элементом нагревательным и датчиком температурным встроенным для взрослых, одноразовый

Наименование: **Контур пациента дыхательный с элементом нагревательным и датчиком температурным встроенным Детский** Количество: **1 шт.**

REF

51006766



2020-05-29

Регистрационное удостоверение №

LOT

202257



2025-05-28

Дата:

Спецификации:		Тип крепления	15F
Диаметр	15 мм	Длина	1,5 м
Скорость потока	2-25 л/мин	Увлажнение	<25мл/мин при (60±3) см H ₂ O
Сопротивление потока	<0,12 см H ₂ O/l/min 15 л/мин	Соответствие	<4 мл/см H ₂ O (60±3) см H ₂ O



Контур пациента дыхательный предназначен для эксплуатации не более 14 дней после установки пациенту

Контур пациента дыхательный совместим только с Увлажнителем дыхательных смесей с подогревом VUN-001



CE 0197



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Blding, Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 / Факс: +852 2765 8428

EC REP

Obelis s.a

Bd General Wabis, 53,1030 Brussels, Belgium


Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ШМТ».

Контур пациента дыхательный с элементом нагревательным и датчиком температурным встроенным детский, одноразовый



Камера увлажнения автозаполняемая, одноразовая



Камера увлажнения автозаполняемая, одноразовая

open

S

Количество:
1 шт.

Наименование:

**Канюля назальная для
взрослых, размер S**

LOT

51006177



2020-05

REF

201970



2025-04



Регистрационное удостоверение № _____

Дата: _____



CE 0197

Технические спецификации:

Максимальный поток 50 л/ мин

Коннектор 15F/22M: соответствие ISO 5356-1

Длина 380 мм

Только для одного пациента

Эксплуатация при температуре +18-28°C, влажности 30-80%
(без образования конденсата), давлении 700-1060 кПа.**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

- Противопоказано устанавливать пациентам с атрезией или деформацией носовых проходов, которые ограничивают доступ к дыхательным путям
- Канюля не должна использоваться при общих противопоказаниях к применению терапии с высокоинтенсивным потоком (CPAP) под давлением



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd.,
China Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial
Building, Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung
Hom, Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852
2365 5688 / Факс: +852 2765 8428

Obelis s.a


Bd General Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium
Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

EC

REP

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО
«ШМТ» Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36,
стр. 10, тел.: 8 495 411 00 00

Канюля назальная для взрослых, размер S



Канюля назальная для взрослых, размер S

M

Количество:

1 шт.

Наименование:

Канюля назальная для взрослых, размер M**LOT**

202484



2020-03

REF

51006178



2025-02



Канюля назальная для взрослых, размер M

Регистрационное удостоверение № _____

Дата: _____

**CE 0197****Технические спецификации:**

Максимальный поток 60 л/мин

Коннектор 15F/22M: соответствие ISO 5356-1

Длина 380 мм

Только для одного пациента

Эксплуатация при температуре +18-28°C, влажности 30-80% (без образования конденсата), давлении 700-1060 кПа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Противопоказано устанавливать пациентам с атрезией или деформацией носовых проходов, которые ограничивают доступ к дыхательным путям
- Канюля не должна использоваться при общих противопоказаниях к применению терапии с высокоинтенсивным потоком (CPAP) под давлением



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China Flat/RM B2, 7/F,
Hang Fung Industrial Bldg, Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hon
Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 / Факс: +852 2765
8428


EC**REP**

Obelis s.a

Bd General Wahis, 53,1030 Brussels, Belgium

Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

ООО «ШМТ» Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10, тел.: 8-
95-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru




Канюля назальная для взрослых, размер М

L

Количество:

1 шт.

Наименование:

Канюля назальная для взрослых, размер L

Канюля назальная для взрослых, размер L

LOT

201971



2020-05

REF


51006179



2020-04

Регистрационное удостоверение № _____

Дата: _____



CE 0197

Технические спецификации:

Максимальный поток 60 л/мин

Коннектор 15F/22M: соответствие ISO 5356-1

Длина 380 мм

Только для одного пациента

Эксплуатация при температуре +18-28°C, влажности 30-80% (без образования конденсата), давлении 700-1060 кПа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Противопоказано устанавливать пациентам с атрезией или деформацией носовых проходов, которые ограничивают доступ к дыхательным путям
- Канюля не должна использоваться при общих противопоказаниях к применению терапии с высоконитенсивным потоком (CPAP) под давлением



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China Flat/RM B2, 7/F, Hang Fu Industrial Building, Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 / Факс: +852 2765 8428


Obelis s.a

Bd General Wahis, 53,1030 Brussels, Belgium

Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

EC**REP**

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ШМТ» Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10, тел.: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru



Канюля назальная для взрослых, размер L

inspired™

High Flow Nasal Cannula

Наименование:
Канюля назальная
неонатальная,
размер S

Количество: 1 шт.

Длина 280 мм.
Скорость потока 8 л/мин
Регистрационное
удостоверение
№
Дата:

LOT 51005447  2019-06
REF 192577  2024-05



CE 0197



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China
Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Bilding,
Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom,
Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 /
Факс: +852 2765 8428

EC REP


Obelis s.a Bd General Wahis, 53, 1030 Brussels,
Belgium Телефон: +3227325954 / Факс:
+3227326003

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО
«ШМТ» Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д.
36, стр. 10, тел.: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru

A30018837 Rev.D

Release Date: 2018-10-25

Канюля назальная неонатальная, размер S



Канюля назальная неонатальная, размер S

inspired™

High Flow Nasal Cannula

Наименование:
Канюля назальная
неонатальная,
размер M

Количество: 1 шт.

Длина 280 мм.
Скорость потока 8 л/мин
Регистрационное
удостоверение

LOT 51005243 2019-06

REF 192580 2024-05

№
Дата:



CE 0197

Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China
Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Bilding,
Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom,
Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 /
Факс: +852 2765 8428

EC REP


Obelis s.a Bd General Wahis, 53, 1030 Brussels,
Belgium Телефон: +3227325954 / Факс:
+3227326003

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО
«ШМТ». Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д.
36, стр. 10, тел.: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru

A30018837 Rev.B

Release Date: 2018-10-25

Канюля назальная неонатальная, размер M



Канюля назальная неонатальная, размер М

inspired™

High Flow Nasal Cannula

Наименование:
Канюля назальная
неонатальная,
размер L

Количество: 1 шт.

LOT 51005244



2019-06

REF 192579



2024-05

Длина 280 мм.
Скорость потока 10
л/мин.
Регистрационное
удостоверение
№
Дата:



CE 0197




Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China
Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Bldg,
Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom,
Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 /
Факс: +852 2765 8428

EC REP

Obelis s.a Bd General Wahis, 53, 1030 Brussels,
Belgium Телефон: +3227325954 / Факс:
+3227326003

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО
«ШМТ» Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д.
36, стр. 10, тел.: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru

Канюля назальная неонатальная, размер L



Канюля назальная неонатальная, размер L

inspired™

High Flow Nasal Cannula

Наименование: Канюля назальная неонатальная, размер XL		Количество: 1 шт.	
Длина 280 мм. Скорость потока 10 л/мин		Регистрационное удостоверение	
LOT 51005447	 2019-06	№ _____ Дата:	
REF 192577	 2024-05		



CE 0197

Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China
Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Bldg,
Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon,
Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 / Факс: +852
2765 8428

EC REP

Obelis s.a Bd General Wahis, 53,1030 Brussels,
Belgium Телефон: +3227325954 / Факс:
+3227326003

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО
«ШМТ». Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д.
36, стр. 10, тел.: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru


A30018837 Rev.B

Release Date: 2018-10-25

Канюля назальная неонатальная, размер XL



Ротаметр



Стойка мобильная

Полка

Корзина



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью,

29 лист (ов)

Руководитель юридического лица
ООО ШМТ Шевченко Н.И.