

ООО "ШВЕЙЦАРСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

"SWISS MEDICAL TECHNOLOGIES" LTD

Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный Директор

ООО «ШМТ»

«25» мая 2021 г.

 Н.И. Шевченко

подпись/печать



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом VNB20»


производства


Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd./

Винсэнт Медикал Мэньюфэктчэринг Ко., Лтд. Китай



Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом VHB20







ОСТОРОЖНО!

IPX1



1. Выключите основание нагревателя, если поток газа остановлен, прерван или значительно изменен.
2. Не стерилизовать. Опасность поражения электрическим током.
3. Обслуживание прибора допустимо проводить только сервисным специалистам
4. Перед техническим обслуживанием отключите прибор от источника питания.
5. Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с руководством пользователя.
6. Нагреваемая поверхность может превышать 85 °C.

ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся газов и анестетиков


CE 0197

OFF




ON

PROBIO 30 2.00000




Датчик температурный






Адаптер провода нагревательного для контуров пациента дыхательных многофазовых






Адаптер провода нагревательного для контуров пациента дыхательных одноразовых







Контур пациента дыхательный с двумя элементами нагревательными встроенный, для взрослых, одноразовый



Контур пациента дыхательный с двумя элементами нагревательными встроенный, для взрослых, одноразовый



Контур пациента дыхательный с элементом нагревательным для взрослых, одноразовый в составе: Контур пациента дыхательный с элементом нагревательным для взрослых, одноразовый – 1 шт; - Камера увлажнения – 1 шт; - Влагосборник – 1 шт; - Линия контроля давления – 1 шт;



Контур пациента дыхательный с элементом нагревательным для взрослых, одноразовый в составе: - Контур пациента дыхательный с элементом нагревательным для взрослых, одноразовый – 1 шт; - Камера увлажнения – 1 шт; - Влагосорбник – 1 шт; - Линия контроля давления – 1 шт;

Наименование: Контур пациента дыхательный с двумя элементами нагревательными встроенными, для взрослых, одноразовый.

Состав:

1. Контур пациента дыхательный с элементом нагревательным для взрослых, одноразовый – 1 шт;
2. Камера увлажнения – 1 шт;
3. Влагосорбник – 1 шт;
4. Линия контроля давления – 1 шт.

Спецификации:

Диаметр	19 мм	Тип крепления	221
Уровень напряжения нагреваемого элемента: На трубке экспираторной 22В переменного/24В постоянного (16±1) Ом		Скорость потока	≤70 мл/ мин при (60±3) см H ₂ O
На трубке инспираторной 22В переменного/24В постоянного (12±1) Ом		Увлажнение при максимальной скорости потока	≤5 мл/ см H ₂ O (60±3) см H ₂ O
Сопротивление потока	≤0,06 см H ₂ O/л/мин 30 л/мин		




EC REP

Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Bldg., Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 / Факс: +852 2765 8428
Obelis s.a.
Bd General Wafis, 53, 1030 Brussels, Belgium
Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003


Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Швейцарские медицинские технологии» (ООО «ШМТ»).
Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10, тел. 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dof.ru

Регистрационное удостоверение №
Дата:


Контур пациента дыхательный с двумя элементами нагревательными, неонатальный, одноразовый в составе: Контур пациента дыхательный с двумя элементами нагревательными, неонатальный, одноразовый – 1 шт; Комплект адаптеров – 9 шт/уп; Линия контроля давления – 1 шт; Камера увлажнения – 1 шт.




Контур пациента дыхательный с двумя элементами нагревательными, неонатальный,
разовый



Контур пациента дыхательный с двумя элементами нагревательными, неонатальный, одноразовый в составе:- Контур пациента дыхательный с двумя элементами нагревательными, неонатальный, одноразовый,- Комплект адаптеров (9 шт/уп),- Линия контроля давления,



Камера увлажнения автозаполняемая одноразовая, для взрослых



Назначение: Кожная увлажняющая аэрозольная косметика в аэрозольной, для впрок.

Количество:
1 шт.

REF

51002881



2020-04-10

Rx ONLY

LOT

201481




2025-04-08

CE 0197

Спецификация

Минимальный уровень поток	120 л/мин	Скорость поток	5-20 л/мин при (60±3) см H ₂ O
Среднее значение потока (при минимальном уровне воды)	≤ 0.6 см H ₂ O/л/мин 30 л/мин	Максимальное давление для распыления Увлажнение (при минимальном уровне воды)	≤ 5 см H ₂ O (60±3) см H ₂ O
Среднее значение потока (при максимальном уровне воды)	≤ 0.6 см H ₂ O/л/мин 30 л/мин	Увлажнение при максимальном уровне воды	≤ 5 см H ₂ O (60±3) см H ₂ O



Используйте для одноразового применения. Повторное использование может привести к
перекрестному инфицированию



Vincent Medical Manufacturing Co. Ltd., China Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial
Building, Phase 2 20 Hoi Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852
2365 5688 / Факс: +852 2765 8428



EC REP

Obelis s.a
Bd General Waha, 53, 1030 Brussels, Belgium
Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

Уполномоченный представитель на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью
«Шинейнские медицинские технологии» (ООО «ШМТ»)
Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10,
Тел: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@delu.ru
Регистрационное удостоверение
№ _____
Дата _____



Наименование: Камера увлажнения автозаполняемая одноразовая, неонатальная.		Количество: 1 шт.	
REF 51003667	 2019-08-10	Rx ONLY	
LOT 193494	 2022-07-09	CE 0197	
Спецификации		Увлажнение	≤ 30 мл/мин при (60±3) см H ₂ O
Максимальный уровень потока	30 л/мин	Максимальное рабочее давление	16.5 kPa
Сопротивление потока (при минимальном уровне воды)	≤ 0.74 см H ₂ O/л/мин 2.5 л/мин	Увлажнение (при минимальном уровне воды)	≤ 1.5 мл/см H ₂ O (60±3) см H ₂ O
Сопротивление потока (при максимальном уровне воды)	≤ 0.74 см H ₂ O/л/мин 2.5 л/мин	Увлажнение (при максимальном уровне воды)	≤ 1.5 мл/см H ₂ O (60±3) см H ₂ O
 Изделие для однократного применения. Повторное использование может привести к перекрестному инфицированию.			
    			
Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China Flat RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Building, Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2165 5688 / Факс: +852 2765 8428			
EC REP		Obelis s.a. Bd General Wabis, 53 1030 Brussels, Belgium Телефон: +3227325954 / Факс: +3227126003	
Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Швейцарские медицинские технологии» (ООО «ШМТ»)			
Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10. тел: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru			
		Регистрационное удостоверение № _____ Дата _____	

