



Общество с ограниченной ответственностью

«МедикалСайнс»

ОГРН 1167746331235 ИНН 7726373492

р/сч 40702810602430000921 в АО «Альфа-Банк», БИК 044525593

к/сч 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Адрес для направления корреспонденции:

117587 г. Москва ул. Сумская д.6, к.1, кв.8

e-mail: medscience@inbox.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «МедикалСайнс»

_____ П.Л. Иванов

«11» декабря 2021 г.

М.П.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты для
коррекции дефектов кожи «МАГНИДЕРМ» (MAGNIDERM); в
исполнениях:


«МАГНИДЕРМ 06» (MAGNIDERM 06);

«МАГНИДЕРМ 09» (MAGNIDERM 09);


ТУ 32.50.22-006-01704418-2020




Потребительская упаковка (лицевая и оборотная сторона) на Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи «МАГНИДЕРМ 06» (MAGNIDERM 06) в стеклянных флаконах, объем 5,0 мл, ТУ 32.50.22-006-01704418-2020



Потребительская упаковка (вид снизу и оборотная сторона) на Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи «МАГНИДЕРМ 06» (MAGNIDERM 06) в стеклянных флаконах, объем 5,0 мл, ТУ 32.50.22-006-01704418-2020



Первичная упаковка и этикетка на Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи «МАГНИДЕРМ 06» (MAGNIDERM 06) в стеклянных флаконах, объем 5,0 мл, ТУ 32.50.22-006-01704418-2020



Потребительская упаковка (лицевая и оборотная сторона) на Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи «МАГНИДЕРМ 09» (MAGNIDERM 09) в стеклянных флаконах, объем 5,0 мл ТУ 32.50.22-006-01704418-2020

Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи «МАГНИДЕРМ 09»

Состав:

Натриевая соль гиалуроновой кислоты (гиалуронат натрия) – 9 мг/мл;
натрия хлорид – 8,5 мг/мл;
натрия гидрофосфат дигидрат – 3,5 мг/мл;
натрия дигидрофосфат дигидрат – 0,4 мг/мл;
магния хлорид гексагидрат – 0,015 мг/мл;
вода для инъекций – до 1000 мг/мл.

Условия хранения:

Хранить в сухом защищенном от солнечного света месте при температуре от +5 до +25 °С.

Не замораживать.

Не использовать по истечении указанного срока годности.

Не применять изделие с поврежденной упаковкой.

Предназначен:

Для коррекции небольших дефектов лица (морщин, и т.д.)

Производитель:

ООО «МедикалСайнс», 117587, Россия, г. Москва
ул. Сумская д. 6, к. 3, кв. 8

Место производства:

ООО «МедикалСайнс», 119230, Россия, г. Москва,
Варшавское шоссе д. 46, стр. 6, п. 2

ТУ 32.50.22-006-01704418-2020

РУ №

5 мл

magniderm 09

Апирогенно и нетоксично




Номер партии: 011120

Годен до: 11.22



Потребительская упаковка (вид снизу и оборотная сторона) на Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи «МАГНИДЕРМ 09» (MAGNIDERM 09) в стеклянных флаконах, объем 5,0 мл ТУ 32.50.22-006-01704418-2020



Первичная упаковка и этикетка на Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи «МАГНИДЕРМ 09» (MAGNIDERM 09) в стеклянных флаконах, объем 5,0 мл ТУ 32.50.22-006-01704418-2020

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено

на 7 листах

Генеральный директор
ООО «МедикалСайнс»



Иванов П.Л.

