

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «МедПол»



Медведев С.В


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Маски медицинские по ГОСТ Р 58396-2019

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "МедПол"


Адрес места нахождения: 187450, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога, микрорайон Южный, дом 23, литер К, помещение 24

Место производства: 197762, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Комсомола, д.13, пом.2Н, лит. А



МАСКИ

МЕДИЦИНСКИЕ по ГОСТ Р 58396-2019



10 шт

РУ № от г. Тип I
Изготовитель: ООО «МедПол», Россия, 187450,
Пеннинградская обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога,
мкр. Южный, дом 23, лит. К, пом. 24.
Адрес производства: Россия, 197762, г. Санкт-Петербург,
Кронштадт, ул. Комсомола, д. 13, пом. 2Н, лит. А.
Тел. (812) 703-45-40/34. www.aptekanavis.ru
Гарантийный срок годности: 5 лет.
Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

- ИЗ МЯГКОГО ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОГО ФИЛЬТРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
- С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ГИБКИМ ФИКСАТОРОМ НА ПЕРЕНОСИЦЕ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ
- С ЭЛАСТИЧНЫМИ ПЕТЛЯМИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Изделие одноразового использования, нестерильно.

Назначение: предупреждение медицинского персонала, пациентов и граждан от заражения заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем.

Область применения: применяются в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, общественных местах, на улице, в транспорте, а также в домашних условиях.

Условия хранения: хранить в сухих проветриваемых помещениях.

Размер (длина x ширина): (175 x 95) ± 5 мм

Состав: нетканый материал, резинка для фиксации, фиксатор для носа.

Количество: 10 шт.

Сделано в России.

Способ применения:

1. Приложите маску к лицу фиксатором на переносице вверх.
2. Натяните и закрепите резиновые петли за ушными раковинами.
3. Согните гибкий фиксатор по контуру переносицы.
4. Распределите маску на лице, потянув за верхний и нижний края маски.
5. Меняйте маску каждые 2 часа.
6. После использования снять маску с лица и выбросить в мусор.




4 607015 594317

19.08.2020

МАСКИ

ИЗДЕЛИЕ: МАСКИ № 1.0.01 Р-18390-2019

30 шт



РУ № _____ ОТ _____ г. Тип I
Изготовитель: ООО «МедПол», 187450, Россия,
Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога,
микр. Южный, дом 23, литера К, помещ. 24.
Адрес производства: 197762, г. Санкт-Петербург,
г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 13, пом. 211, лит. А.
Тел. (812) 703-45-40/34, www.artekalevis.ru
Гарантийный срок годности: 5 лет.
Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

- ТРЕХСЛОЙНЫЕ
- ИЗ МЯГКОГО ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОГО ФИЛЬТРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
- С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ГИБКИМ ФИКСАТОРОМ НА ПЕРЕНОСИЦЕ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ
- С ЭЛАСТИЧНЫМИ ПЕТЛЯМИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ


Изделие однократного использования, нестерильно.
Назначение: предупреждение микробного переноса, защита и граждан от заражения заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем.
Область применения: применяются в стационарных и амбулаторных целях профилактических и лечебных, общественных местах, на улице, в транспорте, а также в домашних условиях.
Условия хранения: хранить в сухом проветриваемом помещении.
Размер (длина x ширина): 175 x 95 ± 5 мм.
Состав: нетканый материал, резинка для фиксации, фиксатор для носа.
Количество: 30 шт.
Сделано в России.

Способ применения:

1. Приложите маску к лицу фиксатором на переносице вверх.
2. Натяните и закрепите резиновые петли за ушными раковинами.
3. Согните гибкий фиксатор по контуру переносицы.
4. Распределите маску на лице, потянув за верхний и нижний края маски.
5. Меняйте маску каждые 2 часа.
6. После использования снять маску с лица и выбросить в мусор.



4 607015 594324



Прошито!
Кол-во: 5 (мл)
листов
Ген. директор



С.В. Мерверев