



**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения поверхностного антигена
вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HBsAg Контрольные материалы (Alinity i HBsAg Controls)»**










всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов



Подпись

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения поверхностного антигена
вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HBsAg Контрольные материалы (Alinity i HBsAg Controls)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации

REF

08P0810

IVD

Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«HBsAg Контрольные материалы (Alinity i HBsAg Controls)»

В составе: Контроль «-» (Alinity i HBsAg Control -) - 1 флакон х 8,0 мл; Контроль «+» 1 (Alinity i HBsAg Control + 1) - 1 флакон х 8,0 мл; Контроль «+» 2 (Alinity i HBsAg Control + 2) - 1 флакон х 8,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Страна происхождения: Ирландия/ РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
 ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
 Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)


Маркировка медицинского изделия HBsAg Контрольные материалы (Alinity i HBsAg Controls)

670392R03

LOT
EXP
REF
08P0810
www.abbottdiagnostics.com/IFU

HBsAg Quant Ctrls

Alinity i HBsAg Controls




HBsAg Quant Ctrls

		CONC IU/mL	RANGE IU/mL
CONTROL -	1 x 8.0 mL	0.00	0 - 0.04
CONTROL +1	1 x 8.0 mL	0.25	0.16 - 0.34
CONTROL +2	1 x 8.0 mL	175.00	113.75 - 236.25




PRODUCT OF IRELAND

HBsAg Quant
Ctrls




Маркировка компонентов медицинского изделия

- Контроль «-» (Alinity i HBsAg Control -)



- Контроль «+» 1 (Alinity i HBsAg Control + 1)



- Контроль «+» 2 (Alinity i HBsAg Control + 2)

