


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения поверхностного антигена вируса гепатита В
иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HBsAg Калибраторы (Alinity i HBsAg Calibrators)»**



Abbott
HBsAg Quant
Calibrator

Alinity i
HBsAg Quant Calibrator

CAL A	1 x 3.0 mL	0.0
CAL B	1 x 3.0 mL	0.5
CAL C	1 x 3.0 mL	5.0
CAL D	1 x 3.0 mL	28.0
CAL E	1 x 3.0 mL	100.0
CAL F	1 x 3.0 mL	250.0

2°C — 8°C

(10) 13218FN00 (01) 00380740130145 (17) 20210203
(240) 08P0801 (91) HBsAgQuant





Alinity i HBsAg Calibrators

Read Highlighted Changes: Revised June 2019.

NAME

Alinity i HBsAg Calibrators (also referred to as HBsAg Quant Cals)

INTENDED USE

The Alinity i HBsAg Calibrators are for the calibration of the Alinity i analyzer when used for the quantitative determination of Hepatitis B surface antigen (HBsAg) in human serum and plasma.

For additional information, refer to the Alinity i HBsAg reagent package insert and the Alinity i-series Operations Manual.

en
HBsAg Quant
REF 08P0801
G71225R02
S8P080

The following warnings and precautions apply to:

CAL A - CAL F



WARNING

H317

Prevention

P261

Contains methylisothiazolones.
May cause an allergic skin reaction.

Avoid breathing mist / vapors / spray.

Work clothing should not be allowed



и скреплено печатью
3 листов




Макет маркировки на медицинское изделие


**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения поверхностного антигена вируса гепатита В
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HBsAg Калибраторы (Alinity i HBsAg Calibrators)»**

Маркировка компонентов медицинского изделия


- Калибратор А (Alinity i HBsAg CAL A)




- Калибратор В (Alinity i HBsAg CAL B)




- Калибратор С (Alinity i HBsAg CAL C)



- Калибратор D (Alinity i HBsAg CAL D)



- Калибратор E (Alinity i HBsAg CAL E)



- Калибратор F (Alinity i HBsAg CAL F)

