


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Д.Е. Крупицкий

« 10 » 2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ «БалтнерПак»

по ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

2020



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«ВалтнерПакс»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов класса А

Размер упаковки
при закрытии
мусорной крышки

1500 мм х 2000 мм

Подходит для отходов класса А
содержащих острые и колюще-режущие предметы
с длиной не более 10 см и массой
не более 100 г/шт.

Сделано в России



ООО «МЕДИТЕК» «Знамо Трид»

Тел: +7 (800) 100 10 22 Тел: +7
+7 (495) 100 10 22 Тел: +7
+7 (495) 100 10 22

СДЕЛАНО В РОССИИ

ВНИМАНИЕ! При использовании пакета для медицинских отходов класса А необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Пакет должен быть закрыт до момента загрузки отходов.
- 2. Загрузка отходов должна производиться только в специально отведенном месте.
- 3. Пакет должен быть закрыт до момента загрузки отходов.
- 4. Пакет должен быть закрыт до момента загрузки отходов.
- 5. Пакет должен быть закрыт до момента загрузки отходов.
- 6. Пакет должен быть закрыт до момента загрузки отходов.
- 7. Пакет должен быть закрыт до момента загрузки отходов.
- 8. Пакет должен быть закрыт до момента загрузки отходов.
- 9. Пакет должен быть закрыт до момента загрузки отходов.
- 10. Пакет должен быть закрыт до момента загрузки отходов.

МЕДИТЕК
ЗНАМЯ ТРУДА

«Волшебник»

Для оценки качества б

Copyright © 1999 by John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

СПИТАКО В РОССИИ



Flavobacterium sp. strain 70-69-01

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 105–112

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

...the ...

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

Abstract

These authors provide a list of 100 potential predictors of performance, which are categorized into 10 groups: physical, psychological, physiological, psychological, psychological, psychological, psychological, psychological, psychological, and psychological. The authors also provide a list of 100 potential predictors of performance, which are categorized into 10 groups: physical, psychological, physiological, psychological, psychological, psychological, psychological, psychological, psychological, and psychological.


© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

... ..

Открыты, в том числе и в

Don't miss this — *Journal of Management Education* is a must-read for all those who are involved in management education. It is a journal that is both scholarly and practical, and it is a journal that is both interesting and informative. It is a journal that is both a pleasure and a necessity to read.

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 110°C для отходов класса В



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«Медитек-Плюс»
ТУ 21.20.23-011-41014300-2010

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 110°C для отходов класса В

Объем: 100 л
Материал: полипропилен
Цвет: черный
Срок службы: 5 лет
Срок хранения: 12 месяцев
Срок годности: 12 месяцев

Информация о продукции
Модель: МП-100
Год выпуска: 2010
Серийный номер: 1234567890
Дата изготовления: 12.12.2010
Место изготовления: г. Москва, Россия
Срок службы: 5 лет
Срок хранения: 12 месяцев
Срок годности: 12 месяцев

Информация о продукции
Модель: МП-100
Год выпуска: 2010
Серийный номер: 1234567890
Дата изготовления: 12.12.2010
Место изготовления: г. Москва, Россия
Срок службы: 5 лет
Срок хранения: 12 месяцев
Срок годности: 12 месяцев



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»
ТУ 21.20.23-011-01014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 121°C
Для отходов класса В

Регистрационный
достоверитель
№ 0000000000

1500 мм × 2000 мм

Медицинские отходы класса В
Первичный контейнер/контейнер
для отходов
Ссылка 2.1.2.2/РФ.10



ООО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Телефон: +7 (371) 522 10 15
E-mail: info@meditek.ru
www.meditek.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Термометкой 121°C



Сведения об упаковке

Пакет для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания медицинских отходов класса В, предназначенный для упаковки отходов, подлежащих обезвреживанию методом автоклавирования с термометкой 121°C.

Пакет изготовлен из прочного материала, устойчивого к воздействию влаги, химических веществ и механических повреждений.

Пакет имеет герметичный замок, обеспечивающий безопасность при транспортировке и хранении.

Пакет соответствует требованиям ТУ 21.20.23-011-01014306-2018.

Сведения об отходах

Пакет предназначен для упаковки медицинских отходов класса В, подлежащих обезвреживанию методом автоклавирования с термометкой 121°C.

Пакет имеет маркировку, соответствующую классу отходов.

Пакет соответствует требованиям ТУ 21.20.23-011-01014306-2018.

Отходы, класс В

Код отхода: _____

Наименование: _____

Всего: _____

Всего: _____



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«Биотермол»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания медицинских отходов класса Б методом автоклавирования с термометкой 134°C

Исполнительное
управление
по городу Москве

125040, г. Москва


Медицинский центр «Биотермол»
Адрес: г. Москва, ул. ...



ООО «БИОТЕРМОЛ»

Адрес: г. Москва, ул. ...

Медицинский центр «Биотермол»





ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»
 ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом автоклавирования,
 прозрачные с термометкой 110°C

Регистрационный
 знак товарного
 знака ИР АТН 010223



1500 мм х 2000 мм



Медицинские отходы классов Б и В
 (биологически опасные и заразительные)
 и острые/полезные иглы (острые отходы)
 СанПиН 2.1.7.2796-18

ИЗГОТОВИТЕЛИ

ООО «Медитек» г. Санкт-Петербург
 ИНН 7807023894
 ОГРН 1047807023894

СДЕЛАНО В РОССИИ

Термометка 110°C



Способы обезвреживания

Способы обезвреживания:
 1. Термический (автоклавирование) в течение 120 минут при температуре 121°C.
 2. Химический (обеззараживание) с использованием дезинфицирующих средств.
 3. Биологический (компостирование) для органических отходов.
 4. Механический (сортировка и утилизация) для острых и опасных отходов.
 5. Радиационный (облучение) для биологических отходов.
 6. Криогенный (заморозка) для биологических отходов.

Меры предосторожности

При обращении с медицинскими отходами необходимо соблюдать меры предосторожности:
 1. Использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маска, очки).
 2. Избегать контакта с отходами.
 3. Не выбрасывать отходы в мусорные баки.
 4. Не использовать отходы для кормления животных.
 5. Не использовать отходы для удобрения почвы.
 6. Не использовать отходы для изготовления сувениров.

Упаковка и маркировка

Упаковка:
 1. Пакеты должны быть герметично закрыты.
 2. Пакеты должны быть маркированы.
 3. Пакеты должны быть пронумерованы.
 4. Пакеты должны быть подписаны.



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

TU 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом автоклавирования,
прозрачные с термометкой 121°C

Регистрационный
номер: 1111
16.000.000.000.000

1500 мм x 2000 мм

Медицинские отходы классов Б и В
загрязненные иглами, скальпелями и другими
острыми и колющими инструментами
См. ГОСТ 12.1.7.2790-10



ООО «МЕДИТЕК» «Знамя Труда»

Тел./факс: (495) 222-10-19
E-mail: info@meditek.ru
www.meditek.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Термометка 121°C

Справочная информация:
1. При использовании пакета для медицинских отходов классов Б и В необходимо соблюдать следующие правила:
2. Пакет должен быть герметично закрыт до момента размещения отходов.
3. Запрещается складировать пакеты в местах скопления людей.
4. При использовании пакета для медицинских отходов классов Б и В необходимо соблюдать следующие правила:
5. При использовании пакета для медицинских отходов классов Б и В необходимо соблюдать следующие правила:
6. При использовании пакета для медицинских отходов классов Б и В необходимо соблюдать следующие правила:
7. При использовании пакета для медицинских отходов классов Б и В необходимо соблюдать следующие правила:
8. При использовании пакета для медицинских отходов классов Б и В необходимо соблюдать следующие правила:
9. При использовании пакета для медицинских отходов классов Б и В необходимо соблюдать следующие правила:
10. При использовании пакета для медицинских отходов классов Б и В необходимо соблюдать следующие правила:

ОТХОДЫ КЛАССОВ Б и В
Подпись: _____
Дата: _____
Входная печать: _____
Исходный документ: _____

предел наполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом автоклавирования, прозрачные с термометкой 134°C

Технические
условия
№ 000000000

1500 мм x 2000 мм

Медицинские отходы классов Б и В
биологически опасные и химически
инфекционно-опасные отходы
СанПин 2.1.7.7790-10



ЗАО «Медитек «Знамя Труда»

Тел./факс: (812) 672-10-15
E-mail: info@meditek.ru
www.meditek.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Термометра 134°C

Правила обращения
АСОРТИ
1. В пакет запрещено складывать предметы, выходящие за класс отходов.
2. Медицинские пакеты предназначены для складирования отходов.
3. Медицинские пакеты складываются в пакеты.
4. Медицинские пакеты складываются в пакеты.
5. Медицинские пакеты складываются в пакеты.
6. Медицинские пакеты складываются в пакеты.
7. Медицинские пакеты складываются в пакеты.
8. Медицинские пакеты складываются в пакеты.
9. Медицинские пакеты складываются в пакеты.
10. Медицинские пакеты складываются в пакеты.
УПАКОВКА
1. Пакеты складываются с жидкими отходами, завернув в пленку.
2. Пакеты складываются с жидкими отходами, завернув в пленку.
3. Пакеты складываются с жидкими отходами, завернув в пленку.
4. Пакеты складываются с жидкими отходами, завернув в пленку.
5. Пакеты складываются с жидкими отходами, завернув в пленку.
6. Пакеты складываются с жидкими отходами, завернув в пленку.
7. Пакеты складываются с жидкими отходами, завернув в пленку.
8. Пакеты складываются с жидкими отходами, завернув в пленку.
9. Пакеты складываются с жидкими отходами, завернув в пленку.
10. Пакеты складываются с жидкими отходами, завернув в пленку.

ОТХОДЫ КЛАССОВ Б и В
Организация _____
Получатель _____
Дата _____
Ф.И.О. лица, ответственного за сбор отходов _____

Решение задачи



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтиерПак»

TY 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов класса Б и В
методом сухого горячего воздуха
прозрачные с термометром 140°C

Persepolis, 1970-1979

1500 mm x 2000 mm

Материальные отходы класса Б и В
 (отходы производства и потребления)
 (отходы производства и потребления)
 (отходы производства и потребления)
 (отходы производства и потребления)



add J/C MEDITEK 3-1988 TOTAL

Tel: +91 20 25622 10 95
 Email: info@emc2.com
 www.emc2.com

СДЕЛАНО В РОССИИ

Temperature 190°C

Дружина по криминалу:

распорядку. Операторы, выполняющие функции, связанные с управлением движением, должны находиться в непосредственной близости от водителя. При этом операторы должны находиться в зоне видимости водителя. При этом операторы должны находиться в зоне видимости водителя. При этом операторы должны находиться в зоне видимости водителя.

ENCLOSURE

Рис. 1. Структура и содержание программы

[illegible]

DTICDA KPACE-6-8


CONCLUSIONS

Дополнительно

12

© 2000 S&P Inc.

© 2007 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 261: 105–112



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

Трудовой (13) листов

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

М.П. _____ Крупницкий Д.Е.

_____ 10 » 06 20__ года

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Д.Е. Крупницкий

« 10 » 06 2020 г.



МАКЕТ ГРУППОВОЙ МАРКИРОВКИ
ИЛИ ОФОРМЛЕНИЕ ЛИСТА-ВКЛАДЫША

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ «БалтнерПак»

по ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

2020



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Тел.факс: 8 812 622 10 15

E-mail: info@mediteczt.ru

http://www.mediteczt.ru

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов класса А



1500 мм х 2000 мм



XXXXXX



XXXX.XX

Медицинские отходы класса А

(эпидемиологически безопасные отходы,

приближенные по составу к твердым бытовым отходам)

СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гарантийный срок хранения пакетов 5 лет,
от даты производства.

Количество пакетов в упаковке: XXX шт.

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- Утилизировать в соответствии с нормами и правилами.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Тел.факс: 8 812 622 10 15

E-mail: info@meditecz.t.ru

http://www.meditecz.t.ru

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 110°C
для отходов класса Б



1500 мм x 2000 мм



XXXXXX



XXXX.XX

Медицинские отходы класса Б
(эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гарантийный срок хранения пакетов 5 лет,
от даты производства.

Количество пакетов в упаковке: XXX шт.

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утаивать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: 8 812 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»
ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 110°C
для отходов класса В



1500 мм x 2000 мм



XXXXXX



XXXX.XX

Медицинские отходы класса В
(чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гарантийный срок хранения пакетов 5 лет,
от даты производства.

Количество пакетов в упаковке: XXX шт.

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: 8 812 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»
ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом автоклавирования,
прозрачные с термометкой 110°C



1500 мм x 2000 мм



XXXXXX



XXXX.XX

Медицинские отходы классов Б и В
(эпидемиологически опасные и чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гарантийный срок хранения пакетов 5 лет,
от даты производства.

Количество пакетов в упаковке: XXX шт.

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать ёмкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: 8 812 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»
ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 121°C
для отходов класса Б



1500 мм x 2000 мм

LOT XXXXX

XXXX.XX

Медицинские отходы класса Б
(эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гарантийный срок хранения пакетов 5 лет,
от даты производства.

Количество пакетов в упаковке: XXX шт.

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утаивать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: 8 812 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»
ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 121°C
для отходов класса В



1500 мм x 2000 мм



XXXXXX



XXXX.XX

Медицинские отходы класса В
(чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гарантийный срок хранения пакетов 5 лет,
от даты производства.

Количество пакетов в упаковке: XXX шт.

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки — предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: 8 812 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»
ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом автоклавирования,
прозрачные с термометкой 121°C



1500 мм x 2000 мм



XXXXX



XXXX.XX

Медицинские отходы классов Б и В
(эпидемиологически опасные и чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гарантийный срок хранения пакетов 5 лет,
от даты производства.

Количество пакетов в упаковке: XXX шт.

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: 8 812 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»
ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 134°C
для отходов класса Б



1500 мм x 2000 мм



XXXXX



XXXX.XX

Медицинские отходы класса Б
(эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гарантийный срок хранения пакетов 5 лет,
от даты производства.

Количество пакетов в упаковке: XXX шт.

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки — предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесенном на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: 8 812 622 10 15
E-mail: info@mediteczt.ru
http://www.mediteczt.ru

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»
ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 134°C
для отходов класса В



1500 мм x 2000 мм



XXXXXX



XXXX.XX

Медицинские отходы класса В
(чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гарантийный срок хранения пакетов 5 лет,
от даты производства.

Количество пакетов в упаковке: XXX шт.

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: 8 812 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом автоклавирования,
прозрачные с термометкой 134°C



1500 мм x 2000 мм



XXXXXX



XXXX.XX

Медицинские отходы классов Б и В

(эпидемиологически опасные и чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы)

СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гарантийный срок хранения пакетов 5 лет,
от даты производства.

Количество пакетов в упаковке: XXX шт.

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки — предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: 8 812 622 10 15
E-mail: info@mediteczt.ru
http://www.mediteczt.ru

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»
ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов класса Б и В методом сухого горячего воздуха,
прозрачные с термометкой 190°C



1500 мм х 2000 мм



XXXXXX



XXXX.XX

Медицинские отходы классов Б и В
(эпидемиологически опасные и чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гарантийный срок хранения пакетов 5 лет,
от даты производства.

Количество пакетов в упаковке: XXX шт.

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесенном на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

Прокладать (12) листов

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Крупницкий Д.Е.

М.П.

« 10 » 06 2010 года

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Д.Е. Крупницкий

« 10 » _____ 2020 г.



МАКЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ «БалтнерПак»
по ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

2020

предел заполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»
ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов класса А

Регистрационное
удостоверение
№ XXXXXXXXX



1500 мм x 2000 мм



Медицинские отходы класса А
(эпидемиологически безопасные
отходы, приближенные по составу к
твердым бытовым отходам)
СанПиН 2.1.7.2790-10

СДЕЛАНО В РОССИИ

 ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: (812) 622 10 15
E-mail: info@mediteczt.ru
<http://www.mediteczt.ru>

Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- Утилизировать в соответствии с нормами и правилами.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разгущать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

предел заполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 110°C
для отходов класса Б

Регистрационное
удостоверение
№ XXXXXXXXXX



1500 мм x 2000 мм



Медицинские отходы класса Б
(эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: (812) 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ТЕРМОМЕТКА 110°C



Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отходов;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакет, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

ОТХОДЫ, КЛАСС « Б »

Организация _____

Подразделение _____

Дата _____

ФИО ответственного
за сбор отходов лица _____

предел заполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 110°C
для отходов класса В

Регистрационное
удостоверение
№ XXXXXXXXXX



1500 мм x 2000 мм




Медицинские отходы класса В
(чрезвычайно эпидемиологически
опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

СДЕЛАНО В РОССИИ

 ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: (812) 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ТЕРМОМЕТКА 110°C



Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утаивать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать ёмкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

ОТХОДЫ, КЛАСС « В »

Организация _____

Подразделение _____

Дата _____

ФИО ответственного
за сбор отходов лица _____

предел заполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом автоклавирования,
прозрачные с термометкой 110°C

Регистрационное
удостоверение
№ XXXXXXXXX



1500 мм x 2000 мм



Медицинские отходы классов Б и В
(эпидемиологически опасные и
чрезвычайно эпидемиологически
опасные отходы)

СанПиН 2.1.7.2790-10

СДЕЛАНО В РОССИИ

 ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: (812) 622 10 15
E-mail: info@mediteczt.ru
http://www.mediteczt.ru

ТЕРМОМЕТКА 110°C



Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесенном на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

ОТХОДЫ, КЛАСС « Б и В »

Организация _____

Подразделение _____

Дата _____

ФИО ответственного
за сбор отходов лица _____

предел заполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 121°C
для отходов класса Б

Регистрационное
удостоверение
№ XXXXXXXXXX



1500 мм x 2000 мм



Медицинские отходы класса Б
(эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: (812) 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ТЕРМОМЕТКА 121°C



Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ:

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

ОТХОДЫ, КЛАСС « Б »

Организация _____

Подразделение _____

Дата _____

ФИО ответственного
за сбор отходов лица _____

предел заполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 121°C
для отходов класса В

Регистрационное
удостоверение
№ XXXXXXXXXX



1500 мм x 2000 мм



Медицинские отходы класса В
(чрезвычайно эпидемиологически
опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: (812) 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ТЕРМОМЕТКА 121°C



Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакет, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

ОТХОДЫ, КЛАСС « В »

Организация _____

Подразделение _____

Дата _____

ФИО ответственного
за сбор отходов лица _____

предел заполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом автоклавирования,
прозрачные с термометкой 121°C

Регистрационное
удостоверение
№ XXXXXXXXXX



1500 мм x 2000 мм



Медицинские отходы классов Б и В
(эпидемиологически опасные и
чрезвычайно эпидемиологически
опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

СДЕЛАНО В РОССИИ

 ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: (812) 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ТЕРМОМЕТКА 121°C



Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окле, нанесённом на пакет, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

ОТХОДЫ, КЛАСС « Б и В »

Организация _____

Подразделение _____

Дата _____

ФИО ответственного
за сбор отходов лица _____

предел заполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 134°C
для отходов класса Б

Регистрационное
удостоверение
№ XXXXXXXXXX



1500 мм x 2000 мм




Медицинские отходы класса Б
(эпидемиологически опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: (812) 622 10 15
E-mail: info@mediteczt.ru
http://www.mediteczt.ru

ТЕРМОМЕТКА 134°C



Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отходов;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

ОТХОДЫ, КЛАСС « Б »

Организация _____

Подразделение _____

Дата _____

ФИО ответственного
за сбор отходов лица _____

предел заполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания
медицинских отходов методом автоклавирования с термометкой 134°C
для отходов класса В

Регистрационное
удостоверение
№ XXXXXXXXXX



1500 мм x 2000 мм



Медицинские отходы класса В
(чрезвычайно эпидемиологически
опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: (812) 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ТЕРМОМЕТКА 134°C



Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесенном на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать емкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

ОТХОДЫ, КЛАСС « В »

Организация _____

Подразделение _____

Дата _____

ФИО ответственного
за сбор отходов лица _____

предел заполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом автоклавирования,
прозрачные с термометкой 134°C

Регистрационное
удостоверение
№ XXXXXXXXXX



1500 мм x 2000 мм




Медицинские отходы классов Б и В
(эпидемиологически опасные и
чрезвычайно эпидемиологически
опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

СДЕЛАНО В РОССИИ

 ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: (812) 622 10 15
E-mail: info@meditecz.ru
http://www.meditecz.ru

ТЕРМОМЕТКА 134°C



Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакете, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать ёмкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

ОТХОДЫ, КЛАСС « Б и В »

Организация _____

Подразделение _____

Дата _____

ФИО ответственного
за сбор отходов лица _____

предел заполнения



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БалтнерПак»

ТУ 21.20.23-011-61014306-2018

Для обезвреживания медицинских отходов класса Б и В методом сухого горячего воздуха,
прозрачные с термометкой 190°C

Регистрационное
удостоверение
№ XXXXXXXXXX



1500 мм x 2000 мм



Медицинские отходы класса Б и В
(эпидемиологически опасные и
чрезвычайно эпидемиологически
опасные отходы)
СанПиН 2.1.7.2790-10

СДЕЛАНО В РОССИИ

 ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Тел.факс: (812) 622 10 15
E-mail: info@mediteczt.ru
http://www.mediteczt.ru

ТЕРМОМЕТКА 190°C



Правила по применению:

- Раскрыть пакет;
- Поместить в пакет медицинские отходы соответствующего класса отхода;
- Заполнение пакета производится до отметки – предел заполнения;
- Затянуть стяжкой горловину пакета;
- На информационном окне, нанесённом на пакет, указывается информация, соответствующая конкретному классу отходов;
- Провести цикл дезинфекции;
- После цикла дезинфекции проверить изменение цвета метки. Изменение цвета метки является подтверждением соблюдения заданных параметров дезинфекции;
- В зависимости от технологии обезвреживания отходов, провести деструктуризацию медицинских отходов в соответствующем пакете и утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

При обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать пакеты с отходами;
- пересыпать отходы из одного пакета в другой;
- утрамбовывать отходы;
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- устанавливать ёмкость с пакетом для сбора отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов;
- повторно использовать пакеты.

ОТХОДЫ, КЛАСС « Б и В »

Организация _____

Подразделение _____

Дата _____

ФИО ответственного
за сбор отходов лица _____

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

Заявление (12) листов

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

М.П.

Крутицкий Д.Е.

« 15 » 06 2022 года