


**ХОЛОДИЛЬНИК
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН
активный
VacProtect VPA-350 «POZIS»**



МАКЕТ УПАКОВКИ Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-350 «POZIS» (развертка гофрокороба)




Макет маркировки

POZIS		EAC	VPA-350 «POZIS» XXXXXXXXXX
ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН АКТИВНЫЙ VACPROTECT VPA-350 «POZIS»			
ТУ 28.25.13-227-07503307-2021 230В ~ 50Гц СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ: 10 ЛЕТ			
76 x 89 x 215 см БРУТТО 155 кг СДЕЛАНО В РОССИИ			
ДАТА ВЫПУСКА  20 г.			


POZIS	ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН АКТИВНЫЙ VACPROTECT VPA-350 «POZIS»	
ТУ 28.25.13-227-07503307-2021	УХЛ 4,2	IP20
R 609 a	0,825 кг	
160 Вт	230В ~ 50Гц	
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	10 ЛЕТ	
РЕЖИМ РАБОТЫ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	
СДЕЛАНО В РОССИИ		
№  	20 г.	EAC

**ХОЛОДИЛЬНИК
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН
активный
VacProtect VPA-350-1 «POZIS»**




МАКЕТ УПАКОВКИ

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-350-1 «POZIS» (развертка гофрокороба)




Макет маркировки


POZIS		EAC
ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН АКТИВНЫЙ VACPROTECT VPA-350-1 «POZIS»		
ТУ 28.25.13-227-07503307-2021		230В ~ 50Гц
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ:		10 ЛЕТ
76 x 89 x 215 см		БРУТТО 155 кг
СДЕЛАНО В РОССИИ		
ДАТА ВЫПУСКА		20 г.
		VPA-350-1 «POZIS» XXXXXXXXXX

POZIS	ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН АКТИВНЫЙ VACPROTECT VPA-350-1 «POZIS»	
ТУ 28.25.13-227-07503307-2021	УХЛ 4,2	IP20
R 600 а	0,025 кг	
160 Вт	230В ~ 50Гц	
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	10 ЛЕТ	
РЕЖИМ РАБОТЫ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	
СДЕЛАНО В РОССИИ		
№		20 г.
		EAC

**Панель управления
ХОЛОДИЛЬНИКА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН
активный
VacProtect VPA-350 «POZIS»**



**Панель управления
ХОЛОДИЛЬНИКА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН
активный
VacProtect VPA-350-1 «POZIS»**



**Ключ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН
активных
VacProtect VPA-350 «POZIS»
VacProtect VPA-350-1 «POZIS»**

