

**Фотографические изображения медицинского изделия
во вторичной упаковке**

**«Презервативы из натурального латекса Durex® Air»
производства**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Соединенное Королевство

***комм.** Фотографические изображения общего вида медицинского изделия во вторичной упаковке представлены в упаковке с китайского рынка. Медицинское изделие будет обращаться на территории Российской Федерации с маркировкой на русском языке, количество презервативов в упаковке будет в соответствии с зарегистрированной в Российской Федерации информацией.

Проект дизайна вторичной упаковки, а также текст маркировки на русском языке представлены дополнительно.

Упаковка – 3 презерватива







всего прошито и скреплено
печатью 03 лист а
(при)

**ПРОЕКТ ДИЗАЙНА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Презервативы из натурального латекса Durex® Air

Презервативы из натурального латекса Durex® Air



ПРОИЗВОДСТВО

Нам не все равно! Нам очень важна ваша защита и защита нашей планеты, поэтому мы ответственно относимся к выбору сырья и всем процессам производства наших презервативов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

100% презервативов проходят электронную. Дерматологическими протестированы. Дополнительно мы проводим еще 5 тестов на качество для каждой серии презервативов.



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Для анального секса или в случае необходимости используйте дополнительную смазку, которая совместима с презервативами.



УТИЛИЗАЦИЯ

Выбрасывайте использованные презервативы в мусорное ведро. Не спускайте в унитаз.



Производители: "Рекитт Бенкетер Хелскаар (ВК) Лтд.", 103-105 Бат Роуд, Слей, Берншир, SL1 3JH, Соединенное Королевство, Страна происхождения: Китай.

Импортер/Уполномоченная организация: ООО "Рекитт Бенкетер Хелскаар", Россия, 115114, г. Москва, Шолоховская наб., д.4, эт. 3. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20, e-mail: contact_rubr.com

Поставщик в Республику Беларусь: ООО "Сэлвин", 220141, г. Минск, ул. Академика Купровича, д. 14, эт. 4, каб. 37.

Организация, принимающая претензии

в Республике Беларусь:
ООО "Рекитт Бенкетер
БелГай", 220036, г. Минск,
ул. Карла Либкнехта, д.
66, оф. 166, e-mail:
contact_rubr.com
Номер и дату
регистрационного
удостоверения (Рег. уд.) –
см. на упаковке (внизу).
Air (Skip)



0 000000 000000 >

durex



STRAIGHT-WALLED

Прямая форма
Гладкие, с накопителем
Бесцветные,
из натурального латекса

12 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ДЛИНА
Номинальная
длина 180 мм

ШИРИНА
Номинальная
ширина 52 мм

ГЕЛЬ-СМАЗКА
С силиконовой
смазкой.
Смазка не разрушает
сперматозоиды.



ISO 4074

durex
AiR

durex

AiR

12 презервативов

durex

Пожалуйста, перед
использованием внимательно
прочитайте инструкцию на
внутренней стороне упаковки.

Ни один из методов
контрацепции
не может гарантировать
100% защиты
от нежелательной
беременности, ВИЧ
или иных заболеваний,
передающихся половым
путем.

Хранить в недоступном для
детей месте.

Презервативы
предназначены только для
одноразового использования.

Хранить в защищенном от
влаги месте при температуре
0 – 25 °C. Избегать
механического воздействия и
прямых солнечных лучей.

Презерватив не должен
соприкасаться с нефтяными
продуктами, фенолами и их
производными, маслами
нефтяного происхождения,
бензином, керосином и
другими органическими
веществами.

Срок годности – 5 лет.

Рег. уд. №
Номер сериала
LOT
COGNIZO DTT-MAG


3973350

Уменьшение количества
автомобилей на дорогах, на

www.durex.ru

Дата окончания выполнения работы: 05/2016

Air (Эар)







ISO 4074

AiR

3 презерватива

Презерватин не должен соприкасаться с нефтяными продуктами, фекалиями и из производными, маслами нефтяного происхождения, бензином, керосином и другими органическими веществами.

Срок годности – 5 лет.

LOT

3113349

[illegible]

Узнайте больше о презервативах, которые вы выбираете, на www.durex.ru
Дата последней редакции инструкции: 05/2016



всего прошито и скреплено
печатью 04 листа
(четыре)

**Проект маркировки
вторичной упаковки медицинского изделия**

**Презервативы из натурального латекса
Durex® Air**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Соединенное Королевство

Проект маркировки фронтальной стороны вторичной упаковки



Информация на внешней стороне вторичной упаковки (обязательная информация)

Наименование МИ:

Презервативы из натурального латекса Durex® Air

Описание медицинского изделия:

Гладкие, бесцветные, прямой формы, с накопителем.

Состав медицинского изделия, информация о смазке:

Из натурального латекса, с силиконовой смазкой. Смазка не разрушает сперматозоиды.

Информация о размерах медицинского изделия:

Номинальная длина – 180 мм. Номинальная ширина – 52 мм.

Производитель (наименование и адрес):

“Рекитт Бенкизер Хелскэр (ЮК) Лтд.”, 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH,
Соединенное Королевство

Страна происхождения медицинского изделия:

Китай

Импортер/Уполномоченная организация:

ООО “Рекитт Бенкизер Хэлскэр”, Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3.

Информация о том, что медицинское изделие для одноразового использования:
Презервативы предназначены только для одноразового использования.

Информация об условиях хранения:

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре 0 - 25°C. Избегать механического воздействия и прямых солнечных лучей.

Презерватив не должен соприкасаться с нефтяными продуктами, фенолами и их производными, маслами нефтяного происхождения, бензином, керосином и другими органическими веществами.

Информация о регистрационном удостоверении:

Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу).

Информация о сроке годности:



«L» — Годен до (ГГГГ-ММ): XXXX-XX»

Информация о номере серии:



«L» — Номер серии: xxxxxxxxxxxx»

Символ содержания натурального латекса:



Данные о регистрационном удостоверении:

«Рег. уд. № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX»

Дополнительная информация может быть напечатана на внешнюю сторону вторичной/потребительской упаковки, включая ссылки на международные стандарты, символы согласно требованиям национального законодательства, информацию маркетингового/рекламного характера.

Информация на внутренней стороне вторичной упаковки

1. 
2. 
3. 
4. 

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, особенно если презервативы используются для орального или анального секса.

Надевать презерватив до того, как пенис коснется тела партнера. Это может помочь в предотвращении наступления беременности и возможности передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ВНИМАНИЕ: Проверить срок годности презерватива на упаковке перед использованием. Не использовать презерватив по истечении срока годности. Если индивидуальная упаковка повреждена, либо обнаружено ухудшение свойств презерватива, выбросить презерватив и использовать новый из неповрежденной упаковки.

НАЗНАЧЕНИЕ/ ПОКАЗАНИЯ

Презервативы применяются в качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем. Медицинское изделие предназначено для использования непрофессионалами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и аккуратно обращаться с презервативом, т.к. его можно повредить ногтями и острыми предметами.
 2. Проверить, чтобы презерватив был свернут наружу. Сдавлив накопитель надеть презерватив на головку эрегированного пениса.
 3. Развернуть презерватив по направлению к основанию пениса. Если презерватив не разворачивается, значит он свернут в обратную сторону. Выбросить его и использовать новый. Остановиться и проверить при ощущении соскальзывания презерватива или чрезмерного сжимания им пениса, поскольку это может привести к нарушению целостности презерватива.
- Сразу после эякуляции извлечь пенис, плотно придерживая презерватив у его основания, и аккуратно снять презерватив.
4. Выбросить в мусорное ведро. Не спускать презерватив в унитаз.

Для анального секса или в случае необходимости использовать дополнительную смазку на внешней стороне презерватива.

Презервативы могут представлять опасность удушья. Хранить в недоступном для детей месте.

Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.

Презерватив предназначен только для одноразового использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск передачи инфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность или аллергия к любому из компонентов, входящих в состав презерватива.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Презервативы изготовлены из натурального латекса, который, так же как и любой компонент презерватива, может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, если у потребителя аллергия на латекс.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать смазку, которая рекомендована для использования с презервативами. Смазки нефтяного происхождения и на масляной основе (например, вазелин, детское масло), некоторые пессарии, а также некоторые лекарственные средства местного применения, которые наносятся на пенис или вводятся во влагалище, могут повредить презерватив.

Прекратить использование презерватива при ощущении дискомфорта или раздражения во время использования презерватива.

Проконсультироваться со специалистом:

- о совместимости презервативов с другими контрацептивами;
- при использовании лекарственного средства местного применения, которое наносится на пенис или вводится во влагалище;
- если раздражение/ дискомфорт сохраняются после использования презерватива;
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на латекс;
- если презерватив протекает или порвался во время его использования (сделать это как можно скорее в течение 72 часов).

Ни один из методов контрацепции не может гарантировать 100 % защиты от нежелательной беременности, ВИЧ или других заболеваний, передающихся половым путем.

Дата последней редакции инструкции:



всего прошито и скреплено
печатью 05 листов
(нет)