

Руководитель

Отдела по управлению качеством ООО "ФИЛИПС"

Бахвалова О.В.

«24» мая 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система рентгеновская диагностическая цифровая DigitalDiagnost C50 с принадлежностями»

Вариант 1:




1. Рабочая станция.




1.1. А .Системный блок с предустановленным программным обеспечением.



1.2. В. Клавиатура.



1.3. С. Экран сенсорный.




1.4. D. Мышь.




2. Е. Выключатель экспозиции ручной.




3. Подвес потолочный.




3.1. Блок потолочного подвеса.




3.2. А. Блок рентгеновской трубки.




3.3. Коллиматор.




3.4. Дозиметр.



3.5. С. Рукоятка управления.



4. Стойка вертикальная.




5.1. Стол для пациента, варианты исполнения: стол для пациента, регулируемый по высоте.




5.2. Стол для пациента, варианты исполнения: стол для пациента, фиксированный по высоте;




6. Генератор 50 кВт/65 кВт.



7.1. Детектор беспроводной переносной (вариант 1)




7.2. Детектор беспроводной переносной (вариант 2)



8. Кабель питания.

Руководство по
эксплуатации

Русский




DigitalDiagnost C50

PHILIPS

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

9.1. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.




9.2. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.




10. Программное обеспечение на USB и/или CD/DVD дисках и/или флеш-картах.



1. Рабочая станция.




1.1. А. Системный блок с предустановленным программным обеспечением.



1.2. В, Клавиатура.



1.3. С. Экран сенсорный.




1.4. D. Мышь.




2. Е. Выключатель экспозиции ручной.




3. Подвес потолочный.




3.1. Блок потолочного подвеса.




3.2. А. Блок рентгеновской трубки.




3.3. Коллиматор.




3.4. Дозиметр.



3.5. С. Рукоятка управления.




4. Стойка вертикальная.



5.1. Стол для пациента, варианты исполнения: стол для пациента, регулируемый по высоте.




5.2. Стол для пациента, варианты исполнения: стол для пациента, фиксированный по высоте;




6. Генератор 50 кВт/65 кВт.




7.1. Детектор фиксированный. (Вариант 1)




7.2. Детектор фиксированный. (Вариант 2)



8.1. Детектор беспроводной переносной. (Вариант 1)




8.2. Детектор беспроводной переносной. (Вариант 2)



9. Кабель питания.

Русский



PHILIPS

49081U 0000 AA'N : *121 30 6 H1

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



10.2. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.




11. Программное обеспечение на USB и/или CD/DVD дисках и/или флеш-картах.



1. Рабочая станция.




1.1. А. Системный блок с предустановленным программным обеспечением, версия не ниже 1.0.



1.2. В. Клавиатура.



1.3.С. Экран сенсорный.




1.4. D. Мышь.




2. Е. Выключатель экспозиции ручной.




3. Подвес потолочный.




3.1. Блок потолочного подвеса.




3.2.А. Блок рентгеновской трубки.




3.3. Коллиматор.




3.4. Дозиметр.



3.5. С. Рукоятка управления.




4. Стойка вертикальная.




5.1. Стол для пациента, варианты исполнения: стол для пациента, регулируемый по высоте.




5.2. Стол для пациента, варианты исполнения: стол для пациента, фиксированный по высоте;



5. Генератор 50 кВт/65 кВт.




6.1. Детектор беспроводной переносной (вариант 1)




6.2. Детектор беспроводной переносной (вариант 2)



7.1. Детектор фиксированный. (Вариант 1)




7.2. Детектор фиксированный. (Вариант 2)



6. Кабель питания.

Русский



PHILIPS

10.1. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.



10.2. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.




11.1. Программное обеспечение на USB и/или CD/DVD дисках и/или флеш-картах.




11.2. Программное обеспечение на USB и/или CD/DVD дисках и/или флеш-картах.




1. Рабочая станция.




1.1.A. Системный блок с предустановленным программным обеспечением.



1.2. В. Клавиатура.



1.3. С. Экран сенсорный.




1.4. D. Мышь.




2. Е. Выключатель экспозиции ручной.




3. Подвес потолочный.




3.1. Блок потолочного подвеса.




3.2. Блок рентгеновской трубки.




3.3. Коллиматор.




3.4. Дозиметр.




3.5. С. Рукоятка управления.




4. Стойка вертикальная.




5. Генератор 50 кВт/65 кВт.



6.1. Детектор беспроводной переносной (вариант 1)




6.2 Детектор беспроводной переносной (вариант 2)



6. Кабель питания.

Руководство по
эксплуатации

Русский



DigitalDiagnost C50

PHILIPS

6.3. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.



6.4. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.



6.2. Программное обеспечение на USB и/или CD/DVD дисках и/или флеш-картах.




6.3. Программное обеспечение на USB и/или CD/DVD дисках и/или флеш-картах.




1. Рабочая станция.




1.1. А. Системный блок с предустановленным программным обеспечением.



1.2. В. Клавиатура.



1.3. С. Экран сенсорный.




1.4. D. Мышь.




2. Е. Выключатель экспозиции ручной.




3. Подвес потолочный.




3.1. Блок потолочного подвеса.




3.2. А. Блок рентгеновской трубки.




3.3. Коллиматор.




3.4. Дозиметр.




3.5. С. Рукоятка управления.




4. Стойка вертикальная.




5. Генератор 50 кВт/65 кВт.




6.1 Детектор фиксированный.(Вариант 1)



6.2 Детектор фиксированный. (Вариант 2)



7.1. Детектор беспроводной переносной. (Вариант 1)



7.2. Детектор беспроводной переносной.(Вариант 2)




8. Кабель питания.



Руководство по
эксплуатации

Русский



DigitalDiagnost C50

PHILIPS

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

9. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.




9.1. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.



10. Программное обеспечение на USB и/или CD/DVD дисках и/или флеш-картах.




10.1 Программное обеспечение на USB и/или CD/DVD дисках и/или флеш-картах.




1. Источник бесперебойного питания.




2. Зарядное устройство для аккумулятора детектора.




2.1. Зарядное устройство для аккумулятора детектора.




3. Защелкивающаяся решетка горизонтальная 35 x 43 см.




4. Защелкивающаяся решетка вертикальная 35 x 43 см.




5. Защитная панель переносного детектора.




6.1. Аккумулятор детектора.(Вариант 1)




6.2. Аккумулятор детектора. (Вариант 2)




6. Кабель короткий резервный, длина 2 м (для детектора).



7. Рельсы для кабелепровода




8. Кабелепровод.



9. Спейсер.



10. Блок ножного педального выключателя.




11. Компрессионная лента.



12. Рукоятка для растяжки для вертикальной стойки.



13. Рукоятка для фиксации пациента.



14. Регулируемые ремни.



15. Рукоятка детектора.



16. Мобильный держатель детектора.



17. Прикроватный держатель беспроводного переносного детектора.



18. Мешки переносного детектора.




19. Опора для пациента для сшивки изображений.




20. Сменная решетка.




20.1. Сменная решетка.




20.2. Сменная решетка.




20.3. Сменная решетка.



20.4. Сменная решетка.




20.5. Сменная решетка.



21. Линейка сшивки.



22. Тележка стола.






22.2. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.



22.3. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.



22.4. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.



22.5. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.




22.6. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.



22.7. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.




22.8. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.




22.9. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.



22.10. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.



22.11. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.




22.12. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.



22.13. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.



22.14. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.



22.15. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.




22.16. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.




22.17. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.



22.18. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.



23. Рубильник включения электропитания.



24. Устройство переговорное.



25. Стекло рентгенозащитное просвинцованное.



25.1. Стекло рентгенозащитное просвинцованное.



1. Изделие в транспортной упаковке.



2. Изделие в транспортной упаковке.



3. Изделие в транспортной упаковке.



4. Изделие в транспортной упаковке.

Производитель: «Филипс Хэлскеа (Сучжоу) Ко.,
Лтд.», КНР, Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd.,
No.258, Zhong Yuan Road., Suzhou Industrial Park,
215024 Suzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Место производства: No.258, Zhong Yuan Road.,
Suzhou Industrial Park, 215024 Suzhou, Jiangsu
Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Медицинское Изделие:

Система рентгеновская диагностическая цифровая
DigitalDiagnost C50 с принадлежностями

Серийный номер/номер партии:

см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной маркировке

Номинальный режим работы: см. 

Предупреждения и знаки опасности: см. 

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2018/6811



2. Макет маркировки на русском языке системы.

 Описание: Система рентгеновская диагностическая цифровая DigitalDiagnost C50 с принадлежностями	 Филипс Хэлскеа (Сучжоу) Ко., Лтд. КНР, 215024, пров. Цзянсу, г. Сучжоу, Промышленный парк Сучжоу, ул. Чжонюань-Роуд, д.258
Модель: DigitalDiagnost C50 Артикул: XXX Серийный номер: XXX 	Номинальный режим работы: 3Н 400В 50/60 Гц
 Произведено Габариты/масса: 	 Класс I Тип B IEC60601-1 Номер и дата Регистрационного удостоверения: XXX (Только для России)

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
175 листа (ов)

