

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «Зентива Фарма»

А.В. Виноградов  
М.П.

«04» июня

2021 г.

## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Средство для удаления бородавок КριοФарма®»

производства

Omega Pharma International NV / Омега Фарма Интернэшнл НВ, Бельгия

2021

Средство для удаления бородавок КриоФарма®, в составе:

1. Аэрозольный баллон – 1 шт.:



**КриоФарма®**

КриоФарма® - средство  
для удаления бородавок  
методом криотерапии  
(замораживания)  
за одну аппликацию





 **Внимательно ознакомьтесь с инструкцией!**  
при необходимости проконсультируйтесь с врачом

**Состав:**  
диметилфур, пропан.


**Содержимое баллона находится под давлением.**

**Меры предосторожности:**  
не допускать нагревания, попадания прямых солнечных лучей.  
Не держать баллон открытого огня.  
Не прокаливать и не сжигать.  
Хранить в недоступном для детей месте.





LOT193062020  
EXP 2022-12

2. Держатель порононовых аппликаторов (многоразового применения) – 1 шт.:



3. Поролоновые аппликаторы (одноразового применения) – 12 шт.:





Упаковка:  
Картонная коробка:



# КРИОФАРМА®

Средство для удаления бородавок

КриоФарма® - эффективное и безопасное средство для быстрого самостоятельного удаления бородавок в любое удобное для Вас время. В основе действия КриоФарма® используется метод криотерапии, широко применяемый в медицинской практике.

КриоФарма® быстро замораживает бородавки за одну процедуру. Через 10-14 дней бородавка полностью исчезает. В течение этого времени на месте бородавки восстанавливается здоровый кожный покров. Если через две недели бородавка не исчезнет, проведите повторную аппликацию.

КриоФарма® рассчитана для лечения 12 бородавок.

#### Способ применения: 4 простых шага

1. Наденьте корончатый аппликатор на держатель аппликатора.
2. Поместите держатель аппликатора в отверстие верхней части сиреального баллона на 3 секунды.
3. Подожмите 20 секунд после насыщения аппликатора газом для дополнительного охлаждения температуры.
4. Удерживайте верхнюю часть сиреального аппликатора на:
  - обычных бородавках - 20 секунд
  - подошвенных бородавках - 40 секунд



Обратитесь к прилагаемой инструкции за дополнительными указаниями по применению для подошвенных бородавок.



**КРИОФАРМА®**

Средство для удаления  
бородавок

Быстро замораживает  
бородавки за одну аппликацию



## КРИОФАРМА®

Средство  
для удаления бородавок



обыкновенная  
бородавка



подошвенная  
бородавка

### Как отличить бородавку?

Обыкновенные бородавки - это доброкачественные образования кожи. Обычно они появляются на руках и ногах, легко удаляются по характерной шероховатой, бугристой поверхности, напоминающей цветную капусту. Подошвенные бородавки подобны обыкновенным бородавкам, но более плоские и возникают на подошвенной части стопы, искажая кожный рисунок ступни, более чувствительны и болезненны вследствие давления обуви при ходьбе.

### Набор КристоФарма® включает:

- 1 аэрозольный баллон
- 1 держатель  
многократного  
использования  
для аппликатора
- 12 аппликаторов  
одноразового  
использования
- инструкцию  
по применению



Состав: динитрофтор и пропан  
Безопасно для окружающей среды



Годен до:

2022-12


№ сер.: дата изг.

03062020

LOT

Производитель: Омега Фарма Интернашил НВ,  
Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Бельгия  
Место производства: Фармаспрей Б.В.,  
Нидерланды

Организация, уполномоченная на принятие  
претензий: ООО «Зентива Фарма», 127055,  
Москва, ул. Новослободская, д.31, стр. 4, пом. VI,  
+7(499) 350-13-48, Info.Russia@zentiva.com



8 710537 000108 >

# КРИОФАРМА®

Средство  
для удаления бородавок

Клинически испытано.  
Предназначено для всей семьи,  
включая детей от 4 лет.

## Предупреждение:

- Огнеопасно. Содержимое находится под давлением. Хранить на расстоянии от источников огня, тепла; не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не прокалывать, не поджигать баллон.
  - Хранить в недоступном для детей месте.
  - Только для наружного применения.
  - Не следует применять у больных диабетом, беременных.
  - Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Сохраните ее на время применения средства.
- Информацию о Кристофарме® можно получить на сайте: [www.cryopharma.ru](http://www.cryopharma.ru)




ОГНЕОПАСНО!

35 мл.





Полиэтиленовый пакет (для держателя пороховых аппликаторов и пороховых аппликаторов):





ПРОШУ  
ПОДПИСАТЬ  
16 ЛЕТ