


Фотографические изображения медицинского изделия

Система цифровая маммографическая Senographe Pristina с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Лидер по регистрации

ООО «ДжиИ Хэлскеа»


Дорофеева Ю.Н.
« 25 » октября 2021 г.


Производства

"ДжиИ Медикал Системз Эс Си Эс", Франция,

GE Medical Systems SCS, France

283 Rue de la Miniere, 78530 Buc, France



GE MEDICAL SYSTEMS SCS
283 RUE DE LA MINIERE
78530 BUC - FRANCE / FRANCIA
/ FRANÇA

YYYY-MM



Senographe Pristina

MODEL : 5582323

REF : 5582323-2

SN : 000000BU0

SISTEMA DE MAMOGRAFIA DIGITAL
Registro ANVISA: 80071280380



(US) Rx only MANUFACTURED : MONTH-YEAR
COMPLIES WITH DHHS RADIATION PERFORMANCE
STANDARD 21 CFR SUBCHAPTER J

(BR)

Segurança



Compulsória



Zone pour étiquette UDI

管理医療機器/ 特定保守管理医療機器

販売名称: 乳房用X線診断装置 Senographe Pristina

一般的名称: 据置型デジタル式乳房用X線診断装置

定格電圧、電源入力、製造番号は製造元銘板参照のこと

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

東京都日野市旭が丘4-7-127

(JP)



Другая идентификационная информация размещена рядом
с символами в верхней части этого лейбла
Код модели : 5582323

(RU)

EAC

SISTEMA DE MAMOGRAFIA (MX)

Sistemas radiográficos digitales para mamografías


Importado por: GE Healthcare Argentina S.A. Lafayette N° 1502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina


Teléfono: + 54 11 5556-2000 - Director técnico: Farm. Bloq. Mariana Micucci Matrícula Nacional (MN) 13389

Registro ANMAT: PM 1407-298 - Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias


Hecho en Francia (AR)

I. Система цифровая маммографическая Senographe Pristina с принадлежностями.





2. Станция управления маммографом.



3. Маски защитные -не более 2 шт. (при необходимости).




3. Маски защитные -не более 2 шт. (при необходимости).



4. Мониторы для станций анализа полученных изображений, производства GE Medical Systems SCS / BARCO NV / EIZO Corporation/ WIDE Corp./ Dell / HP/ NEC - не более 4 шт. (при необходимости).






6. Программные обеспечения для исследований -не более 12 шт. (при необходимости).



6. Программные обеспечения для исследований - не более 12 шт. (при необходимости).



7. Рабочие станции Seno Iris, производства GE Medical Systems SCS / HP Inc. - не более 4 шт. (при необходимости).




8. Рабочие станции для анализа полученных изображений—не более 4 шт. (при необходимости)



8. Рабочие станции для анализа полученных изображений—не более 4 шт. (при необходимости)



8. Рабочие станции для анализа полученных изображений—не более 4 шт. (при необходимости)




8. Рабочие станции для анализа полученных изображений—не более 4 шт. (при необходимости)



Senographe Pristina™

Руководство по контролю качества для
приложений 2D, DBT, CESM и мобильных
приложений



5845677-8RU

Редакция 2

© 2020 General Electric Company

Все права защищены.

Senographe Pristina™

CE...

Operator Manual Extract
Auszug aus der Bedienungsanleitung
Extracto del manual del operador
Ote käyttäjän oppaasta
Extrait du manuel de l'opérateur
Estratto del Manuale dell'operatore
取扱説明書からの抜粋
사용자 매뉴얼 발췌문
Samenvatting gebruikershandleiding
Utdrag fra brukerhåndbok
Wyciąg z instrukcji obsługi
Extrato do Manual do Operador
Extras din manualul operatorului
Фрагмент руководства оператора
Utdrag ur användarhandbok
Operatör Kılavuzu'ndan Alıntı
操作手冊摘要



5847720-199

Revision 1

Copyright© 2020 by General Electric Company

All Rights Reserved.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Senographe Pristina™

Руководство оператора



5845676-8 RU

Редакция 3

Copyright© 2020 г. General Electric Company

Все права защищены.


9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Senographe Pristina™

Цифровая полноформатная маммография (FFDM)

Клинические и доклинические данные

Дополнение к руководству оператора



5845685-8RU

Редакция 1

© 2020 г. General Electric Company

Все права защищены.

Senographe Pristina™

Руководство по конфиденциальности и безопасности

Senographe Pristina™ 3D

SenoBright™ HD

Pristina Serena™

Pristina Serena™ 3D

Pristina Serena™ Bright



5845684-8RU

Редакция 1


© 2020 General Electric Company

Все права защищены.

Seno Defense для Senographe Pristina™

Руководство оператора дополнение

CE...



5849728-1RU

Редакция 2

Copyright© 2020 г. General Electric Company


Все права защищены.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Senographe Pristina™ 3D

Руководство оператора

CE



5844387-8 RU


Редакция 1

Copyright© 2020 г. General Electric Company

Все права защищены.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Senographe Pristina™ Руководство по проведению 3D-обследования



ВНИМАНИЕ
Чтобы обеспечить безопасность пациента в ходе обследования, необходимо поддерживать зрительный и голосовой контакт с пациентом.



ВНИМАНИЕ
Невозможно реконструировать объем или его части, если получение изображений выполняется на сжатой груди толщиной более 130 мм.

Данное руководство поставляется для Senographe Pristina 3D. Документы Senographe Pristina Руководство оператора и Фрагмент руководства оператора остаются применимыми для всех возможностей и функций, не описанных здесь.

Получение доступа в системе к электронным версиям технических публикаций для пользователей

Senographe Pristina 3D Руководство оператора встроено в станцию управления в качестве файла pdf, что указано на табличке, прикрепленной к вашей системе.



Символ, указывающий на то, что инструкции по использованию поставляются в электронной форме

Для получения доступа в системе к техническим публикациям для пользователей (Руководство оператора и Руководство по контролю качества):

1. Включите в систему и выполните вход в качестве пользователя *admin*.
2. На рабочем столе станции управления щелкните на кнопке Help (Справка) Веб-страница Help (Справка) также доступна по нажатию клавиши F1. На ней отображен список всех доступных технических публикаций.



3. Выберите свой язык и тип публикации в выпадающих меню, расположенных в верхнем правом углу.

Будут отображены заголовки руководств Senographe Pristina и Senographe Pristina 3D.

4. Для просмотра руководства щелкните по его названию. Оно будет открыто в окне приложения Acrobat Reader.

Примечание:

Одновременно можно открыть несколько публикаций, при этом для каждого документа будет открыта новая вкладка в окне публикаций.

Чтобы свернуть окно публикаций для работы с рабочим столом, нажмите клавишу < F1 >.

Чтобы закрыть окно публикаций и вернуться к последнему активному окну рабочего стола, нажмите клавишу < F2 >.

См. руководство Senographe Pristina Фрагмент руководства оператора для получения сведений о доступе к публикациям на ПК.

Аварийная остановка и выключение

Аварийный останов движения гентри

Аварийные выключатели расположены по обе стороны колонны и являются легко доступными.

Нажмите любой из этих выключателей для немедленной остановки всех движений локализатора.

Любая компрессия, примененная к пациенту, продолжает действовать, необходимо освободить пациента с помощью ручек ручной компрессии.

После использования одного из этих выключателей необходимо отключить и включить снова пульт управления рентгеновского оборудования для восстановления нормальной работы системы.

Аварийное выключение всех компонентов системы

При возникновении аварии, требующей полного отключения питания всех частей системы, необходимо отключить центральный выключатель питания, поставляющий электроэнергию в систему от медицинского учреждения.

Выясните, где находится данный центральный выключатель, а также правила его эксплуатации.

Повторное включение гентри

Для операций определенной конфигурации требуется выполнение выключения питания гентри и повторное включение питания гентри. Обычно рекомендуется выполнять перезапуск гентри без нарушения работы станции управления.

Для этого отключите гентри, нажав на выключатель питания, расположенный на пульте управления рентгеновским аппаратом. Включите ее снова, нажав на выключатель питания .



Senographe Pristina™ 3D Фрагмент руководства оператора 6759050-1-1RU Редакция 4

Copyright © 2017 г. General Electric Company Все права защищены.




78893
02.11.2021

SenoBright™ HD

Руководство оператора

CE _




5845721-BRU

Редизайн 1

Copyright© 2020 г. General Electric Company

Все права защищены.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).




Руководство по управлению CESM

Всегда запускайте CESM исследование (спектральная маммография с контрастным усилением) перед введением контрастного вещества, чтобы избежать лишних инъекций в случае неожиданной отсрочки на рабочей станции.

Примечание:

Проверьте настройку Auto Push, в зависимости от станции сбора данных.



Фрагмент руководства оператора SenoBright™ HD 5845722-1RU Редакция 1
Copyright © 2020 г. General Electric Company Все права защищены.




SenoBright™ HD

Цифровая полноформатная маммография (FFDM)

Клинические и доклинические данные

Дополнение к руководству оператора



Изображения предоставлены больницей Дель-Мар, Барселона, Испания



5845706-8RU

Редакция 1


© 2020 General Electric Company

Все права защищены.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Pristina Serena™


Руководство по контролю качества для
приложений по 2D-, DBT- и CESM-биопсии



5845713-8RU
Редакция 2
© 2020 General Electric Company
Все права защищены.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Pristina Serena™
Руководства по биопсии
CE...




5844385-8RU
 Редакция 1
 © 2020 General Electric Company
 Все права защищены.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Pristina Serena™

Краткое руководство оператора




5845703-1RU
Редакция 2
©2020 General Electric Company.
Все права защищены.

Pristina Serena™

Sterilization of Components used in Biopsy Procedures

SenoAxyS™
Operator Manual




5788952-199
Revision 3
© 2018-2019 General Electric Company
All rights reserved.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Pristina Serena™

Руководство оператора

CE



5845701-8RU


Редакция 2

©2020 General Electric Company.

Все права защищены.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Pristina Serena™ 3D
Руководство оператора
CE...



5845687-8RU
Редукция 2
© 2020 General Electric Company
Все права защищены.

78893
02.11.2021

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Pristina Serena™ 3D



Operator Manual Extract

Auszug aus der Bedienungsanleitung

Extracto del manual del operador

Otte käyttöajan oppaasta

Extrait du manuel de l'opérateur

Estratto del Manuale dell'operatore

取扱説明書抜粋

사용자 매뉴얼 발췌본은

Samenvatting gebruikershandleiding

Utdrag fra operatørhåndbok

Wyciąg z instrukcji obsługi

Extrato do Manual do Operador

Extras din manualul operatorului

Краткое руководство оператора

Utdrag ur användarhandbok

Kullanıcı Kilavuzu'ndan Alıntı


操作手册摘录



5847718-199
Revision 1
© 2020 General Electric Company
All rights reserved.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Pristina Serena™ Bright
Руководство оператора
CE...



5845678-8RU
Редакция 2
© 2020 General Electric Company
Все права защищены

78893
02.11.2021

Sample Imaging for Pristina Serena™



Operator Manual
 Návod k obsluze
 Betjeningsmanual
 Bedienungsanleitung
 Εγχειρίδιο χειριστή
 Manual del operador
 Käyttöopas
 Manuel de l'opérateur
 Felhasználói kézikönyv
 Buku Pedoman Operator
 Manuale dell'operatore
 取扱説明書
 Пойдалонушы нұсқаулығы
 사용자 매뉴얼
 Operatoriaus vadovas
 Gebruikershandleiding
 Brukerhåndbok
 Instrukcja obsługi
 Manual do Operador
 Manual de utilizare
 Руководство оператора
 Návod na obsluhu
 Uputstvo za upotrebu
 Användarhandbok
 Kullanıcı Kılavuzu
 Sách Hướng dẫn Vận hành
 操作手册



5815291-199
 Revision 7
 © 2018-2020 General Electric Company
 All rights reserved.

Wireless Footswitch for Senographe Pristina

CE

Operator Manual
Návod k obsluze
Betjeningsmanual
Bedienungsanleitung
Εγχειρίδιο χειριστή
Manual del operador
Käyttöopas
Manuel de l'opérateur
Felhasználói kézikönyv
Manuale dell'operatore
取扱説明書
Пайдаланушы нұсқаулығы
Operatoriaus vadovas
Gebruikershandleiding
Brukerhåndbok
Instrukcja obsługi
Manual do operador
Manual de utilizare
Руководство оператора
Návod na obsluhu
Uputstvo za upotrebu
Bruksanvisning
Kullanıcı Kılavuzu
操作手册





5806541-199
Revision 2
© 2018-2019 General Electric Company
All rights reserved.

GE Healthcare

Senolris

Режим Diagnose — режим Review — режим Connect

Руководство оператора



5764728-3-8RU

Редакция 1


© 2020 General Electric Company

Все права защищены.

Senographe Pristina™ Mobile

Дополнение к Руководству оператора

CE _



5721863-1RU

Редакция 3

Copyright© 2017-2018 г. General Electric Company

Все права защищены.

Pristina Serena™ Bright


CE

Operator Manual Extract
Auszug aus der Bedienungsanleitung
Extracto del manual del operador
Ote käyttöäjan oppaasta
Extrait du manuel de l'opérateur
Estratto del Manuale dell'operatore
取扱説明書抜粋
사용자 매뉴얼 발췌본은
Samenvatting gebruikershandleiding
Utdrag fra operatørhåndbok
Wyciąg z instrukcji obsługi
Extrato do Manual do Operador
Extras din manualul operatorului
Краткое руководство оператора
Utdrag ur användarhandbok
Kullanıcı Kılavuzu'ndan Alıntı
操作手册摘录



5845679-199
Revision 1
© 2020 General Electric Company
All rights reserved.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).



Copyright© 2017-2018 by General Electric Company All Rights Reserved.

9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).

Система цифровая маммографическая Senographie Pristina™ с принадлежностями Приложение к руководству оператора для Российской Федерации

RU

Внимание!

Нижеуказанную информацию считать приоритетной для Российской Федерации.

Представленная конфигурация медицинского изделия верна для Российской Федерации

СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РФ

1 Система цифровая маммографическая Senographie Pristina с принадлежностями:

1. Гентри.
2. Станция управления маммографом.
3. Маски защитные - не более 2 шт. (при необходимости).
4. Мониторы для станций анализа полученных изображений - не более 4 шт. (при необходимости).
5. Мониторы для станций управления маммографом - не более 4 шт. (при необходимости).
6. Программные обеспечения для исследований - не более 12 шт. (при необходимости).
7. Рабочие станции Seno Iris - не более 4 шт. (при необходимости).
8. Рабочие станции для анализа полученных изображений - не более 4 шт. (при необходимости).
9. Эксплуатационная документация - не более 24 шт. (при необходимости).
10. Источники бесперебойного питания - не более 2 шт. (при необходимости).

11. Кабели высоковольтные - не более 2 шт. (при необходимости).
12. Кабели соединительные - не более 20 шт. (при необходимости).
13. Клавиатуры - не более 3 шт. (при необходимости).
14. Приспособления для подключения рабочей станции в России - не более 2 шт. (при необходимости).
15. Опоры для груди различной формы - не более 3 шт. (при необходимости).
16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).
17. Педали управления - не более 3 шт. (при необходимости).
18. Пульт дистанционного управления (при необходимости).
19. Фронтальная панель для станции управления маммографом (при необходимости).
20. Экраны рентгенозащитные прозрачные - не более 4 шт. (при необходимости).

2 Принадлежности:


1. Адаптеры для биопсийного пистолета - не более 10 шт.
2. Батарея для стола для биопсии.
3. Видеокарты для мониторов - не более 4 шт.
4. Крепежное устройство для стола.
5. Устройство для мобильного крепления - не более 5 шт.
6. Локализатор-перекрестье для биопсии.
7. Металлические направляющие для игл - не более 30 шт.
8. Мышь компьютерная - не более 3 шт.
9. Опция для контрастной спектральной маммографии.
10. Опция для удаленной поддержки iLinq




5789145-1RU Редакция 5

© 2017-2021 by General Electric Company.
Все права защищены.

10. Источники бесперебойного питания - не более 2 шт. (при необходимости).



11. Кабели высоковольтные - не более 2 шт..(при необходимости)




12. Кабели соединительные—не более 20 шт. (при необходимости)




13. Клавиатуры - не более 3 шт. (при необходимости).



14. Приспособления для подключения рабочей станции в России - не более 2шт. (при необходимости).



14. Приспособления для подключения рабочей станции в России - не более 2шт. (при необходимости).



15. Опоры для груди различной формы - не более 3 шт. (при необходимости).




16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).




16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).



16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).



16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).



16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).



16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).



16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).




16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).



16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).



16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).




16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).




16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).




16. Пластины компрессионные различной формы - не более 20 шт. (при необходимости).



17. Педали управления - не более 3 шт. (при необходимости).



17. Педали управления - не более 3 шт. (при необходимости).




18. Пульт дистанционного управления. (при необходимости).



18. Пульт дистанционного управления. (при необходимости).



19. Фронтальная панель для станции управления маммографом (при необходимости).



20. Экраны рентгенозащитные прозрачные - не более 4 шт. (при необходимости).



1. Адаптеры для биопсийного пистолета—не более 10 шт.



1. Адаптеры для биопсийного пистолета—не более 10 шт.




1. Адаптеры для биопсийного пистолета—не более 10 шт.



1. Адаптеры для биопсийного пистолета—не более 10 шт.



1. Адаптеры для биопсийного пистолета (не более 10 шт.).




1. Адаптеры для биопсийного пистолета (не более 10 шт.).



2. Батарея для стола для биопсии.




3. Видеокарты для мониторов (не более 4 шт.).



4. Крепежное устройство для стола.




5. Устройство для мобильного крепления - не более 5 шт.




5. Устройство для мобильного крепления - не более 5 шт.



5. Устройство для мобильного крепления - не более 5 шт.



6. Локализатор-перекрестье для биопсии.




7. Металлические направляющие для игл—не более 30 шт.




7. Металлические направляющие для игл—не более 30 шт.




8. Мышь компьютерная - не более 3 шт.



9. Опция для контрастной спектральной маммографии.



10. Опция для удаленной поддержки iLinq.




11. Опция цифрового томосинтеза Senographe Pristina 3D.

R CC

1.0x



152 Detector calibration not optimal. Contact your Service representative



3D




AOP STD

Auto
ON

24x29




0°

0.0° AUTO
16893
02.11.2021

12. Опция биопсии под контрастной спектральной маммографией Pristina Serena Bright



13.Дополнительное программное обеспечение для биопсии - не более 5 шт.




14. Пластиковые направляющие для игл—не более 30 шт.



15. Пленки различного размера—не более 10 уп. (при необходимости).



15. Пленки различного размера—не более 10 уп. (при необходимости).



16. Принтер для печати медицинских изображений.



16. Принтер для печати медицинских изображений.




17. Приставка для биопсии Pristina Serena.




17. Приставка для биопсии Pristina Serena.



17. Приставка для биопсии Pristina Serena.




17. Приставка для биопсии Pristina Serena.




18. Программное обеспечение для рабочих станций—не более 5 шт.




18. Программное обеспечение для рабочих станций—не более 5 шт.



19. Программные лицензии для сервера для анализа изображений - не более 6 шт.



20. Сервер для анализа изображений.



21. Сервисная документация (не более 5 шт.).

Senographe Pristina™

Service Manual Class A

SM-A

The pages behind contain quick access links to commonly used information.
Use these Favorite Links for [Field Engineer](#), [Support](#) or [Trainer](#) when attempting to find information.



5729305-1-BEN
Revision 5

© 2014-2018 by General Electric Company. All rights reserved.



21. Сервисная документация (не более 5 шт.).

Senographe Pristina™ Mobile

Service Manual Class A

SM-A

The page behind contain quick access links to commonly used information.
Use these [Favorite Links](#) when attempting to find information.



5771567-8EN
Revision 2



© 2017-2018 by General Electric Company. All rights reserved.

21. Сервисная документация (не более 5 шт.).

Senographe Pristina™ 3D

Service Manual Class A
SM-A



5754694-1-8EN
Revision 3




©2016-2018 by General Electric Company. All rights reserved.

21. Сервисная документация (не более 5 шт.).

SenoBright™ HD
CESM HD

Service Manual Class A



Images courtesy of Hospital del Mar, Barcelona, Spain

5772033-8EN
Revision 2

© 2017-2018 by General Electric Company All rights reserved




22. Специальные клавиатуры (не более 2 шт.).



23. Стойка для аксессуаров.



24. Стол для биопсии.




24. Стол для биопсии.




25. Стул для биопсии.




26. Распорка для груди – не более 5 шт.




27. Стол для приставки для биопсии



28. Опция биопсии под томосинтезом Pristina Serena 3D.




29. Опция съемки биоптата – не более 10 шт.



29. Опция съемки биоптата – не более 10 шт.




30. Считыватель штрих-кодов для рабочей станции.




31. Устройство для горизонтального доступа при биопсии.




31. Устройство для горизонтального доступа при биопсии.



31. Устройство для горизонтального доступа при биопсии.




32. Устройство для контроля компрессии—не более 2 шт.




33. Устройства съёмки с увеличением—не более 5 шт.




34. Фантомы для калибровки—не более 5 шт. (при необходимости).




34. Фантомы для калибровки (не более 5 шт.) (при необходимости).



34. Фантомы для калибровки—не более 5 шт. (при необходимости).




34. Фантомы для калибровки—не более 5 шт. (при необходимости).




34. Фантомы для калибровки—не более 5 шт. (при необходимости).



34. Фантомы для калибровки (не более 5 шт.) (при необходимости).




34. Фантомы для калибровки—не более 5 шт. (при необходимости).



35. Беспроводные педали управления



36. Щит силовой электрораспределительный.



ПРОШТО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 131 ЛИСТА(ОВ)

