

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации,
обеспечения и контроля качества
ООО «Б. Браун Медикал»

И.В. Пашков

(подпись, печать)

«21» октября 2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Версия 2

«Набор для подкожного введения»

производства «Б. Браун Мельзунген АГ» (B. Braun Melsungen AG), Германия

2021 г.

ОГРН 1037843006233
ИНН 7825465916
КПП 785050001

Банковские реквизиты
р/с 40702810555000164228
в Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
БИК 044533888

Коды статистики
ОКПО 57938826

Юридический адрес
Россия, 191040
ОК ВЭД 46.46
ул. Пушкинская, дом 10

Почтовый адрес
Россия, 196128,
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, АЯ 34

**НАБОР ДЛЯ
ПОДКОЖНОГО
ВВЕДЕНИЯ**

Фото 1. «Набор для подкожного введения» – фото общего вида потребительской упаковки (вид сверху).

Компоненты, не включенные в состав набора, которые **следует приобрести** отдельно: салфетки спиртовые, ватный или марлевый тампон, лейкопластырь

Перед использованием обратитесь, пожалуйста, к медицинскому персоналу за рекомендациями по выбору компонентов, не включенных в состав набора.

Состав набора:

Игла аспирационная «Стерикан» (Sterican®)

REF 4665120, **STERILE EO**, CE0123

Шприц Омнификс-F (Omnifix®-F),

Люэр Лок Соло: 1 мл

REF 9167006V, **STERILE EO**, CE0123

Игла инъекционная «Стерикан Сэйфти» (Sterican® Safety)

REF 4670008S-01, **STERILE EO**, CE0123

Фото 2. «Набор для подкожного введения» – фото общего вида потребительской упаковки (вид сбоку).

Для:



F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Грензахерштрассе, 124
CH-4058 Базель
Швейцария

Изготовлено и Собрано:

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

Для:

АО "Рош-Москва"
(официальный представитель компании
"Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.",
Швейцария в России) 107045,
Россия, г. Москва, Трубная площадь, д. 2,
помещение 1, этаж 1, комната 42

Уполномоченная организация
(импортер) в РФ*:

ООО «Б.Браун Медикал»,
191040, Санкт-Петербург,
ул. Пушкинская, д. 10.
Тел/факс: 8 (812) 320-40-04
*Обращения и рекламации по набору
направлять уполномоченному
представителю изготовителя.

BOX 900-V2LBU012020-10

Фото 3. «Набор для подкожного введения» – фото общего вида потребительской упаковки (вид сзади).






Фото 5. «Набор для подкожного введения» – фото общего вида внутри потребительской упаковки.




Фото 6. «Набор для подкожного введения» – фото общего вида изделия в потребительской упаковке в составе:

1. Шприц «Омнификс-Ф» (Omnifix®-F), Люэр Лок Соло: 1 мл – 12 шт.
2. Игла инъекционная «Стерикан Сэйфти» (Sterican® Safety) – 12 шт.
3. Игла аспирационная «Стерикан» (Sterican®) – 12 шт.

Инструкция по применению находится внутри



12 x



12 x



12 x

Фото 7. «Набор для подкожного введения» – фото общего вида вкладыша для инструкции по применению.




Фото 8. Шприц «Омнификс-Ф» (Omnifix®-F), Люэр Лок Соло: 1 мл – общий вид изделия с маркировкой цилиндра.



Фото 9. Шприц «Омнификс-Ф» (Omnifix®-F), Люэр Лок Соло: 1 мл – общий вид изделия в стерильной упаковке.



Фото 10. Шприц «Омнификс-Ф» (Omnifix®-F), Люэр Лок Соло: 1 мл – общий вид маркировки стерильной упаковки изделия.




Фото 11. Шприц «Омнификс-Ф» (Omnifix®-F), Люэр Лок Соло: 1 мл – пример маркировки стерильной упаковки изделия после государственной регистрации.




Фото 12. Игла инъекционная «Стерикан Сэйфти» (Sterican® Safety) – общий вид изделия.



Фото 13. Игла инъекционная «Стерикан Сэйфти» (Sterican® Safety) – общий вид изделия в стерильной упаковке.

B|BRAUN B|BRAUN

**Sterican® Safety
Needle**

26 G x 1/2"
0,45 x 13 mm

26G

REF 46700085-01

 2024-04-01

 2019-04-04

LOT 19D04G89A2



CE 0123

STERILE EO



 **B. Braun Melsungen AG**
34209 Melsungen, Germany
www.bbraun.com

0317

29

B|BRAUN

Фото 14. Игла инъекционная «Стерикан Сэйфти» (Sterican® Safety) – общий вид маркировки стерильной упаковки изделия.

B|BRAUN B|BRAUN

**Sterican® Safety
Needle**

26 G x 1/2"
0,45 x 13 mm

26G

REF 4670008S-01



LOT

DMV

CE 0123

STERILE EO



B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany
www.bbraun.com

0317

B|BRAUN

Фото 15. Игла инъекционная «Стерикан Сэйфти» (Sterican® Safety) – пример маркировки стерильной упаковки изделия после государственной регистрации.




Фото 16. Игла аспирационная «Стерикан» (Sterican®) – общий вид изделия.



Фото 17. Игла аспирационная «Стерикан» (Sterican®) – общий вид изделия в стерильной упаковке.




Фото 18. Игла аспирационная «Стерикан» (Sterican®) – общий вид маркировки стерильной упаковки изделия.

Sterican®

MD



REF 4665120

BC/SB

YYYY-MM-DD

1.20 x 40 mm

18G x 1 1/2"

YYYY-MM-DD

 **B | BRAUN**

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

LOT →

Фото 19. Игла аспирационная «Стерикан» (Sterican®) – пример маркировки стерильной упаковки изделия после государственной регистрации.

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 20

(двадцать) листа(ов).

Руководитель отдела регистрации,
обеспечения и контроля качества
Пашков И.В.

(подпись)

М.П.

« 21 » октябрь 2021 года

