

ООО «ЛИНЕТ ЦЕЕ», 125124, г. Москва, улица Ямского Поля 1-Я, дом 17, корпус 12, эт 1, ком 12,14.
тел.: +7 495 181 69 49, факс: +7 495 181 69 49, e-mail: info@linet.cz, web: www.linetgroup.ru
ОГРН: 1137746705293, ИНН/КПП: 7725798823/771401001, ОКПО: 17968272, р. с. 40702810501400003538 в АО "Альфа-банк",
корр.сч. 30101810200000000593, БИК: 044525593

ООО «ЛИНЕТ ЦЕЕ»

Генеральный директор
Йосеф Новачек

М.П. (Подпись)
2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:

Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 5

г. Москва, 2021

Оглавление

Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 5, варианты исполнения:

1. Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 5 с системой взвешивания и мониторинга веса пациента в составе:

- 1.1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе) (1 шт.).
- 1.2. Спинная секция ложа рентгенопрозрачная с держателем кассеты для исследований (1 шт.) (при необходимости).
- 1.3. Спинная секция ложа пластиковая (1 шт.) (при необходимости).
- 1.4. Комплект из 2-х пластиковых съемных панелей, формирующих поверхность ложа (1 шт.).
- 1.5. Система экстренного опускания спинной секции ложа (CPR) (1 шт.).
- 1.6. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона спинной секции (1 шт.).
- 1.7. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона бедренной секции (1 шт.).
- 1.8. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона секции голени (1 шт.).
- 1.9. Двигатель линейный с приводом регулировки длины секции голени (1 шт.).
- 1.10. Колонны электрические, телескопические регулировки высоты и наклона ложа (3 шт.).
- 1.11. Панель управления с монитором, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.).
- 1.12. Панель управления пациента, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.).
- 1.13. Панель управления ручная дистанционная (1 шт.).
- 1.14. Пульт управления ручной дистанционный (1 шт.) (при необходимости).
- 1.15. Панель ножная регулировки высоты ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).
- 1.16. Панель ножная регулировки бокового наклона ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).
- 1.17. Блок управления центральный (1 шт.).
- 1.18. Блок резервного питания (1 шт.).
- 1.19. Кабель питания (1 шт.).
- 1.20. Система взвешивания и мониторинга веса пациента (1 шт.).
- 1.21. Ограждения кровати торцевые (2 шт.):
 - панели пластиковые (2 шт.);
 - вставки цветные (2 шт.).
- 1.22. Механизм фиксации торцевых ограждений, интегрированный в раму матрацной платформы (2 шт.).
- 1.23. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые (4 шт.).
- 1.24. Держатель - рельс для крепления принадлежностей (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.25. Разъем USB для зарядки мобильных устройств (2 шт.) (при необходимости).
- 1.26. Ходовая часть:
 - рама ходовой части (1 шт.);

- колесо на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами (4 шт.);
- механизм центрального управления блокировкой колес с 4-мя педалями управления (1 шт.);
- выдвижное 5-е направляющее колесо (при необходимости);
- моторизованная ходовая система с дополнительным 5-м колесом, электромотором и пультом управления (1 шт.) (при необходимости).
- 1.27. Система матрацная с воздушными ячейками переменного давления и компрессором (1 шт.) (при необходимости).
- 1.28. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопрележневый (1 шт.) (при необходимости).
- 1.29. Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки и интегрированными панелями управления (1 шт.).
- 1.30. Опора для облегчения вставания пациента MobiLift с ручкой и кнопками регулировки высоты ложа (2 шт.) (при необходимости).
- 1.31. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками (1 шт.) (при необходимости).
- 1.32. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки (1 шт.) (при необходимости).
- 1.33. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 1.34. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 1.35. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 1.36. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 1.37. Комплект дополнительных защитных боковых ограждений с противотравматичными чехлами (из 2 шт.) (при необходимости).
- 1.38. Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 1.39. Дуга-опора для приподнятия пациента хромированная (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 1.40. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 1.41. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента регулируемая (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 1.42. Держатель инфузионный с 3 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента крашенный (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 1.43. Держатель инфузионный с 3 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 1.44. Держатель инфузионный с 4 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 1.45. Держатель внешний для инфузионной стойки с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.46. Подставка для монитора (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 1.47. Держатель мешка мочеприемника (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.48. Держатель кислородного баллона вертикальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.49. Держатель кислородного баллона горизонтальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.50. Держатель костылей (не более 2 шт.) (при необходимости).

- 1.51. Держатель таблички с именем пациента (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 1.52. Полка для письма (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 1.53. Корзина для подвешивания инфузионных растворов на инфузионную стойку (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.54. Подушка фиксирующая для латеральных наклонов (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.55. Лоток пластиковый процедурный с креплением на торцевое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.56. Держатель кислородных трубок с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.57. Держатель принадлежностей универсальный с креплением на боковое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.58. Руководство по эксплуатации (1 шт.).


2. Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 5 в составе:

- 2.1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе) (1 шт.).
- 2.2. Спинная секция ложа рентгенопрозрачная с держателем кассеты для исследований (1 шт.) (при необходимости).
- 2.3. Спинная секция ложа пластиковая (1 шт.) (при необходимости).
- 2.4. Комплект из 2-х пластиковых съемных панелей, формирующих поверхность ложа (1 шт.).
- 2.5. Система экстренного опускания спинной секции ложа (CPR) (1 шт.).
- 2.6. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона спинной секции (1 шт.).
- 2.7. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона бедренной секции (1 шт.).
- 2.8. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона секции голени (1 шт.).
- 2.9. Двигатель линейный с приводом регулировки длины секции голени (1 шт.).
- 2.10. Колонны электрические, телескопические регулировки высоты и наклона ложа (3 шт.).
- 2.11. Панель управления пациента, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.).
- 2.12. Панель управления ручная дистанционная (1 шт.).
- 2.13. Пульт управления ручной дистанционный (1 шт.) (при необходимости).
- 2.14. Панель ножная регулировки высоты ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).
- 2.15. Панель ножная регулировки бокового наклона ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).
- 2.16. Блок управления центральный (1 шт.).
- 2.17. Блок резервного питания (1 шт.).
- 2.18. Кабель питания (1 шт.).
- 2.19. Ограждения кровати торцевые (2 шт.):
 - панели пластиковые (2 шт.);
 - вставки цветные (2 шт.).
- 2.20. Механизм фиксации торцевых ограждений, интегрированный в раму матрацной платформы (2 шт.).
- 2.21. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые (4 шт.).
- 2.22. Держатель - рельс для крепления принадлежностей (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.23. Разъем USB для зарядки мобильных устройств (2 шт.) (при необходимости).
- 2.24. Ходовая часть:
 - рама ходовой части (1 шт.);


- колесо на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами (4 шт.);
- механизм центрального управления блокировкой колес с 4-мя педалями управления (1 шт.);
- выдвижное 5-е направляющее колесо (при необходимости);
- моторизованная ходовая система с дополнительным 5-м колесом, электромоторами пультом управления (1 шт.) (при необходимости).
- 2.25. Система матрацная с воздушными ячейками переменного давления компрессором (1 шт.) (при необходимости).
- 2.26. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопрележневый (1 шт.) (при необходимости).
- 2.27. Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки и интегрированными панелями управления (1 шт.).
- 2.28. Опора для облегчения вставания пациента MobiLift с ручкой и кнопками регулировки высоты ложа (2 шт.) (при необходимости).
- 2.29. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками (1 шт.) (при необходимости).
- 2.30. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки (1 шт.) (при необходимости).
- 2.31. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 2.32. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 2.33. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 2.34. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 2.35. Комплект дополнительных защитных боковых ограждений с противотравматичными чехлами (из 2 шт.) (при необходимости).
- 2.36. Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 2.37. Дуга-опора для приподнятия пациента хромированная (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 2.38. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 2.39. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента регулируемая (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 2.40. Держатель инфузионный с 3 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента крашенный (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 2.41. Держатель инфузионный с 3 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 2.42. Держатель инфузионный с 4 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 2.43. Держатель внешний для инфузионной стойки с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.44. Подставка для монитора (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 2.45. Держатель мешка мочеприемника (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.46. Держатель кислородного баллона вертикальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.47. Держатель кислородного баллона горизонтальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.48. Держатель костылей (не более 2 шт.) (при необходимости).

- 2.49. Держатель таблички с именем пациента (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 2.50. Полка для письма (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 2.51. Корзина для подвешивания инфузионных растворов на инфузионную стойку (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.52. Подушка фиксирующая для латеральных наклонов (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.53. Лоток пластиковый процедурный с креплением на торцевое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.54. Держатель кислородных трубок с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.55. Держатель принадлежностей универсальный с креплением на боковое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.56. Руководство по эксплуатации (1 шт.).

1. Кровать медицинская multifunctional Eleganza 5 с системой взвешивания и мониторинга веса пациента в составе:




2. Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 5 в составе:



- 1.1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе) (1 шт.).
- 2.1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе) (1 шт.).




- 1.2. Спинная секция ложа рентгенопрозрачная с держателем кассеты для исследований (1 шт.) (при необходимости).
- 2.2. Спинная секция ложа рентгенопрозрачная с держателем кассеты для исследований (1 шт.) (при необходимости).




- 1.3. Спинная секция ложа пластиковая (1 шт.) (при необходимости).
2.3. Спинная секция ложа пластиковая (1 шт.) (при необходимости).




- 1.4. Комплект из 2-х пластиковых съемных панелей, формирующих поверхность ложа (1 шт.).
2.4. Комплект из 2-х пластиковых съемных панелей, формирующих поверхность ложа (1 шт.).




- 1.5. Система экстренного опускания спинной секции ложа (CPR) (1 шт.).
2.5. Система экстренного опускания спинной секции ложа (CPR) (1 шт.).



- 1.6. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона спинной секции (1 шт.).
2.6. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона спинной секции (1 шт.).



- 1.7. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона бедренной секции (1 шт.).
2.7. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона бедренной секции (1 шт.).



- 1.8. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона секции голени (1 шт.).
2.8. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона секции голени (1 шт.).



- 1.9. Двигатель линейный с приводом регулировки длины секции голени (1 шт.).
2.9. Двигатель линейный с приводом регулировки длины секции голени (1 шт.).



- 1.10. Колонны электрические, телескопические регулировки высоты и наклона ложа (3 шт.).
2.10. Колонны электрические, телескопические регулировки высоты и наклона ложа (3 шт.).



1.11. Панель управления с монитором, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.).



- 1.12. Панель управления пациента, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.).
2.11. Панель управления пациента, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.).




- 1.13. Панель управления ручная дистанционная (1 шт.).
2.12. Панель управления ручная дистанционная (1 шт.).



- 1.14. Пульт управления ручной дистанционный (1 шт.) (при необходимости).
- 2.13. Пульт управления ручной дистанционный (1 шт.) (при необходимости).




- 1.15. Панель ножная регулировки высоты ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).
2.14. Панель ножная регулировки высоты ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).




- 1.16. Панель ножная регулировки бокового наклона ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).
2.15. Панель ножная регулировки бокового наклона ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).



- 1.17. Блок управления центральный (1 шт.).
2.16. Блок управления центральный (1 шт.).



- 1.18. Блок резервного питания (1 шт.).
2.17. Блок резервного питания (1 шт.).




1.19. Кабель питания (1 шт.).

2.18. Кабель питания (1 шт.).



1.20. Система взвешивания и мониторинга веса пациента (1 шт.).



1.21. Ограждения кровати торцевые (2 шт.):

- панели пластиковые (2 шт.);

- вставки цветные (2 шт.).


2.19. Ограждения кровати торцевые (2 шт.):

- панели пластиковые (2 шт.);

- вставки цветные (2 шт.).





Изголовье



Изножье

- 1.21. Механизм фиксации торцевых ограждений, интегрированный в раму матрасной платформы (2 шт.).
2.20. Механизм фиксации торцевых ограждений, интегрированный в раму матрасной платформы (2 шт.).





Изножье


- 1.22. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые (4 шт.).
2.21. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые (4 шт.).



- 1.23. Держатель - рельс для крепления принадлежностей (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.22. Держатель - рельс для крепления принадлежностей (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.24. Разъем USB для зарядки мобильных устройств (2 шт.) (при необходимости).
- 2.23. Разъем USB для зарядки мобильных устройств (2 шт.) (при необходимости).



1.26. Ходовая часть: - рама ходовой части (1 шт.); - колесо на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами (4 шт.); - механизм центрального управления блокировкой колес с 4-мя педалями управления (1 шт.); - выдвижное 5-е направляющее колесо (при необходимости); - моторизованная ходовая система с дополнительным 5-м колесом, электромотором и пультом управления (1 шт.) (при необходимости).

2.24. Ходовая часть: - рама ходовой части (1 шт.); - колесо на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами (4 шт.); - механизм центрального управления блокировкой колес с 4-мя педалями управления (1 шт.); - выдвижное 5-е направляющее колесо (при необходимости); - моторизованная ходовая система с дополнительным 5-м колесом, электромотором и пультом управления (1 шт.) (при необходимости).




- 1.27. Система матрацная с воздушными ячейками переменного давления и компрессором (1 шт.) (при необходимости).
- 2.25. Система матрацная с воздушными ячейками переменного давления и компрессором (1 шт.) (при необходимости).



-
- CliniCare™ 30**
- FOAM MATTRESS REPLACEMENT WITH PCM
Manufactured by Medical Linnet, 1898 GDS, UK
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
- wissner-
bosserhoff**
- LINET™**
- Members of LINET Group
-
- 1**
- Conformity No.
MKT-1111-1006
CCC Ltd. Warrington

1.29. Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки и интегрированными панелями управления (1 шт.).


2. 27. Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки и интегрированными панелями управления (1 шт.).



- 1.30. Опора для облегчения вставания пациента MobiLift с ручкой и кнопками регулировки высоты ложа (2 шт.) (при необходимости).
- 2.28. Опора для облегчения вставания пациента MobiLift с ручкой и кнопками регулировки высоты ложа (2 шт.) (при необходимости).




- 1.31. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками (1 шт.) (при необходимости).
- 2.29. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками (1 шт.) (при необходимости).




1.32. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки (1 шт.) (при необходимости).

2.30. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки (1 шт.) (при необходимости).




1.33. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).

2.31. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).



1.34. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.)
(при необходимости).

2.32. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.)
(при необходимости).




1.35. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).

2.33. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).



1.36. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).


2.34. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).



- 1.37. Комплект дополнительных защитных боковых ограждений с противотравматичными чехлами (из 2 шт.) (при необходимости).
- 2.35. Комплект дополнительных защитных боковых ограждений с противотравматичными чехлами (из 2 шт.) (при необходимости).



- 1.38. Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная (не более 1 шт.) (при необходимости).
2.36. Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная (не более 1 шт.) (при необходимости).



- 1.39. Дуга-опора для приподнятия пациента хромированная (не более 1 шт.) (при необходимости).
2.37. Дуга-опора для приподнятия пациента хромированная (не более 1 шт.) (при необходимости).




- 1.40. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента (не более 1 шт.) (при необходимости).
2.38. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента (не более 1 шт.) (при необходимости).



- 1.41. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента регулируемая (не более 1 шт.) (при необходимости).
2.39. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента регулируемая (не более 1 шт.) (при необходимости).



- 1.42. Держатель инфузионный с 3 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента крашенный (не более 1 шт.) (при необходимости).
- 2.40. Держатель инфузионный с 3 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента крашенный (не более 1 шт.) (при необходимости).



1.43. Держатель инфузионный с 3 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (не более 1 шт.) (при необходимости).

2.41. Держатель инфузионный с 3 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (не более 1 шт.) (при необходимости).



1.44. Держатель инфузионный с 4 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (не более 1 шт.) (при необходимости).


2.42. Держатель инфузионный с 4 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (не более 1 шт.) (при необходимости).




- 1.45. Держатель внешний для инфузионной стойки с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.43. Держатель внешний для инфузионной стойки с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.46. Подставка для монитора (не более 1 шт.) (при необходимости).
2.44. Подставка для монитора (не более 1 шт.) (при необходимости).




- 1.47. Держатель мешка мочеприемника (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.45. Держатель мешка мочеприемника (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.48. Держатель кислородного баллона вертикальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.46. Держатель кислородного баллона вертикальный (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.49. Держатель кислородного баллона горизонтальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.47. Держатель кислородного баллона горизонтальный (не более 2 шт.) (при необходимости).



- 1.50. Держатель костылей (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.48. Держатель костылей (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.51. Держатель таблички с именем пациента (не более 1 шт.) (при необходимости).
2.49. Держатель таблички с именем пациента (не более 1 шт.) (при необходимости).




- 1.52. Полка для письма (не более 1 шт.) (при необходимости).
2.50. Полка для письма (не более 1 шт.) (при необходимости).



- 1.53. Корзина для подвешивания инфузионных растворов на инфузионную стойку (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.51. Корзина для подвешивания инфузионных растворов на инфузионную стойку (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.54. Подушка фиксирующая для латеральных наклонов (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.52. Подушка фиксирующая для латеральных наклонов (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.55. Лоток пластиковый процедурный с креплением на торцевое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.53. Лоток пластиковый процедурный с креплением на торцевое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.56. Держатель кислородных трубок с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.54. Держатель кислородных трубок с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).



- 1.57. Держатель принадлежностей универсальный с креплением на боковое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.55. Держатель принадлежностей универсальный с креплением на боковое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).





Руководство по эксплуатации




ELEGANZA 5

Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 5, варианты исполнения:

1. Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 5 с системой взвешивания и мониторинга веса пациента в составе.
2. Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 5 в составе.

«Подтверждаю точность, правильность и
I hereby certify accuracy, correctness and
достоверность содержания текста перевода
reliability of this document translated
на русский язык»
into Russian

 (Executive Director: Tomas Kolar)



1014



Версия: 01

Дата опубликования: 2020-04

1.58. Руководство по эксплуатации (1 шт.).
2.56. Руководство по эксплуатации (1 шт.).

ООО «ЛИНЕТ ЦЕЕ»

Генеральный директор

Йосеф Новачек

М.П.

(Подпись)

Количество листов:

68

