



СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА


1.




2.



3.



4.




5.1.

или


5.2.



6.



7.





ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 10 ЛИСТОВ

« 1 » 09 2021 год

Ген. Директор
ООО «ВЫМПЕЛ-МЕДЦЕНТР»
Варнавичус П.К.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г.Плехов



2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
свободного тироксина в сыворотке крови человека
«Свободный Т₄ -Имаксиз (IMAXIZ)»
ТУ 21.20.23-105-94568735-2021**

Свободный Т₄-Имаксиз (IMAXYZ)

REF BT 11-02

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
свободного тироксина в сыворотке крови человека
«Свободный Т₄ -Имаксиз (IMAXIZ)»

ТУ 21.20.23-105-94568735-2021

РУ _____

 +2-8°C

LOT Серия 008

 Дата выпуска 2021-02

 Годен до 2023-02

Состав набора:

1. Микропланшет	1 упак.
2. Калибровочные пробы	6 фл. × 0,5 мл.
3. Контрольная сыворотка № 1	1 фл. × 0,5 мл.
4. Контрольная сыворотка № 2	1 фл. × 0,5 мл.
5. Конъюгат	1 фл. × 14 мл.
6. Буфер П	1 фл. × 20 мл.
7. Раствор ТМБ	1 фл. × 14 мл.
8. Стоп-реагент	1 фл. × 14 мл.
9. Пакет закрывающийся	1 шт.
10. Пленка для заклеивания микропланшета	1 шт.
11. Ванночки для внесения реагентов	2 шт.
12. Одноразовые наконечники для дозаторов	16 шт.

 АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А,
тел. (812) 702-10-86



Только для in vitro диагностики

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HbsAg отсутствуют

REF BT 11-02

Свободный T₄-Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Микропланшет с моноклональными антителами к свободному T₄****Готов к использованию** **+2-8°C**

LOT 008

 **годен до: 2023-02**

REF BT 11-02

Свободный T₄ -Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Калибровочная проба № 1****0 пмоль/л****0,5 мл****Готова к использованию** **+2-8°C**

LOT 008

 **годен до: 2023-02**

REF BT 11-02

Свободный T₄-Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Калибровочная проба № 2****4 пмоль/л****0,5 мл****Готова к использованию** **+2-8°C**

LOT 008

 **годен до: 2023-02**

REF BT 11-02

Свободный T₄ -Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 3

10 пмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2023-02

REF BT 11-02

Свободный T₄ -Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 4

20 пмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2023-02

REF BT 11-02

Свободный T₄ -Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 5

45 пмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2023-02

REF BT 11-02

Свободный Т₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 6

135 пмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2023-02

 Vital
Solutions

REF BT 11-02

Свободный Т₄ -Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Контрольная сыворотка №1

8-12 пмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2023-02

 Vital
Solutions



REF BT 11-02

Свободный T₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Контрольная сыворотка №2

36-54 пмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2023-02

REF BT 11-02

Свободный T₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Конъюгат

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2023-02

Буфер П

Буфер для промывки (20х)

20 мл

Развести в 20 раз

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2023-02

Только для in vitro диагностики

Раствор ТМБ

14 мл

Готов к использованию

LOT 008

 **годен до: 2023-02**

Только для in vitro диагностики

 **+2-8°C**



Стоп-реагент

14 мл

Готов к использованию

LOT 008



 **годен до: 2023-02**

Только для in vitro диагностики

 **+2-8°C**



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 7 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



КОПИЯ ВЕРН
ГЕН ДИРЕКТ
А.Г. ДАХОВ



Свободный Т4-Имаксиз (IMAXYZ) REF BT11-02

ТУ 21.20.230-105-94568735-2021
РУ



Набор реагентов для количественного
иммуноферментного определения
свободного тироксина
в сыворотке крови человека
"Свободный Т4-Имаксиз(IMAXYZ)"

Состав набора:

только для in vitro диагностики



серия:
008



Дата выпуска:
2021-02



Гсден до:
2023-02





АО "Витал
Девелпмент
Корпорэйшн",
Россия 194356
Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку,
д.56, лит А
тел: (812) 702-10-86

1. Микропланшет
2. Калибровочные пробы
3. Контрольная сыворотка №1
4. Контрольная сыворотка №2
5. Конъюгат
6. Буфер П
7. Раствор ТМБ
8. Стоп-реагент
9. Пакет закрывающийся
10. Плёнка для заклеивания микропланшета
11. Ванночки для внесения реагентов
12. Одноразовые наконечники для дозаторов

- 1 упак.
- 6 фл.х0,5мл
- 1 фл.х0,5мл
- 1 фл.х0,5мл
- 1 фл.х14мл
- 1 фл.х20мл
- 1 фл.х14мл
- 1 фл.х14мл
- 1 шт.
- 1 шт.
- 2 шт.
- 16 шт.

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют





**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 2 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

