

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МедиКрафт»

Юдин А.В.

20 октября 2019 года




**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Гель электродный "АКУГЕЛЬ-Электро"
по ТУ 9398-002-66242897-2011**

Гель электродный "АКУГЕЛЬ-Электро" по ТУ 9398-002-66242897-2011 в полимерной емкости, массой 250 г



Гель электродный "АКУГЕЛЬ-Электро" по ТУ 9398-002-66242897-2011 в полимерной емкости, массой 1 кг



Гель электродный "АКУГЕЛЬ-Электро" по ТУ 9398-002-66242897-2011 в полимерной емкости, массой 5 кг



Гель электродный АКУГЕЛЬ-Электро

Гель с высокой электропроводностью применяют для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ, ЭМС, дефибрилляции, регистрации вызванных потенциалов (ВП), при холтеровском мониторировании, велоэргометрии и для проведения различных процедур аппаратной косметологии.

Способ применения: гель наносят непосредственно на электрод или кожу пациента. Остатки геля легко смываются водой или удаляются салфеткой.

Состав: вода, водорастворимый карбоксилсодержащий реологический модификатор, глицерин, гидроксид натрия, хлорид калия, Трилон Б, консерванты.

Производитель: ООО "МедикКрафт"
630073, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск,
проспект Карла Маркса, д. 2, комната 512
Тел: +7 (383) 213-63-91. E-mail: sales@medikraft.ru
www.medikraft.ru

Масса нетто: 5 кг

Срок годности 3 года с даты выпуска
ТУ 9398-002-66242897-2011

Рег. Уд. Росздравнадзора № ФСР 2011/12625 от 29.12.2017
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия



Партия № 0169193
Дата выпуска: 09.2019

Партия №
Дата выпуска:

Пронумеровано и скреплено
Печатью 5 листов
Директор ООО «МедиКрафт»
Юдин А.В.

