

PHILIPS

Руководитель
по нормативному регулированию ООО «ФИЛИПС»

Горкуша Д.В.




«12» ноября 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


**«Модуль многопараметрический измерительный IntelliVue с принадлежностями
в вариантах исполнения: IntelliVue X2, IntelliVue X3»**

I. Модуль многопараметрический измерительный IntelliVue X2 с принадлежностями.






1.1 Модуль многопараметрический измерительный IntelliVue X2. Разъемы и символы на корпусе: 1 -Кнопка включения/выключения, 2 -Индикаторы питания и аккумулятора, 3 -ЖК-дисплей QVGA с TFT-матрицей и сенсорным экраном диагональю 3,5 дюйма, 4 -Сигнальные лампы, 5 -Кнопка извлечения аккумулятора, 6-Аппаратные клавиши, 7 - Измерительные разъемы, 8-Аккумуляторный отсек



1.2 Модуль многопараметрический измерительный IntelliVue X2. Разъемы модуля, вид слева: 1 – Динамик, 2 - Разъем MSL.



2. Программное обеспечение специальное медицинское на электронных носителях для модуля многопараметрического измерительного IntelliVue X2.



Инструкция по эксплуатации

Многопараметрический измерительный модуль IntelliVue

X2

Редакция М, версия ПО М.0х.хх

Мониторинг пациентов

PHILIPS

3 Руководства пользователя на бумажном и/или электронном носителях.


Принадлежности:




1.1 Док-станция IntelliVue Dock.




1.2 Док-станция IntelliVue Dock. Разъемы: 1. Разъем MSL для подключения монитора, 2. Универсальный разъем выхода синхроимпульсов для вывода сигналов на другие медицинские устройства




1.3 Док-станция IntelliVue Dock. Разъемы: 3. Разъем для подключения к сети переменного тока, 4. Разъем ЛВС для подключения к сети или ПК



1.4 Док-станция IntelliVue Dock. Установка монитора на док-станцию



2.1 Прикроватное устройство IntelliVue XDS.




2.2 Прикроватное устройство IntelliVue XDS. Разъемы: 1- Выключатель и индикатор состояния, 2 - Разъем эквипотенциального заземления, 3 - 4 x USB разъем, 4 - 2 x Локальная вычислительная сеть, 5 - 3 x Последовательный порт RS-232, 6- Передняя крышка, 7- 2 x Разъем видеовыхода, 8 - 4 x Разъем аудиосигнала, 9 -Разъем для подключения к проводной сети, 10 - Вход питания от сети переменного тока




3. Кабели соединительные для многопараметрического измерительного модуля.




4.1 Электроды для снятия ЭКГ.




4.2 Электроды для снятия ЭКГ.




4.3 Электроды для снятия ЭКГ.




4.4 Электроды для снятия ЭКГ.




4.5 Электроды для снятия ЭКГ.




4.6 Электроды для снятия ЭКГ.




4.7 Электроды для снятия ЭКГ.




4.8 Электроды для снятия ЭКГ.




5.1 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.



5.2 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.




5.3 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.



5.4 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.




5.5 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.




5.6 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.



5.7 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.




5.8 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.9 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.10 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.



5.11 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.12 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.13 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.14 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.15 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.16 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.



5.17 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.18 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.19 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.20 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.21 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.22 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.



5.23 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.24 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.25 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.



5.26 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.27 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.28 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 10 (6+4) электродами.




5.29 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 10 (6+4) электродами.




5.30 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 10 (6+4) электродами.




5.31 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 10 (6+4) электродами.



5.32 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные.



5.33 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные.



6.1 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.



6.2 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.



6.3 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.



6.4 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.




6.5 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.



6.6 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.



6.7 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.




7.1 Блоки соединительные.




7.2 Блоки соединительные.







8.1 Разветвители проводов.




8.2 Разветвители проводов.



8.3 Разветвители проводов.



9.1 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




9.2 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




9.3 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.4 Манжеты многоцветные для измерения неинвазивного артериального давления.



9.5 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.6 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.

PHILIPS

Comfort Care
Large Adult Long

REF M1575XL


34.0 - 43.0 cm



CE



9.7 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




9.8 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




9.9 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.10 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.11 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




9.12 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.13 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.1 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.2 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.3 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.4 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.5 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.6 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.7 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.8 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.9 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.10 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.11 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.

PHILIPS

Single-Patient
Large Adult Long

REF M4578B

35.0 - 45.0 cm




CE

LATEX




<http://shop.medical.phillips.com>


10.12 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.13 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.14 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.15 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.16 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




11.1 Трубка для манжет измерения неинвазивного давления.



11.2 Трубка для манжет измерения неинвазивного давления.



12. Датчик давления многоразовый.



13. Стерильные одноразовые колпачки для датчика давления.




14. Комплект для мониторинга для датчика.




15. Крепление к стойке для в/в вливаний.



16. Держатель датчика давления.



17.1 Датчики многоцветные для измерения пульсоксиметрии.



17.2 Датчики многоцветные для измерения пульсоксиметрии.



17.3 Датчики многоразовые для измерения пульсоксиметрии.



17.4 Датчики многоцветные для измерения пульсоксиметрии.



17.5 Датчики многожильные для измерения пульсоксиметрии.




17.6 Датчики многоканальные для измерения пульсоксиметрии.




17.7 Датчики многоцветные для измерения пульсоксиметрии.




17.8 Датчики многожильные для измерения пульсоксиметрии.



17.9 Датчики многозачные для измерения пульсоксиметрии.




17.10 Датчики многожильные для измерения пульсоксиметрии.



17.11 Датчики многоцветные для измерения пульсоксиметрии.



17.12 Датчики многоканальные для измерения пульсоксиметрии.



18.1 Датчики одноразовые для измерения пульсоксиметрии.




18.2 Датчики одноразовые для измерения пульсоксиметрии.



18.3 Датчики одноразовые для измерения пульсоксиметрии.




18.4 Датчики одноразовые для измерения пульсоксиметрии.



18.5 Датчики одноразовые для измерения пульсоксиметрии.



19.1 Датчики температуры многожильные.




19.2 Датчики температуры многожильные.




19.3 Датчики температуры многоразовые.




19.4 Датчики температуры многоразовые.



20.1 Датчики температуры одноразовые.




20.2 Датчики температуры одноразовые.




20.3 Датчики температуры одноразовые.




20.4 Датчики температуры одноразовые.



20.5 Датчики температуры одноразовые.



20.6 Датчики температуры одноразовые.



20.7 Датчики температуры одноразовые.



21. Датчик CO₂ в основном потоке.



22. Датчик CO₂ в боковом потоке.



23.1 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 многоходовые.




23.2 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 многоportовые.



24.1 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.




24.2 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.



24.3 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.




24.4 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.



24.5 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.



24.6 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.



25. Прямые пробоотборные линии.



26.1 Канюли назальные и орально-назальные для капнографии.



26.2 Канюли назальные и орально-назальные для капнографии.



26.3 Канюли назальные и орально-назальные для капнографии.




26.4 Канюли назальные и орально-назальные для капнографии.



27. Подставка противоскользящая.



28. Подвесной ремень.




29. Ручка для транспортировки.



30.1 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.2 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.3 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.4 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.5 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.6 Кабели-адаптеры для датчиков.




30.7 Кабели-адаптеры для датчиков.




30.8 Кабели-адаптеры для датчиков.




30.9 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.10 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.11 Кабели-адаптеры для датчиков.




30.12 Кабели-адаптеры для датчиков.




30.13 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.14 Кабели-адаптеры для датчиков.




31.1 Кабели аналоговые, коммутационные, сетевые.




31.2 Кабели аналоговые, коммутационные, сетевые.




31.3 Кабели аналоговые, коммутационные, сетевые.




32.1 Устройства крепления.




32.2 Устройства крепления.



32.3 Устройства крепления.



32.4 Устройства крепления.




32.5 Устройства крепления.




32.6 Устройства крепления.



33. Адаптеры.



34.1 Блоки питания.



34.2 Блоки питания.

IntelliVue X3




35.1 Интерфейсные платы.




35.2 Интерфейсные платы.



36 Аккумулятор для модуля многопараметрического измерительного IntelliVue X2




37.1 Модуль расширения МИС для капнографии в основном потоке.




37.2 Модуль расширения МИС для капнографии в основном потоке. Разъемы: 1 -Разъемы для измерения давления, 2-Разъем для измерения температуры, 3- Разъем для измерения CO₂ в основном и боковом потоках, 4 -Разъем для измерения сердечного выброса.




38.1 Модуль расширения МИС для капнографии в боковом потоке.




38.2 Модуль расширения МИС для капнографии в боковом потоке. Разъемы: : 1 -Разъемы для измерения давления, 2-Разъем для измерения температуры, 3- Разъем для измерения CO₂ в основном и боковом потоках, 4 -Разъем для измерения сердечного выброса.




39.1 Расширение для капнографии.




39.2 Расширение для капнографии.




39.3 Расширение для капнографии. Разъемы: 1-Разъем для измерения CO₂ в основном и боковом потоках, 2-Разъем для измерения сердечного выброса (опция), 3- Разъем для измерения температуры (опция), 4-Разъем для измерения давления, для одного или двух видов давления (опция).



40.1 Модуль расширения МИС для капнографии по технологии Microstream.




40.2 Модуль расширения МИС для капнографии по технологии Microstream. Разъемы: 1-Разъемы для измерения давления, опция, 2-Разъем для измерения температуры, опция, 3-Выход для проб газа, 4-Разъем для измерения CO₂ по технологии Microstream и вход.



40.3 Модуль расширения МИС для капнографии по технологии Microstream. 1 -Разъемы для измерения давления, 2-Разъем для измерения температуры, 3-Выход для проб газа, 4-Разъем для измерения CO2 по технологии Microstream и вход.




41.1 Расширение Microstream.




41.2 Расширение Microstream. Разъемы: 1 - Разъем для измерения CO₂ по технологии Microstream, 2-Разъем для измерения сердечного выброса (опция), 3-Разъем для измерения температуры (опция), 4 -Разъем для измерения давления, для одного или двух




42.1 Гемодинамическое расширение МИС.




42.2 Гемодинамическое расширение МИС.



42.3 Гемодинамическое расширение МИС. Разъемы: 1 - Разъем для измерения сердечного выброса (опция), 2 - Разъем для подключения к МИС, 3 - Разъемы для измерения давления, 4 - Разъемы для измерения температуры.



43.1 Гемодинамическое расширение.



43.2 Гемодинамическое расширение. Разъемы: 1 -Разъем для измерения сердечного выброса (опция), 2 -Разъем для измерения температуры, 3 -Разъем для измерения давления, для одного или двух видов давления, 4 -Подключение к МИС или монитору.



Service Guide

IntelliVue Patient Monitor

MP2/X2

Release M 1

Patient Monitoring


PHILIPS

38.1 Сервисные руководства на бумажном и/или электронном носителях.


II. Модуль многопараметрический измерительный IntelliVue X3 с принадлежностями.




IntelliVue X3



1.1 Модуль многопараметрический измерительный IntelliVue X3. Разъемы на правой стороне модуля: 1 - Давление (опция), 2 - Температура (опция, в сочетании с давлением), 3 - CO₂ (опция) либо второй разъем SpO₂, 4 - SpO₂ (различные опции), 5 - ЭКГ/дыхание, 6 - Неинвазивное артериальное давление





2. Программное обеспечение специальное медицинское на электронных носителях.



Инструкция по эксплуатации

Монитор пациента IntelliVue

MX100/X3

Редакция N, версия ПО N.0x.xx


Мониторинг пациентов

PHILIPS


3 Руководства пользователя на бумажном и/или электронном носителях.


Принадлежности:

1.1 Лок-станции IntelliVue Dock.




1.2 Док-станция IntelliVue Dock. Разъемы: 1. Разъем MSL для подключения монитора, 2. Универсальный разъем выхода синхроимпульсов для вывода сигналов на другие медицинские устройства






1.4 Док-станция IntelliVue Dock. Установка монитора на док-станцию



2.1 Прикроватное устройство IntelliVue XDS.




2.2 Прикроватное устройство IntelliVue XDS. Разъемы: 1- Выключатель и индикатор состояния, 2 - Разъем эквипотенциального заземления, 3 - 4 x USB разъем, 4 - 2 x Локальная вычислительная сеть, 5 - 3 x Последовательный порт RS-232, 6- Передняя крышка, 7- 2 x Разъем видеовыхода, 8 - 4 x Разъем аудиосигнала, 9 -Разъем для подключения к проводной сети, 10 - Вход питания от сети переменного тока




3. Кабели соединительные для многопараметрического измерительного модуля.




4.1 Электроды для снятия ЭКГ.




4.2 Электроды для снятия ЭКГ.




4.3 Электроды для снятия ЭКГ.




4.4 Электроды для снятия ЭКГ.




4.5 Электроды для снятия ЭКГ.




4.6 Электроды для снятия ЭКГ.




4.7 Электроды для снятия ЭКГ.



4.8 Электроды для снятия ЭКГ.




5.1 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.



5.2 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.




5.3 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.



5.4 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.




5.5 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.




5.6 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.



5.7 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 3 электродами.




5.8 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.



5.9 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.10 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.



5.11 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.12 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.13 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.14 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.15 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.16 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 5 электродами.




5.17 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.18 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.19 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.20 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.21 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.22 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.23 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.24 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.25 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.



5.26 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.




5.27 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 6 электродами.



5.28 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 10 (6+4) электродами.




5.29 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 10 (6+4) электродами.




5.30 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 10 (6+4) электродами.




5.31 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные. Кабель с 10 (6+4) электродами.



5.32 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные.



5.33 Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные.



6.1 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.



6.2 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.



6.3 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.



6.4 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.




6.5 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.




6.6 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.



6.7 Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные.




7.1 Блоки соединительные.




7.2 Блоки соединительные.







8.1 Разветвители проводов.




8.2 Разветвители проводов.



8.3 Разветвители проводов.




9.1 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




9.2 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




9.3 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.4 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




9.5 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.6 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.7 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.8 Манжеты многоцветные для измерения неинвазивного артериального давления.




9.9 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.10 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.11 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.12 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



9.13 Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.1 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.2 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.3 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.4 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.5 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.6 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.7 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.8 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.9 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.10 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.11 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.

PHILIPS

Single-Patient
Large Adult Long

REF M4578B

35.0 - 45.0 cm




CE

LATEX




<http://shop.medical.philips.com>


10.12 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.13 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.



10.14 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.15 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




10.16 Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления.




11.1 Трубка для манжет измерения неинвазивного давления.



11.2 Трубка для манжет измерения неинвазивного давления.



12. Датчик давления многопроводный.



13. Стерильные одноразовые колпачки для датчика давления.



14. Комплект для мониторинга для датчика.




15. Крепление к стойке для в/в вливаний.



16. Держатель датчика давления.



17.1 Датчики многожильные для измерения пульсоксиметрии.



17.2 Датчики многожильные для измерения пульсоксиметрии.



17.3 Датчики многоразовые для измерения пульсоксиметрии.



17.4 Датчики многожильные для измерения пульсоксиметрии.



17.5 Датчики многожильные для измерения пульсоксиметрии.




17.6 Датчики многоцветные для измерения пульсоксиметрии.




17.7 Датчики многожильные для измерения пульсоксиметрии.




17.8 Датчики многожильные для измерения пульсоксиметрии.



17.9 Датчики многоразовые для измерения пульсоксиметрии.




17.10 Датчики многожильные для измерения пульсоксиметрии.



17.11 Датчики многоразовые для измерения пульсоксиметрии.



17.12 Датчики многоканальные для измерения пульсоксиметрии.



18.1 Датчики одноразовые для измерения пульсоксиметрии.




18.2 Датчики одноразовые для измерения пульсоксиметрии.



18.3 Датчики одноразовые для измерения пульсоксиметрии.




18.4 Датчики одноразовые для измерения пульсоксиметрии.



18.5 Датчики одноразовые для измерения пульсоксиметрии.



19.1 Датчики температуры многожильные.




19.2 Датчики температуры многожильные.




19.3 Датчики температуры многожильные.




19.4 Датчики температуры многоразовые.



20.1 Датчики температуры одноразовые.




20.2 Датчики температуры одноразовые.




20.3 Датчики температуры одноразовые.




20.4 Датчики температуры одноразовые.



20.5 Датчики температуры одноразовые.



20.6 Датчики температуры одноразовые.



20.7 Датчики температуры одноразовые.



21. Датчик CO2 в основном потоке.




22. Датчик CO₂ в боковом потоке.



23.1 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 многоportовые.




23.2 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 многоportовые.




24.1 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.




24.2 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.




24.3 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.




24.4 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.




24.5 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.




24.6 Адаптеры воздуховода для датчика CO2 одноразовые.



25. Прямые пробоотборные линии.



26.1 Канюли назальные и орально-назальные для капнографии.



26.2 Канюли назальные и орально-назальные для капнографии.



26.3 Канюли назальные и орально-назальные для капнографии.




26.4 Канюли назальные и орально-назальные для капнографии.



27. Подставка противоскользящая.



28. Подвесной ремень.




29. Ручка для транспортировки.



30.1 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.2 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.3 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.4 Кабели-адаптеры для датчиков.




30.5 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.6 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.7 Кабели-адаптеры для датчиков.




30.8 Кабели-адаптеры для датчиков.




30.9 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.10 Кабели-адаптеры для датчиков.




30.11 Кабели-адаптеры для датчиков.




30.12 Кабели-адаптеры для датчиков.




30.13 Кабели-адаптеры для датчиков.



30.14 Кабели-адаптеры для датчиков.




31.1 Кабели аналоговые, коммутационные, сетевые.




31.2 Кабели аналоговые, коммутационные, сетевые.




31.3 Кабели аналоговые, коммутационные, сетевые.




32.1 Устройства крепления.




32.2 Устройства крепления.



32.3 Устройства крепления.



32.4 Устройства крепления.




32.5 Устройства крепления.




32.6 Устройства крепления.



33. Адаптеры.




34.1 Блоки питания.



34.2 Блоки питания.

IntelliVue X3




35.1 Интерфейсные платы.




35.2 Интерфейсные платы.



36 Аккумулятор для модуля многопараметрического измерительного IntelliVue X3




37.1 Модуль расширения МИС для капнографии в основном потоке.




37.2 Модуль расширения МИС для капнографии в основном потоке. Разъемы: 1 -Разъемы для измерения давления, 2-Разъем для измерения температуры, 3- Разъем для измерения CO₂ в основном и боковом потоках, 4 -Разъем для измерения сердечного выброса




38.1 Модуль расширения МИС для капнографии в боковом потоке.




38.2 Модуль расширения МИС для капнографии в боковом потоке. Разъемы: : 1 -Разъемы для измерения давления, 2-Разъем для измерения температуры, 3- Разъем для измерения CO₂ в основном и боковом потоках, 4 -Разъем для измерения сердечного выброса.




39.1 Расширение для капнографии.




39.2 Расширение для капнографии.




39.3 Расширение для капнографии. Разъемы: 1-Разъем для измерения CO₂ в основном и боковом потоках, 2-Разъем для измерения сердечного выброса (опция), 3- Разъем для измерения температуры (опция), 4-Разъем для измерения давления, для одного или двух видов давления (опция).



40.1 Модуль расширения МИС для капнографии по технологии Microstream.




40.2 Модуль расширения МИС для капнографии по технологии Microstream. Разъемы: 1 -Разъемы для измерения давления, опция, 2-Разъем для измерения температуры, опция, 3-Выход для проб газа, 4-Разъем для измерения CO₂ по технологии Microstream и вход.




40.3 Модуль расширения МИС для капнографии по технологии Microstream. 1 -Разъемы для измерения давления, 2-Разъем для измерения температуры, 3-Выход для проб газа, 4-Разъем для измерения CO₂ по технологии Microstream и вход.



41.1 Расширение Microstream.




41.2 Расширение Microstream. Разъемы: 1 - Разъем для измерения CO₂ по технологии Microstream, 2-Разъем для измерения сердечного выброса (опция), 3-Разъем для измерения температуры (опция), 4 -Разъем для измерения давления, для одного или двух видов давления (опция), 5 -Подключение к МИС или монитору.



42.1 Гемодинамическое расширение МИС.




42.2 Гемодинамическое расширение МИС.




42.3 Гемодинамическое расширение МИС. Разъемы: 1 - Разъем для измерения сердечного выброса (опция), 2 - Разъем для подключения к МИС, 3 - Разъемы для измерения давления, 4 - Разъемы для измерения температуры.



43.1 Гемодинамическое расширение.



43.2 Гемодинамическое расширение. Разъемы: 1 -Разъем для измерения сердечного выброса (опция), 2 -Разъем для измерения температуры, 3 -Разъем для измерения давления, для одного или двух видов давления, 4 -Подключение к МИС или монитору.



Installation and Service Guide

IntelliVue Patient Monitor

MX100/X3

Release M.x

Patient Monitoring

PHILIPS

44 Сервисные руководства на бумажном и/или электронном носителях.

Модуль многопараметрический измерительный IntelliVue X2

«Финлипс Медицин Систем Боблинген ГмбХ»

Хьюлетт-Паккард-Штрассе 2, Боблинген, 71034, Германия

Модель: X2

Серийный номер: см. маркировку изделия

Дата производства: см. маркировку изделия

Размеры, масса, номинальная мощность:



IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

Маркировка медицинского изделия

Модуль многопараметрический измерительный IntelliVue X3

«Филипс Медицин Систем Боблинген ГмбХ»

Хьюлетт-Паккард-Штрассе 2, Боблинген, 71034, Германия

Модель: X3

Серийный номер: см. маркировку изделия

Дата производства: см. маркировку изделия

Размеры, масса, номинальная мощность:



IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

Маркировка медицинского изделия

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
393 листа (ов)

