

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «НПМ»



Быков А.Ю.

«25» декабря 2023 г.

Макеты маркировки


медицинского изделия:

**Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт»
по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020**

2023

Макеты маркировки

Макет этикетки индивидуальной упаковки (зеленая)



(на примере упаковки лейкопластыря размера 5 см x 10 м)




(на примере упаковки лейкопластыря размера 4см x500см)

Макет этикетки индивидуальной упаковки (красная)




(на примере упаковки лейкопластыря размера 4см х500см)

Макет этикетки индивидуальной упаковки (белая)



(на примере упаковки лейкопластыря размера 5см x10м)

(на примере упаковки лейкопластыря размера 30см x 10м)



Макет этикетки групповой упаковки

групповая упаковка- полиэтиленовый пакет с замком «Ziplock»

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

фиксирующий, нестерильный, «Ролепласт»

по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020

РУ № ФСР 2007/00789 от xxxxxx

Вид подложки	нетканая основа
Размер	2,5см x 10,0 см
Количество штук в упаковке	150

Дата изготовления	00.00.00
Серия №	000000000
Использовать до	00.0000

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для фиксации предметов и материалов медицинского назначения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Извлечь из упаковки, отрезать с помощью ножниц кусок нужного размера, снять защитный слой (при наличии), зафиксировать предметы или материалы медицинского назначения.

СОСТАВ: полотно перфорированное нетканое, прерывный, клеевой слой, бумага антиадгезионная

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 2(С) ГОСТ 15150-69 (при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98%)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

Беречь изделие от влаги и прямых солнечных лучей. Не применять повторно.

Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для класса А опасности.

Произведено для ООО «Биотекфарм»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский г.о, д.Жучки, д.2и. Тел: +7(495)984-58-79

Отдел продаж: тел: +7(495)780-92-36.



«Все заживет»®

(на примере лейкопластыря размера 2,5см x10м)

Макет этикетки на короб (ящик) при наличии групповой упаковки

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ	
фиксирующий, нестерильный, «Ролепласт»	
по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020	
РУ № ФСР 2007/00789 от хххххх	
Вид подложки	нетканая основа
Размер	2,5см x 10,0 м
Количество групповых упаковок	120
Количество штук в групповой	150
Общее кол-во штук в ящике	18000
Дата изготовления	00.00.00
Серия №	000000000
Использовать до	00.0000
Произведено: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы» для ООО «БИОТЕКФАРМ»	
Условия хранения - 2(С) ГОСТ 15150-69 (при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98%)	
Условия транспортирования - по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69.	
Беречь изделие от влаги и прямых солнечных лучей. Не применять повторно.	
Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для класса А опасности.	
	
«Все заживет»®	

(на примере лейкопластыря размера 2,5см x10м)

Макет этикетки на короб (ящик) без групповой упаковки.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ	
фиксирующий, нестерильный, «Ролепласт»	
по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020	
ПУ № ФСР 2007/00789 от 00.00.00	
Вид подложки	нетканая основа
Размер	2,5см x 10,0 м
Кол-во штук в ящике	250
Дата изготовления	00.00.00
Серия №	000000000
Использовать до	00.0000
Произведено: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы» для ООО «БИОТЕКФАРМ»	
Условия хранения - 2(С) ГОСТ 15150-69 (при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98%)	
Условия транспортирования - по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69.	
Беречь изделие от влаги и прямых солнечных лучей. Не применять повторно.	
Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для класса А опасности.	
	
«Все заживет»®	

(на примере лейкопластыря размера 2.5см x10м)

Сшито и заверено печатью 9
(девятъ) лист 06

Организация: ООО «НТМ»
Должность: Исполнительный директор
ФИО: Быков А.Ю.



Фотографические изображения медицинского изделия

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020




Фото 1. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 на примере исполнения:
Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x500,0) см на тканой основе




Фото 2. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 , на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x500,0) см на тканой основе

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru , пластмассовая катушка, рулон с защитным слоем




Фото 3. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 , на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x500,0) см на тканой основе

ООО ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://www.goszdravnadzor.ru) картонная втулка (гильза), рулон без защитного слоя



Фото 4. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x500,0) см на тканой основе

клеевое покрытие - прерывистое, пластмассовая катушка, рулон без защитного слоя



Фото 5. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0x1000,0) см на тканой основе

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU тонкая втулка (гильза), рулон с защитным слоем




Фото 6. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x500,0) см на тканой основе

клеевое покрытие - сплошное. пластмассовая катушка, рулон с защитным слоем




Фото 7. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0x1000,0) см на тканой основе




Фото 8. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0x500,0) см на тканой основе

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru ртонная втулка (гильза), рулон без защитного слоя




Фото 9. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (4,0x500,0) см на тканой основе




Фото 10. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (10,0x1000,0) см на нетканой основе

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru картонная втулка (гильза), рулон с защитным слоем




Фото 11. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0х1000,0) см на нетканой основе

клеевое покрытие - прерывистое, пластмассовая катушка, рулон с защитным слоем




Фото 12. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0x1000,0) см на нетканой основе

ООО ЦРМИ [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru) [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://www.goszdravnadzor.ru) без гильзы (катушки), рулон с защитным слоем




Фото 13. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0x500,0) см на нетканой основе

классов покрытия, прозрачного, картонная втулка (гильза), рулон без защитного слоя




Фото 14. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 , на примере исполнения:
Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0х500,0) см на нетканой основе
клеевое покрытие - прерывистое, пластмассовая катушка, рулон без защитного слоя



Фото 15. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x1000,0) см на нетканой основе

клеевое покрытие - сплошное, картонная втулка (гильза), рулон с защитным слоем




Фото 16. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:
Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (2,0x500,0) см на нетканой основе
клеевое покрытие – сплошное, пластмассовая катушка, рулон с защитным слоем




Фото 17. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (2,0x500,0) см на нетканой основе

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЦИРМИ» АДРЕС: 125080, МОСКВА, БУЛЬВАР ВОЛКОВОДЫ, 11
 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Картонная втулка (гильза), рулон без защитного слоя




Фото 18. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 , на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (2,0х500,0) см на нетканой основе

клеевое покрытие – сплошное, пластмассовая катушка, рулон без защитного слоя




Фото 19. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 на примере исполнения:
Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0x500,0) см на нетканой основе
клеевое покрытие - прерывистое, картонная втулка (гильза), защитный слой с сеткой.




Фото 20. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x500,0) см на полимерной основе

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru, картонная втулка (гильза), рулон с защитным слоем




Фото 21. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x500,0) см на полимерной основе

пластмассовая катушка, рулон с защитным слоем



Фото 22. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0х1000,0) см на полимерной основе

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU без гильзы (катушки), рулон с защитным слоем




Фото 23. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:
Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x500,0) см на полимерной основе
клеевое покрытие - прерывистое, картонная втулка (гильза), рулон без защитного слоя




Фото 24. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:
Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x500,0) см на полимерной основе
клеевое покрытие - прерывистое, пластмассовая катушка, рулон без защитного слоя




Фото 25. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x1000,0) см на полимерной основе
клеевое покрытие - сплошное, картонная втулка (гильза), рулон с защитным слоем




Фото 26. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x1000,0) см на полимерной основе
клеевое покрытие - сплошное, пластмассовая катушка, рулон с защитным слоем




Фото 27. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:
Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0х500,0) см на полимерной основе
клеевое покрытие - сплошное, картонная втулка (гильза), рулон без защитного слоя




Фото 28. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x500,0) см на полимерной основе




Фото 29. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:
 Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0х1000,0) см на тканой основе
 индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет



Фото 30. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 , на примере исполнения:
 Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0x500,0) см на тканой основе
 индивидуальная упаковка - картонная пачка (зеленая)



Фото 31. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 , на примере исполнения:
 Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (4,0x500,0) см на тканой основе
 индивидуальная упаковка - картонная пачка (красная)




Фото 32. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 , на примере исполнения:
Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0x1000,0) см на нетканой основе
индивидуальная упаковка - картонная пачка (зеленая)



Фото 33. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 , на примере исполнения:
 Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0x1000,0) см на нетканой основе
 индивидуальная упаковка - картонная пачка (белая)



Фото 34. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0х500,0) см на тканой основе
групповая упаковка МИ – полиэтиленовый пакет, без индивидуальной упаковки



Фото 35. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 , на примере исполнения:
 Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (5,0x1000,0) см на нетканой основе
 индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет




Фото 36. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 , на примере исполнения:
Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (8,0x200,0) см на полимерной основе
индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет




Фото 37. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020 , на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (8,0х200,0) см на полимерной основе
индивидуальная упаковка - картонная пачка (зеленая)




Фото 38. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

групповая упаковка МИ – полиэтиленовый пакет, без индивидуальной упаковки




Фото 39. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:
Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x500,0) см на тканой основе
групповая упаковка МИ – картонная пачка (зеленая), без индивидуальной упаковки



Фото 40. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:
Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (1,0x500,0) см на тканой основе
групповая упаковка МИ – картонная пачка (красная), без индивидуальной упаковки




Фото 41. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:
 Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x1000,0) см на нетканой основе
 групповая упаковка МИ – полиэтиленовый пакет, без индивидуальной упаковки




Фото 42. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x1000,0) см на нетканой основе
 групповая упаковка МИ – картонная пачка (зеленая), без индивидуальной упаковки



Фото 43. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:
 Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (8,0x200,0) см на полимерной основе
 групповая упаковка МИ – полиэтиленовый пакет, без индивидуальной упаковки



Фото 44. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (8,0х200,0) см на полимерной основе
групповая упаковка МИ – картонная пачка (зеленая), без индивидуальной упаковки



Фото 45. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения: Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (3,0x1000,0) см на нетканой основе групповая упаковка МИ - полиэтиленовый пакет, с индивидуальной упаковкой - картонная пачка (зеленая)




Фото 46. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:
 Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (4,0х500,0) см на тканой основе
 групповая упаковка МИ - полиэтиленовый пакет, с индивидуальной упаковкой - полиэтиленовый пакет






Фото 47. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, на примере исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» (10,0x1000,0) см на нетканой основе

Транспортная упаковка- гофроящик, групповая упаковка МИ - полиэтиленовый пакет, с индивидуальной упаковкой - полиэтиленовый пакет

Сшито и заверено печатью 49
(сорок девять) лист 06

Организация: ООО «ЦИМ»
Должность: Исполнительный директор
ФИО: Быков А.Ю.

