



Общий вид стерилизатора. Загрузочная сторона.



Общий вид стерилизатора. Разгрузочная сторона.

Расходные материалы




Средство стерилизующее «СТ-60-Мед ТеКо»
для пероксидно-плазменных стерилизаторов



Индикатор автономный биологический
одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной
стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-
ВИНАР»




Индикатор биологический одноразового
применения для контроля процессов
плазменной (пероксидной) стерилизации
БИКС-Пл/01-«Медтест»



Материал упаковочный

Химические индикаторы



Индикатор химический одноразового применения для контроля параметров режимов газовой стерилизации в атмосфере плазмы пероксида водорода ИКПлСт-"Медтест"(класс 4 – многопеременный)




Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый многорежимный класса 5 «ВИНАР-ПЛАЗМА-5Класс»




Чековая лента из термобумаги 80x12x50


Комплект для обслуживания стерилизатора



Устройство для удаления стерилизующего средства



Очки защитные



Устройство для ручной транспортировки стерилизатора в составе:

- рым-болт М16х2, L=125мм – 2 шт
- труба $\Phi 22 \times 2$, L=200 мм – 1 шт

Прошито и пронумеровано

5

листов

