


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

**Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной
коронарной ангиопластики (ЧТКА) NC Emerge, диаметр
баллона от 2 мм до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 мм с
застежкой CLIPIT (1 шт.)**

Общий вид Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)



Общий вид Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 мм с застежкой CLIPIT (1 шт.) без упаковки




Защитная трубка




Застежка CLIPIT



Зажимы



Защита баллона



Мандрен



NC Emerge™

MONORAIL™

PTCA Dilatation Catheter

atm - kPa Pressure		2.00mm Balloon O.D.
3.0 - 304		1.75
4.0 - 405		1.80
5.0 - 507		1.84
6.0 - 608		1.87
7.0 - 709		1.90
8.0 - 811		1.93
9.0 - 912		1.95
10.0 - 1013		1.97
11.0 - 1115		1.99
12.0 - 1216	NOMINAL	2.00
13.0 - 1317		2.01
14.0 - 1419		2.03
15.0 - 1520		2.04
16.0 - 1621		2.05
17.0 - 1723		2.06
18.0 - 1824		2.06
19.0 - 1925		2.07
20.0 - 2027	RATED*	2.08
*Rated Burst Pressure and Stent Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.		

Internal BSC Bar Code



90375893-01



90837048-64C

Таблица комплектности

Boston
Scientific

NC Emerge™

MONORAIL™

PTCA Dilatation Catheter

Directions for Use	2
Instrucciones de uso	8
Mode d'emploi	15
Gebrauchsanweisung	22
Istruzioni per l'uso	29
Gebruiksaanwijzing	36
Instruções de Utilização	43

Boston
Scientific


2.00mm
x 30mm

NC Emerge™

MONORAIL™

PTCA Dilatation Catheter

Cathéter de dilatation para ACTP, Cathéter de dilatation pour ACTP, PTCA-Dilatationskatheter, Catetere dilatatore per PTCA, PTCA dilatationskatheter, PTCA拡張カテーテル, PTCA-dilatationskatheter, Katheter zum Dilatieren von PTCA, Cateter de Dilatação para PTCA, PTCA-dilatationskatheter, PTCA-erweiterungskatheter, Dilatationskatheter für PTCA, Catheter rozszerzający do PTCA, PTCA-dilatationskatheter, PTCA Dilatation Katheter



(1) Includes CLIPIT™ Hypotube Clip (1) Includes CLIPIT™ Hypotube Clip (1) Includes CLIPIT™ Hypotube Clip

GTIN 08714729847465 LOT 18936182
REF Catalog No. H7493927630200 Use By 2018-02-28

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide



Internal BSC Bar Code
9082700-44C

CE 0344


Made in USA
Two Scimed Place
Maple Grove, MN 55311 USA

Boston Scientific
NC Emerge™
2.00mm x 30mm
GTIN 08714729847465
REF H7493927630200
LOT 18936182

Boston Scientific
NC Emerge™
2.00mm x 30mm
GTIN 08714729847465
REF H7493927630200
LOT 18936182



Запечатываемый пакет: вид сзади



Коробка: вид спереди

Boston
Scientific


NC Emerge™

MONORAIL™

PTCA Dilatation Catheter

Cathéter de dilatation pour ACTP, Cathéter de dilatation pour ACTP, PTCA-Dilatationskatheter, Cathéter de dilatation par PTCA, PTCA-dilatationskatheter, PTCA拡張カテーテル JV, PTCA-dilatationskatheter, Katheter zur Dilatation von PTCA, Cathéter de Dilatation para PTCA, PTCA-dilatationskatheter, PTCA-раздilatation, Dilatační katétra pro PTCA, Cewnik rozszerzający do PTCA, PTCA-dilatationskatheter, PTCA Dilatasyon Kateteri

Contents (1)



(1) Includes CLIP™ Hypohe Clip

≤0.014in (0.36mm) Recommended Guidewire

≥5F (0.056in/1.42mm) Recommended Guide Catheter

2.50mm
x20mm

atm - kPa Pressure	7.50mm Balloon O.D.
3.0 - 304	2.19
6.0 - 495	2.25
9.0 - 587	2.29
12.0 - 680	2.34
15.0 - 780	2.38
18.0 - 881	2.41
21.0 - 982	2.44
24.0 - 1083	2.47
27.0 - 1185	2.49
30.0 - 1287	2.51
33.0 - 1389	2.53
36.0 - 1490	2.54
39.0 - 1592	2.55
42.0 - 1693	2.56
45.0 - 1795	2.58
48.0 - 1896	2.59
51.0 - 1998	2.60
54.0 - 2099	2.61
57.0 - 2199	2.61

*Rated Burst Pressure and Stress Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED

GTIN

08714729847359

LOT

18953307

REF


Catalog No.

H7493927620250

Use By

2018-02-28

Коробка: вид сзади



Boston
Scientific

EC REP EU Authorized Representative

Boston Scientific Limited
Walton Business Park
Gatwick
SURREY
UK

Legal Manufacturer

Boston Scientific Corporation
200 Waverley Street, Suite 400
Hingham, MA 01934
USA
USA Customer Service 800 232 2325

Rx ONLY

For single use only
Do not reuse

2
Do Not
Reuse

Consult instructions
for use

Do not use if package
is damaged

Коробка: вид сбоку



ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
15 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.



Е.В. Шевчук