



Директор

ООО «Медика Продакт»

Михалева Е.М.

«19/» 03 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
**«Анализатор осадка мочи автоматический UriSed 3 PRO (УриСед 3
ПРО)»**

производства «77 Электроника Кфт.», Венгрия
(«77 Elektronika Kft.», Fehérvári út 98., 1116 Budapest, Hungary; Тел.: +36 1
206 1480.

Факс: +36 1 206 1481, E-mail: sales@e77.hu).



Анализатор UriSed 3 PRO (УриСед 3 ПРО)



Кабель питания анализатора



Кабель UTP



Кабель USB



Системный блок



Кабель питания системного блока

Клавиатура




Мышь







ЖК-монитор



Кабель питания монитора



Кабель VGA




Кабель DisplayPort




Контейнер для отходов




Контейнер для промывающей жидкости




Подставка для контейнеров




Трубки




Револьверный держатель кювет




Крепление револьверного держателя кювет



Верхний диск револьверного держателя кювет



Передняя направляющая кювет




Задняя направляющая кювет




Двигатель штативов




Тестовая пробирка с нанесенным штрих-кодом



Штативы



Фильтр для промывающей жидкости



Адаптеры для пробирок



77 Elektronika Kft.

УТВЕРЖДАЮ / APPROVED

77 Elektronika Kft.

[Signature]
QUALITY DIRECTOR

77 Elektronika Műszertisztító Kft.
Béllás Budapest
Fehérvári út 98.
23.

М.П./Stamp

(подпись/ signature)


15 October 2021

«Анализатор осадка мочи автоматический UriSed 3 PRO (УриСед 3 ПРО)»


Руководство пользователя




Руководство пользователя



Соединительный блок 1



Соединительный блок 2



Соединительный блок 3



Фотографическое изображение транспортной упаковки (потребительской упаковки)

Анализатор осадка мочи автоматический
UriSed 3 PRO (УриСед 3 ПРО)

REF URP-9906



77 Elektronika Kft.
Hungary, Fehérvári út 98.
1116 Budapest

Официальный представитель в России:

ООО «Медика Продакт»

614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27



+7 342 270-08-02

perm@westmedica.com

МАССА НЕТТО 75 КГ

МАССА БРУТТО 118 КГ

~ 100-240 В,
макс. 5А
50 – 60 Гц



URP06000074

03.2019

SN



РУ №

Пример маркировки упаковки медицинского изделия на русском языке

UriSed 3 PRO

Automated Urine Sediment Analyzer



GTIN(01) 05997345779867 SN(21) URP11000117

(11) 230404

REF(240) URP-9906



77 Elektronika Kft.
HUNGARY, Fehérvári út 98.
1116 Budapest

IVD

CE EAC ~



en.e77.hu

URP-9406.2

Пример маркировки упаковки медицинского изделия на английском языке

Анализатор осадка мочи автоматический
UriSed 3 PRO (УриСед 3 ПРО)

REF URP-9906



77 Elektronika Kft.
Hungary, Fehérvári út 98.
1116 Budapest

Официальный представитель в России:



ООО «Медика Продакт»

614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27

+7 342 270-08-02

perm@westmedica.com

IVD



100-240 В,
макс. 5А
50 – 60 Гц



SN



РУ №


URP06000074

03.2019

Пример маркировки медицинского изделия на русском языке

UriSed 3 PRO

Automated Urine Sediment Analyzer



GTIN(01) 05997345779867 SN(21) URP11000117

 (11) 230404

REF(240) URP-9906



77 Elektronika Kft.
HUNGARY, Fehérvári út 98.
1116 Budapest

IVD

CE EAC ~




en.e77.hu

URP-9406-2

Пример маркировки медицинского изделия на английском языке




Фотографическое изображение первичной упаковки: Штативы.



Фотографическое изображение первичной упаковки: 1 – ЖК-монитор, 2 – Кабель питания монитора, Кабель VGA, Кабель DisplayPort.



Фотографическое изображение первичной упаковки: Двигатель штативов.



Фотографическое изображение первичной упаковки: 1 - Кабель UTP, 2 - Крепление револьверного держателя кювет, 3 - Кабель питания анализатора, 4 - Передняя направляющая кювет, 5 - Задняя направляющая кювет, 6 – Револьверный держатель кювет, 7 – Верхний диск револьверного держателя кювет, 8 - Адаптеры для пробирок, 9 - Тестовая пробирка с нанесенным штрих-кодом, 10 - Фильтр для промывающей жидкости, 11 - Кабель USB




Фотографическое изображение первичной упаковки: 1 - Контейнер для отходов, 2 - Контейнер для промывающей жидкости, 3 - Трубки, 4 - Подставка для контейнеров.



Фотографическое изображение первичной упаковки: 1 – Мышь, 2 – Системный блок, 3 – Клавиатура.



Фотографическое изображение первичной упаковки: Клавиатура



Фотографическое изображение первичной упаковки: 1 – Мышь, 2 – Кабель питания системного блока.



Фотографическое изображение первичной упаковки: Соединительный блок 1



Фотографическое изображение первичной упаковки: Соединительный блок 2



Фотографическое изображение первичной упаковки: Соединительный блок 3


UriSed 3 PRO

Automated Urine Sediment Analyzer



GTIN(01)

SN(21)



REF(240) URP-9906



77 Elektronika Kft.
HUNGARY, Fehérvári út 98.
1116 Budapest

IVD



en.e77.hu

Макет маркировки упаковки медицинского изделия на английском языке

Анализатор осадка мочи автоматический
UriSed 3 PRO (УриСед 3 ПРО)

REF URP-9906



77 Elektronika Kft.
Hungary, Fehérvári út 98.
1116 Budapest

Официальный представитель в России:

ООО «Медика Продакт»

614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27


+7 342 270-08-02

perm@westmedica.com

МАССА НЕТТО __ КГ

МАССА БРУТТО __ КГ

~ 100-240 В,
макс. 5А
50 – 60 Гц



РУ №

Макет маркировки упаковки медицинского изделия на русском языке


UriSed 3 PRO

Automated Urine Sediment Analyzer



GTIN(01)

SN(21)



REF(240) URP-9906



77 Elektronika Kft.
HUNGARY, Fehérvári út 98.
1116 Budapest

IVD



en.e77.hu

Макет маркировки медицинского изделия на английском языке

Анализатор осадка мочи автоматический
UriSed 3 PRO (УриСед 3 ПРО)

REF URP-9906



77 Elektronika Kft.
Hungary, Fehérvári út 98.
1116 Budapest

Официальный представитель в России:

ООО «Медика Продакт»

614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27

+7 342 270-08-02

perm@westmedica.com

IVD



100-240 В,
макс. 5А
50 – 60 Гц




SN



РУ №

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

В данном документе прошнурован
пронумеровано и скреплено печать
лист(-ах/-е) бумаги



Михалева Е. М., Директор