

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО

«Медком-МП»

Кирсенко К.В.

«21» сентября 2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«Перчатки медицинские смотровые (диагностические) латексные, синтетические, стерильные, нестерильные, опудренные и неопудренные» производства WRP Asia Pacific SDN BHD, Малайзия

Перчатки медицинские смотровые (диагностические) латексные, синтетические, стерильные, нестерильные, опудренные и неопудренные:

1. Перчатки смотровые латексные стерильные неопудренные DERMAGRIP
2. Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные DERMAGRIP
3. Перчатки смотровые латексные нестерильные опудренные COMFIT
4. Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные DERMAGRIP High Risk
5. Перчатки смотровые из синтетического латекса (нитрил) нестерильные неопудренные DERMAGRIP Nitrile
6. Перчатки смотровые из синтетического латекса (нитрил) стерильные неопудренные DERMAGRIP Nitrile Sterile

Назначение и область применения:

Предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения медицинского обследования. Применяются при любых видах обследований.

Подготовка изделия к работе:

После извлечения из упаковки изделие готово к использованию.

Правила использования:

1. Предназначены только для одноразового применения.
2. Перед использованием перчаток убедиться в соответствии остаточного срока годности.
3. Извлечь перчатки из упаковки и надеть на руки.
4. После использования перчатки следует снять и утилизировать.
5. При хранении и использовании не допускать воздействия на перчатки активных веществ, разрушающих резину.

Правила хранения:

Хранить при температуре от 0 до 25 С, относительной влажности воздуха не более 85%. Беречь от прямых солнечных лучей, хранить вдалеке от источников озона и источников возгорания.

Генеральный директор ООО «Медком-МП»


_____ Кирсенко К.В.
