

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)» (серия (партия) 27520FN00, серия (партия) 27014FN00)

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)


Фотографическое изображение общего вида упаковки SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат №6S60-22



Фотографическое изображение общего вида упаковки SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат №6S60-22 (в открытом виде)




Фотографическое изображение флаконов реагентов, входящих в состав МИ SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат №6S60-22





Фотографическое изображение общего вида упаковки SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат №6S60-32 (в открытом виде)



Фотографическое изображение флаконов реагентов, входящих в состав МИ SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат №6S60-32



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

____ листов



Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)» (серия (партия) 27520FN00, серия (партия) 27014FN00)

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-22



6S60-22



Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)» (серия (партия) 27520FN00, серия (партия) 27014FN00)

Набор на 100 тестов в составе: Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgG II Microparticles) – 1 x 6,6 мл;

Конъюгат (SARS-CoV-2 IgG II Conjugate) – 1 x 5,9 мл; Дилуент теста (SARS-CoV-2 IgG II Assay Diluent) – 1 x 7,9 мл, Инструкция по применению /Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland /Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный
Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-22

H18564R02

REF 6S60-22 CoV-2 IgG II
www.abbottlaboratory.com/IFU
REAGENT LOT
Exp.
LOT
QTN

1 x 100 IVD CE



MICROPARTICLES	1 x	6.6 mL
CONJUGATE	1 x	5.9 mL
ASSAY DILUENT	1 x	7.9 mL

PROTECT FROM LIGHT




WARNING: SENSITIZER

CONTAINS: AZIDE

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finisklin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-0171712

CoV-2 IgG II



PRODUCT OF IRELAND



Макет маркировки компонентов медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный

Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-22

- Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgM Microparticles)

SARS-CoV-2 IgG II 

FOR USE WITH ARCHITECT IVD REF 6S60G

MICROPARTICLES 6.6 mL




WARNING: SENSITIZER SN

CONTAINS: AZIDE

H18545R01 CONTROL NO. Exp.

ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland



- Конъюгат (SARS-CoV-2 IgM Conjugate)

SARS-CoV-2 IgG II FOR USE WITH ARCHITECT IVD REF 6S60H 

CONJUGATE 5.9 mL



SN

CONTROL NO. Exp.


H18547R01

ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland

- Дилуэнт теста (SARS-CoV-2 IgM Assay Diluent)

SARS-CoV-2 IgG II FOR USE WITH ARCHITECT IVD REF 6S60J 

ASSAY DILUENT 7.9 mL





SN

CONTROL NO. Exp.

H18549R02

ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland

WARNING: SENSITIZER

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-32



6S60-32



Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)» (серия (партия) 27520FN00, серия (партия) 27014FN00)

Набор на 500 тестов в составе: Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgG II Microparticles) – 1 x 27 мл; Конъюгат (SARS-CoV-2 IgG II Conjugate) – 1 x 26,3 мл; Дилуент теста (SARS-CoV-2 IgG II Assay Diluent) – 1 x 40,7 мл, Инструкция по применению /Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland /Страна происхождения: Ирландия / ПУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный

Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-32

H18565R02

QTN

LOT



REAGENT LOT

www.corelaboratory.abbott/ifu



6S60-32 CoV-2 IgG II

REF



1 x 500

IVD



SARS-CoV-2 IgG II FOR USE WITH
Quant Reagent Kit ARCHITECT

MICROPARTICLES

1 x 27.0 mL

CONJUGATE

1 x 26.3 mL

ASSAY DILUENT

1 x 40.7 mL

PROTECT FROM LIGHT



WARNING: SENSITIZER

CONTAINS: AZIDE



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finisklin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

CoV-2 IgG II

PRODUCT OF IRELAND



Abbott

Макет маркировки компонентов медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный
Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-32

- Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgM Microparticles)

SARS-CoV-2 IgG II 

FOR USE WITH ARCHITECT IVD REF 6S60G

MICROPARTICLES 27.0 mL




WARNING: SENSITIZER SN

CONTAINS: AZIDE

H18546R01 CONTROL NO. Exp.

ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland




- Конъюгат (SARS-CoV-2 IgM Conjugate)

SARS-CoV-2 IgG II FOR USE WITH ARCHITECT IVD REF 6S60H 

CONJUGATE 26.3 mL

ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland



SN

CONTROL NO. Exp.


H18548R01

- Дилуэнт теста (SARS-CoV-2 IgM Assay Diluent)

SARS-CoV-2 IgG II FOR USE WITH ARCHITECT IVD REF 6S60J 

ASSAY DILUENT 40.7 mL

ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland





WARNING: SENSITIZER

SN

CONTROL NO. Exp.

H18550R02

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись

