

КОПИЯ

«I certify»

From CPR GmbH, Germany
Mr. Michael Kesselring
Managing Director of CPR


Date: May 13th, 2016

Indicators of quality

Condoms versions: Sico SAFETY Classic, Sico SENSITIVE Contoured anatomical shape, Sico PEARL Dotted corrugation; Sico RIBBED ribbed; Sico MARATHON Classic with anesthetic; Sico COLOR Colored aromatized; Sico XXL Increasing the size; Sico EXTRA SAFE With the thickened wall; VIZIT Classic; VIZIT Dotted; VIZIT Ribbed; VIZIT Color Colored aromatized;

VIZIT Large Increasing the size; VIZIT HI-TECH Ultra light; VIZIT HI-TECH Sensitive supersensitive, contoured anatomical shape; VIZIT HI-TECH Comfort Comfort of the original form; VIZIT HI-TECH Pleasure With rings and pimples, contoured anatomical shape; VIZIT HI-TECH Fix With the fixing ring; VIZIT HI-TECH Erection With the exciting lubricant; VIZIT HI-TECH 30% longer With the rings with anesthetic.

Production the company CPR GmbH, Im Kirchenfelde 8, 31157 Sarstedt, Germany




CPR GmbH

Im Kirchenfelde 8 • 31157 Sarstedt • Germany
Tel.: +49 5066 994-0
Fax: +49 5066 994-44
www.cpr-germany.de


Michael Kesselring, Managing Director of CPR

Condoms Sico SAFETY Classic



Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (±2) mm
Thickness	0,065 (±0,015) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(±2) mm
Crown width	1,5(±0,3) mm
Conditional tensile with stretch:	
- till thermal aging	218 kgf/cm ³
- after thermal aging	188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture:	
- till thermal aging	Not less than 700%
- after thermal aging	Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent


Condoms Sico SENSITIVE Contoured anatomical shape



Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (±2) mm
Thickness	0,065 (±0,015) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(±2) mm
Crown width	1,5(±0,3) mm
Conditional tensile with stretch:	
- till thermal aging	218 kgf/cm ³
- after thermal aging	188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture:	
- till thermal aging	Not less than 700%
- after thermal aging	Not less than 600%


Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms Sico PEARL Dotted corrugation




Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (±2) mm
Thickness	0,065 (±0,015) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(±2) mm
Crown width	1,5(±0,3) mm
Conditional tensile with stretch:	
- till thermal aging	218 kgf/cm ³
- after thermal aging	188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture:	
- till thermal aging	Not less than 700%
- after thermal aging	Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms Sico RIBBED ribbed



Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (±2) mm
Thickness	0,065 (±0,015) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(±2) mm
Crown width	1,5(±0,3) mm
Conditional tensile with stretch: - till thermal aging - after thermal aging	218 kgf/cm ³ 188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture: - till thermal aging - after thermal aging	Not less than 700% Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent


Condoms Sico MARATHON Classic with anesthetic



Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (±2) mm
Thickness	0,065 (±0,015) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(±2) mm
Crown width	1,5(±0,3) mm
Conditional tensile with stretch: - till thermal aging - after thermal aging	218 kgf/cm ³ 188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture: - till thermal aging - after thermal aging	Not less than 700% Not less than 600%


Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms Sico COLOR Colored aromatized




Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (±2) mm
Thickness	0,065 (±0,015) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(±2) mm
Crown width	1,5(±0,3) mm
Conditional tensile with stretch:	
- till thermal aging	218 kgf/cm ³
- after thermal aging	188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture:	
- till thermal aging	Not less than 700%
- after thermal aging	Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms Sico XXL Increasing the size




Properties	Borders
Length	Not less than 185 mm
Width	54 (± 2) mm
Thickness	0,06 ($\pm 0,02$) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(± 2) mm
Crown width	1,5($\pm 0,3$) mm
Conditional tensile with stretch:	
- till thermal aging	218 kgf/cm ³
- after thermal aging	188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture:	
- till thermal aging	Not less than 700%
- after thermal aging	Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms Sico EXTRA SAFE With the thickened wall.




Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	$52 (\pm 2) \text{ mm}$
Thickness	$0,08 (\pm 0,02) \text{ mm}$
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	$18(\pm 2) \text{ mm}$
Crown width	$1,5(\pm 0,3) \text{ mm}$
Conditional tensile with stretch: - till thermal aging - after thermal aging	218 kgf/cm ³ 188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture: - till thermal aging - after thermal aging	Not less than 700% Not less than 600%
Volume rupture	Not less than $18,0 \text{ dm}^3$
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	$550 (\pm 150) \text{ mg}$
Smell	Absent

Condoms VIZIT Classic



Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (±2) mm
Thickness	0,065 (±0,015) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(±2) mm
Crown width	1,5(±0,3) mm
Conditional tensile with stretch:	
- till thermal aging	218 kgf/cm ³
- after thermal aging	188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture:	
- till thermal aging	Not less than 700%
- after thermal aging	Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent


Condoms VIZIT Dotted



Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (±2) mm
Thickness	0,065 (±0,015) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(±2) mm
Crown width	1,5(±0,3) mm
Conditional tensile with stretch:	
- till thermal aging	218 kgf/cm ³
- after thermal aging	188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture:	
- till thermal aging	Not less than 700%


- after thermal aging	Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms VIZIT Ribbed




Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (±2) mm
Thickness	0,065 (±0,015) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(±2) mm
Crown width	1,5(±0,3) mm
Conditional tensile with stretch:	
- till thermal aging	218 kgf/cm ³
- after thermal aging	188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture:	
- till thermal aging	Not less than 700%
- after thermal aging	Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms VIZIT COLOR Color aromatized




Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	$52 (\pm 2) \text{ mm}$
Thickness	$0,065 (\pm 0,015) \text{ mm}$
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	$18(\pm 2) \text{ mm}$
Crown width	$1,5(\pm 0,3) \text{ mm}$
Conditional tensile with stretch: - till thermal aging - after thermal aging	218 kgf/cm ³ 188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture: - till thermal aging - after thermal aging	Not less than 700% Not less than 600%
Volume rupture	Not less than $18,0 \text{ dm}^3$
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	$550 (\pm 150) \text{ mg}$
Smell	Absent

Condoms VIZIT Large Increasing the size




Properties	Borders
Length	Not less than 185 mm
Width	54 (± 2) mm
Thickness	0,06 ($\pm 0,02$) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(± 2) mm
Crown width	1,5($\pm 0,3$) mm
Conditional tensile with stretch: - till thermal aging - after thermal aging	218 kgf/cm ³ 188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture: - till thermal aging - after thermal aging	Not less than 700% Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms VIZIT HI-TECH Ultra light




Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (± 2) mm
Thickness	0,04 ($\pm 0,02$) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(± 2) mm
Crown width	1,5($\pm 0,3$) mm
Conditional tensile with stretch: - till thermal aging - after thermal aging	218 kgf/cm ³ 188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture: - till thermal aging - after thermal aging	Not less than 700% Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent


Condoms VIZIT HI-TECH SENSITIVE supersensitive, contoured anatomical shape

Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (±2) mm
Thickness	0,065 (±0,015) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(±2) mm
Crown width	1,5(±0,3) mm
Conditional tensile with stretch: - till thermal aging - after thermal aging	218 kgf/cm ³ 188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture: - till thermal aging - after thermal aging	Not less than 700% Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms VIZIT HI-TECH COMFORT Comfort of the original form




Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (± 2) mm
Thickness	0,065 ($\pm 0,015$) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(± 2) mm
Crown width	1,5($\pm 0,3$) mm
Conditional tensile with stretch: - till thermal aging - after thermal aging	218 kgf/cm ³ 188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture: - till thermal aging - after thermal aging	Not less than 700% Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms VIZIT HI-TECH Pleasure With rings and pimples, contoured anatomical shape


Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (± 2) mm
Thickness	0,065 ($\pm 0,015$) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(± 2) mm
Crown width	1,5($\pm 0,3$) mm
Conditional tensile with stretch: - till thermal aging - after thermal aging	218 kgf/cm ³ 188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture: - till thermal aging - after thermal aging	Not less than 700% Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms VIZIT HI-TECH Fix With the fixing ring




Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (±2) mm
Diameter of corolla	30 (±2) mm
Thickness	0,065 (±0,015) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(±2) mm
Crown width	1,5(±0,3) mm
Conditional tensile with stretch:	
- till thermal aging	218 kgf/cm ³
- after thermal aging	188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture:	
- till thermal aging	Not less than 700%
- after thermal aging	Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms VIZIT HI-TECH Erection With the exciting lubricant



Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (± 2) mm
Thickness	0,065 ($\pm 0,015$) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(± 2) mm
Crown width	1,5($\pm 0,3$) mm
Conditional tensile with stretch: - till thermal aging - after thermal aging	218 kgf/cm ³ 188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture: - till thermal aging - after thermal aging	Not less than 700% Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Condoms VIZIT HI-TECH 30% longer With the rings with anesthetic



Properties	Borders
Length	Not less than 180 mm
Width	52 (± 2) mm
Thickness	0,065 ($\pm 0,015$) mm
Weight	1,4-2,5 g
Reservoir dimension	18(± 2) mm
Crown width	1,5($\pm 0,3$) mm
Conditional tensile with stretch: - till thermal aging - after thermal aging	218 kgf/cm ³ 188 kgf/cm ³
Relative extension with rupture: - till thermal aging - after thermal aging	Not less than 700% Not less than 600%
Volume rupture	Not less than 18,0 dm ³
Pressure rupture	Not less than 1,0 kPa
Hermeticity	Hermetic
Condoms stability for climatic factors for transportation	Stable
Color stability	No dye
Lubricant quality	550 (± 150) mg
Smell	Absent

Nr. 381 der Urkundenrolle für 2016

The Notary asked the Appearer whether he or any member of his firm had acted in the matter which is the subject of this instrument, except in a notarial capacity. The Appearer replied in the negative.

I hereby certify that the document affixed and sealed hereto was signed in my presence by

Mr. Michael Kesselring, born on 29th of January 1963,
residing at Im Kirchenfelde 8, 31157 Sarstedt,


acting on behalf of CPR Produktions- und Vertriebs GmbH,
Im Kirchenfelde 8, 31157 Sarstedt, as this company's director,

personally known to me.

Upon my inspection of the commercial register on the 27.01.2016, I further certify that CPR Produktions- und Vertriebs GmbH is registered with the Municipal Court of Hildesheim – Commercial Register – under No. HRB 1406 and Mr. Michael Kesselring is entitled to act jointly as this company's legal representative.

And I do hereby further certify, that the aforesaid corporation is duly incorporated; that it is in good standing under the laws of the Federal Republic of Germany; that it has a legal corporate existence; that its registered corporate domicile is Sarstedt; so far as the Commercial Register shows.

Sarstedt,
Wednesday, June 1., 2016


Notary

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Andreas Lubach
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Sarstedt.
4. Sie ist versehen mit dem Siegel des Notars.

Bestätigt

5. in Hildesheim
6. am 07.06.2016
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
Hildesheim
8. unter Nr. E 9101 a LG 340/2016
9. Stempel

10. Unterschrift
Im Auftrag

Krischik

Krischik
Justizamtsinspektorin
bei dem Landgericht



B
Ф
П
У
П
У
а
Т
Т
Т

«Одобрено»

От СиПиАр ГмбХ, Германия

Управляющий директор

Дата: 13 мая 2016г.

Показатели качества

Презервативы, варианты исполнения: Сико СЭЙФТИ Классические; Сико СЭНСИТИВ Контурные анатомической формы; Сико ПЕРЛ Точечное рифление; Сико РИББЕД Ребристые; Сико МАРАФОН Классические с анестетиком; Сико КОЛОР Цветные ароматизированные; Сико XXL Увеличенного размера; Сико ЭКСТРА СЭЙФ С утолщенной стенкой; ВИЗИТ Классические; ВИЗИТ Точечные; ВИЗИТ Ребристые; ВИЗИТ КОЛОР Цветные ароматизированные; ВИЗИТ Ларге Увеличенного размера; ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК Ультратонкие; ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК СЭНСИТИВ Сверхчувствительные, контурные анатомической формы; ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК Комфорт Комфорт оригинальной формы; ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК Плесуре С кольцами и пупырышками, контурные анатомической формы; ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК Фикс С фиксирующим кольцом; ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК Эрекция С возбуждающей смазкой; ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК 30% дольше С кольцами и анестетиком.


Продукция компании СиПиАр ГмбХ, Им Кирхенфельде 8, 31157 Шарштедт, Германия.

Михаел Кессельринг

Управляющий директор СиПиАр


Печать: СиПиАр ГмбХ, Им Кирхенфельде 8, 31157 Шарштедт, Германия. Тел. 05066/994-0. Факс: 05066/994-44

Презервативы Сико СЭЙФТИ Классические



Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует


Презервативы Сико СЭНСИТИВ Контурные анатомической формы



Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³


- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы Сико ПЕРЛ Точечное рифление




Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы Сико РИББЕД Ребристые



Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует


Презервативы Сико МАРАФОН Классические



Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм


Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы Сико КОЛОР Цветные ароматизированные




Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Клубничный, мятный, банана

Презервативы Сико XXL Увеличенного размера




Свойства	Границы
Длина	Не менее 185 мм
Ширина	54 (± 2) мм
Толщина	0,06 ($\pm 0,02$) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(± 2)мм
Толщина венчика	1,5($\pm 0,3$) мм
Условная прочность при растяжении: - до теплового старения - после теплового старения	218 кгс/см ³ 188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве: - до теплового старения - после теплового старения	Не менее 700% Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 к Па
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы Сико ЭКСТРА СЭЙФ С утолщенной стенкой




Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,08 (±0,02) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2)мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 к Па
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы ВИЗИТ Классические



Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении: - до теплового старения - после теплового старения	218 кгс/см ³ 188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве: - до теплового старения - после теплового старения	Не менее 700% Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует


Презервативы ВИЗИТ Точечные



Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм


Условная прочность при растяжении: - до теплового старения - после теплового старения	218 кгс/см ³ 188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве: - до теплового старения - после теплового старения	Не менее 700% Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы ВИЗИТ Ребристые




Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении: - до теплового старения - после теплового старения	218 кгс/см ³ 188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве: - до теплового старения - после теплового старения	Не менее 700% Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы ВИЗИТ Колор Цветные ароматизированные




Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (± 2) мм
Толщина	0,065 ($\pm 0,015$) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(± 2) мм
Толщина венчика	1,5($\pm 0,3$) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Клубничный, мятный, банана

Презервативы ВИЗИТ Ларге Увеличенного размера




Свойства	Границы
Длина	Не менее 185 мм
Ширина	54 (± 2) мм
Толщина	0,06 ($\pm 0,02$) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(± 2)мм
Толщина венчика	1,5($\pm 0,3$) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 к Па
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК Ультратонкие




Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (± 2) мм
Толщина	0,04 ($\pm 0,02$) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(± 2)мм
Толщина венчика	1,5($\pm 0,3$) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 к Па
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК СЭНСИТИВ Сверхчувствительные, контурные анатомической формы




Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении: - до теплового старения - после теплового старения	218 кгс/см ³ 188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве: - до теплового старения - после теплового старения	Не менее 700% Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК Комфорт Комфорт оригинальной формы




Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (± 2) мм
Толщина	0,065 ($\pm 0,015$) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(± 2) мм
Толщина венчика	1,5($\pm 0,3$) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК Плесуре С кольцами и пупырышками, контурные анатомической формы




Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	$52 (\pm 2)$ мм
Толщина	$0,065 (\pm 0,015)$ мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	$18 (\pm 2)$ мм
Толщина венчика	$1,5 (\pm 0,3)$ мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК Фикс С фиксирующим кольцом




Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Диаметр венчика	30 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК Эреktion С возбуждающей смазкой



Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

Презервативы ВИЗИТ ХАЙ-ТЕК 30% дольше С кольцами с анестетиком



Свойства	Границы
Длина	Не менее 180 мм
Ширина	52 (±2) мм
Толщина	0,065 (±0,015) мм
Масса	1,4-2,5 г
Размер накопителя	18(±2) мм
Толщина венчика	1,5(±0,3) мм
Условная прочность при растяжении:	
- до теплового старения	218 кгс/см ³
- после теплового старения	188 кгс/см ³
Относительное удлинение при разрыве:	
- до теплового старения	Не менее 700%
- после теплового старения	Не менее 600%
Разрыв объема	Не менее 18,0 дм ³
Разрыв давления	Не менее 1,0 кПа
Герметичность	Герметичны
Устойчивость презервативов к климатическим факторам при транспортировке	Устойчивы
Цветостойкость	Без красителей
Качество смазки	550 (± 150) мг
Запах	Отсутствует

№ 381 Реестра за 2016г.

Нотариус спросил Заявителя действовал ли он или кто-либо из сотрудников его компании по вопросу, являющемуся предметом настоящего документа, без участия нотариуса. Заявитель ответил отказом.

Настоящим я свидетельствую, что документ, прикрепленный и имеющий печать, был подписан в моем присутствии

Г-ном Михаелом Кессельрингом, родившимся 29 января 1963г., проживающим в Им Кирхенфельде 8, 31157 Шарштедт,

действующим от имени СиПиАр Продуктион- унд Вертрибс ГмбХ, Им Кирхенфельде 8, 31157 Шарштедт в качестве директора компании,

лично известным мне.

После того, как я просмотрел торговый реестр 27.01.2016, я свидетельствую, что СиПиАр Продуктион- унд Вертрибс ГмбХ зарегистрирована в Муниципальном Суде Хильдесхайма – Торговом Реестре – под № HRB 1406, а г-н Михаел Кессельринг уполномочен действовать совместно в качестве официального представителя компании.

И я настоящим свидетельствую, что вышеуказанная корпорация является учрежденной надлежащим образом; что она имеет надежный юридический статус; что зарегистрированным местоположением корпорации является Шарштедт; в соответствии с данными Торгового Реестра.

Шарштедт, среда 1 июня 2016г.

/подпись/

Нотариус

Печать: Андреас Любах. Нотариус Шарштедта.

АПОСТИЛЬ

(в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961)

1. Государство: Федеративная Республика Германия

Настоящий официальный документ

2. подписан Андреасом Любахом

3. в качестве нотариуса Шаршtedта

4. скреплен печатью нотариуса

Официально удостоверяется

5. в Хильдесхайме

6. 7 июня 2016 г.

7. Президентом Земельного Суда Хильдесхайма

8. Номер: N 9101 а LG 340/2016

9. Печать: Гербовая печать земельного суда Хильдесхайма

10. Подпись /подпись/ Крищик, инспектор юстиции земельного суда

Переводчик

Сеничев А.О.

Город Пушкино Московской области Российской Федерации.
Двадцать второе июня две тысячи шестнадцатого года. Я, *Пуцко Лиана Суреновна*, временно исполняющая обязанности нотариуса Пушкинского нотариального округа Московской области, Москаленко Игоря Викторовича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком *Сеничевым Аркадием Олеговичем* в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за №: *2-0416*

Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.

Врио нотариуса



Всего прошнуровано
пронумеровано и скреплено
печатью
39(тридцать девять) листов

Врио нотариуса

Upon my inspection of the commercial register on the 05.07.2016, I certify that

CPR Produktions- und Vertriebs GmbH

has changed its name into

CPR GmbH

and is still registered with the Municipal Court of Hildesheim – Commercial Register – under No. HRB 1406 and Mr. Michael Kesselring is entitled to act jointly as this company's legal representative.

Sarstedt,
Tuesday, July 5., 2016


Notary

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Andreas Lubach
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Sarstedt.
4. Sie ist versehen mit dem Siegel des Notars.

Bestätigt

5. in Hildesheim
6. am 06.07.2016
7. durch die Präsidentin des Landgerichts Hildesheim
8. unter Nr. E 9101 a 448/2016
9. Dienstsiegel

10. Unterschrift
Im Auftrag

Klaue
Justizsekretärin
bei dem Landgericht



После того, как я просмотрел торговый реестр 05.07.2016, я свидетельствую, что

СиПиАр Продуктионс- унд Вертрибс ГмбХ

изменила свое название на

СиПиАр ГмбХ

и, в настоящее время, зарегистрирована в Муниципальном Суде Хильдесхайма – Торговый Реестр – под № HRB 1406 и г-н Михаел Кессельринг уполномочен действовать совместно в качестве официального представителя Компании.

Шарштедт

Вторник, 5 июля 2016г.

/подпись/

Нотариус

Печать: Андреас Любах. Нотариус Шарштедта.

АПОСТИЛЬ

(в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961)

1. Государство: Федеративная Республика Германия

Настоящий официальный документ

2. подписан Андреасом Любахом

3. в качестве нотариуса Шарштедта

4. скреплен печатью нотариуса

Официально удостоверяется

5. в Хильдесхайме

6. 6 июля 2016 г.

7. Президентом Земельного Суда Хильдесхайма

8. Номер: E 9101 a 448/2016

9. Печать: Гербовая печать земельного суда Хильдесхайма

10. Подпись /подпись/ Клаусе, инспектор юстиции земельного суда

Переводчик

ПОДПИСЬ

Сеничев А.О.

Город Пушкино Московской области Российской Федерации.

Одиннадцатого июля две тысячи шестнадцатого года. Я, *Москаленко Игорь Викторович* нотариус Пушкинского нотариального округа Московской области, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком *Сеничевым Аркадием Олеговичем* в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за №:

2-1600

Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.



Нотариус

ПОДПИСЬ



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью
41(сорок один) лист

Нотариус

ПОДПИСЬ

Город Пушкино Московской области Российской Федерации
11 июля 2016

Я, *Москаленко Игорь Викторович*, нотариус Пушкинского нотариального округа Московской области, свидетельствую достоверность слов и иных сведений, содержащихся в подлиннике, а также сличив подлинник с копией, подтверждаю, что при свидетельствовании нотариального действия, изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре
Взыскано по тарифу

450 руб. 2-1600



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью
41(сорок один) лист
Нотариус