



**Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕММ»
(ООО «ЛЕММ»)**

117587, г. Москва, ул. Днепропетровская, дом 2, эт. 5, пом. 566

E-mail: romanov@lemm.su; www.lemm.su, тел.: 8 (925) 010-38-75

ОКПО 19957396, ОГРН 5177746114552, ИНН/КПП 7726414928/772601001

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетеры (канюли) внутривенные, в вариантах исполнения с принадлежностями

Global Medikit Limited (Глобал Медикит Лимитед), Индия



Рисунок 1 - Катетеры (канюли) внутривенные Glofilon (Глофлон) с инъекционным портом и крыльями, в вариантах исполнения: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G



Рисунок 2 - Катетеры (канюли) внутривенные Glothin (Глосин) с инъекционным портом и крыльями, в вариантах исполнения: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G



Рисунок 3 - Катетеры (канюли) внутривенные Glocan Alpha (Глокэн Альфа) без инъекционного порта и крыльев в вариантах исполнения 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G



Рисунок 4 - Катетеры (канюли) внутривенные Gloflon Safety 1 (Глофлон Сэйфети 1) с инъекционным портом, крыльями, (с дополнительной функцией безопасности), варианты исполнения 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G



Рисунок 5. Катетер (канюля) внутривенная Glofencie (Глофэнси) с крыльями, для новорожденных, вариант исполнения 26G








Рисунок 8 - Катетеры (канюли) внутривенные Glospan (Глокэн) без инъекционного порта, с крыльями, варианты исполнения 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G





Рисунок 10 - Трехходовой кран с удлинительной трубкой Gloflexo (Глофлекс) варианты исполнения: 5 см, 7 см, 10 см, 25 см, 50 см, 75 см, 100 см, 125 см, 150 см, 200 см, 250 см




Рисунок 11 - Внутривенная инфузионная система с 3 трехходовыми кранами GloManifold (Гломанифольд)




Рисунок 12 - Удлинительная трубка низкого давления Gloveins (Гловенс) варианты исполнения 5 см, 7 см, 10 см, 25 см, 50 см, 75 см, 100 см, 125 см, 150 см, 200 см, 250 см




Рисунок 13 - Удлинительная трубка высокого давления Gloveins Alpha (Гловенс Альфа) варианты исполнения 5 см, 7 см, 10 см, 25 см, 50 см, 75 см, 100 см, 125 см, 150 см, 200 см, 250 см





Рис 14. Внешний вид стерильной упаковки Катетеры (канюли) внутривенные, в вариантах исполнения








Рис 17. Внешний вид стерильной упаковки Внутривенной инфузионной системы с 3 трехходовыми кранами GloManifold (Гломанифольд)



**Оформление блистерной упаковки для
Gloflon — на экспорт
Наружный размер: 134 X 27,5 мм
Цвет: Pantone 285 C**



Рисунок 18. Маркировка стерильной упаковки Катетер (канюля) внутривенная

**ОФОРМЛЕНИЕ БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКИ ДЛЯ
GLOVEINS — на экспорт
НАРУЖНЫЙ РАЗМЕР: 136 x 97 мм
ЦВЕТ: PANTONE 285 C (синий)**

MEDIKIT MEDIKIT MEDIKIT MEDIKIT MEDIKIT MEDIKIT

GLOVEINS®

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

- Токсическое действие отсутствует
- Пирогенное действие отсутствует
- Стерильный

Стерильность гарантируется при отсутствии повреждений упаковки.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте, если защитные колпачки прилегают неплотно или отсутствуют.
- Не используйте, если упаковка открыта или повреждена.
- Изделие следует предохранять от воздействия повышенной температуры и ультрафиолета.
- После однократного применения изделие необходимо утилизировать.
- Изделие предназначено только для однократного использования. Повторное применение может привести к инфекции или перекрестному заражению.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Откройте саше.
- Свинтите колпачок с гнездового люэровского наконечника.
- Подсоедините штыревую часть изделия к гнездовому люэровскому наконечнику трубки.
- Снимите защитный колпачок с штыревого люэровского наконечника трубки.
- Удерживая штыревую часть вертикально, откройте зажим на изделии и дайте раствору полностью вытеснить воздух из трубки.

Версия: 2 Дата: 11.10.2017



Global Medikit Limited

Khasra No. 323 (M) Camp Road, Setaqui,
Dehradun, Uttarakhand, India.

BC REP: Obolts s.r.l.

Boulevard Général Wabis 53, 1030 Brussels, BELGIUM
Телефон: + (32) 2 732 59 54, факс: + (32) 2 732 60 03, адрес электронной
почты: mail@obolts.net



М. Л. за № 81/U/VSC/P-2008

REF :
ДЛИНА :
LOT :
ИЗГ. :
СРОК :
ГОДНОСТИ :



5cm

**ОФОРМЛЕНИЕ БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКИ ДЛЯ
GLOVEINS ALPHA — на экспорт
НАРУЖНЫЙ РАЗМЕР: 136 x 97 мм
ЦВЕТ: PANTONE 285 C (синий)**

MEDIKIT MEDIKIT MEDIKIT MEDIKIT MEDIKIT MEDIKIT

GLOVEINS^{alpha}™

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВНУТ. ДИАМ.: 1 мм, ВНЕШ. ДИАМ. : 3 мм

Нетоксично • Апиrogenно • Стерильно

Стерильность гарантируется при отсутствии повреждений упаковки.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте, если защитные колпачки прилегают неплотно или отсутствуют.
 - Не используйте, если упаковка открыта или повреждена.
 - Изделие следует предохранять от воздействия повышенной температуры и ультрафиолета.
 - После однократного применения изделие необходимо утилизировать.
 - Изделие предназначено только для однократного использования.
- Повторное применение может привести к инфекции или перекрестному заражению.

Версия: 03 Дата: 11-10-2017



Global Medikit Limited

Khasra No. 323 (MI) Camp Road, Selaqui,
Dehradun, Uttarakhand, India.



: Obelis s.a.

Boulevard General Wauters 53, 1030 Brussels, BELGIUM

Телефон: +(32) 2 732-59-54, факс: +(32) 2 732-60-03, адрес электронной

почты: mail@obelis.net



1unit

STERILE EO



М. Л. за № B1/UA/SC/P-2008

2460



REF :

ДЛИНА :

LOT :

ИЗГ. :

СРОК :

ГОДНОСТИ :



20cm

Потянуть для
открытия



1ед.

Gloflex®

Трехходовый запорный кран

ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ЛИПИДАМИ ЗАПРЕЩЕНО



STERILE EO

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ОТСУТСТВУЕТ
АПИРОГЕННЫЙ

2460

Производственная лицензия № MFG/MD/2020/000008

REF :

LOT :



ПРОИЗВ. :



СРОК :



**«Глобал Медикит Лимитед»
(Global Medikit Limited)**

Хасра 323 (MI), Кэмп Роуд, Селаки-248197, Дехрадун,
Уттаракханд, Индия (Khasra No. 323 (MI) Camp Road,
Selaqui-248197, Dehradun, Uttarakhand, India).
Эл. почта: info@globalmedikit.in



Рисунок 20 Маркировка стерильной упаковки Трехходовой кран Gloflex

готовить для
открытия

MEDIKIT

1 ед.

GloManifold™

Система для внутривенных вливаний с
несколькими запорными кранами в линии

ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ЛИПИДАМИ ЗАПРЕЩЕНО

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОТСУТСТВУЕТ
АПИРОГЕННЫЙ



Производственная лицензия № MFG/MD/2020/000005



«Глобал Медикит Лимитед»
[Global Medikit Limited]

Хасра 323 (MI), Камп Роуд, Селахи-248197, Дехрадун,
Уттаракханд, Индия (Khasra No. 323 (MI) Camp Road,
Selaqui-248197, Dehradun, Uttarakhand, India).
Эл. почта: info@globalmedikit.in

ЕС ПЕР «Обелис с.а.» [Obelis s.a.]

Бульвар Жерараль Ван 53, 1030 Брюссель, БЕЛГИЯ
[Boulevard Général Wals 53, 1030 Brussels, BELGIUM]
Тел.: + (32) 2 732-59-54 Факс: + (32) 2 732-60-03
э. почта: mail@obelis.net



REF :

LOT :

ПРОИЗВ. :

СРОК :

Рисунок 21 Внутривенная инфузионная система с 3 трехходовыми кранами GloManifold

Global Medikit Limited 100 шт.

КАТЕТЕР ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ
БЕЗ ИМПЛЕАНТНОГО КЛАПАНА
И БЕЗ КРЫЛЫШЕВ
Glocan Alpha

Оформление внутренней коробки для
Glocan Alpha

Размер: 168 x 136 x 105 мм (ДхШхВ)

Цвет: Pantone 285 C



Рисунок 22 Маркировка внутренней коробки Катетер (канюля) внутривенная

СТИКЕР КАРТОННОГО КОРОБА
НАРУЖНЫЙ РАЗМЕР: 105 X 95 мм
ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ



Отрывные стикеры под нулевым номером для
внутривенных катетеров
Наружный размер: 80 x 15 см
Цвет: согласно калибру

26K X 0,6Ø X 19 мм Наконечник Люэра
Поток: 13 мл/мин

24K X 0,7Ø X 19 мм Наконечник Люэра
Поток: 15 мл/мин

22K X 0,9Ø X 25 мм Наконечник Люэра
Поток: 36 мл/мин

20K X 1,1Ø X 33 мм Наконечник Люэра
Поток: 61 мл/мин

18K X 1,3Ø X 45 мм Наконечник Люэра
Поток: 90 мл/мин

17K X 1,5Ø X 45 мм Наконечник Люэра
Поток: 140 мл/мин

16K X 1,8Ø X 45 мм Наконечник Люэра
Поток: 200 мл/мин

14K X 2,1Ø X 45 мм Наконечник Люэра
Поток: 300 мл/мин

Рисунок 23 Маркировка транспортной упаковки Катетер (канюля) внутривенная

Оформление стикера
(Одинаково для основного саше и
картонного короба)
Наружный размер: 110 x 96 мм
Цвет: черный

 GLOVEINS®	
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА	
Нетоксично, апирогенно, стерильно Стерильность гарантируется при отсутствии повреждений упаковки.	
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ Это изделие может применяться только квалифицированным врачом или средним медицинским персоналом.	
 Global Medikit Limited Khara No. 323 (MI) Camp Road, Balaqui, Dehradun, Uttarakhand, India.	 : Obello s.a. Boulevard Général Walle 53, 1030 Brussels, BELGIUM Телефон: +(32) 2 732-50-54, факс: +(32) 2 732-60-83, адрес электронной почты: mail@obello.net
Шт.	 : ДЛИНА :  :  ИЗГ. :  СРОК : ГОДНОСТИ :
        М. Л. за № 81/У/У5С/Р-2008 2400	

Всего прошито, проклеено и скреплено печатью и
подписью (27) Двадцать семь листов (-а)



Генеральный директор

ООО «ЛЕММ»

Романов А.Н.