




Торговая компания ООО «Аверс»
301212 Тульская область, Щёкинский район, р.п. Первомайский,
ул. Симферопольская 3, литер А
email: avers_a@inbox.ru

все виды нетканых материалов и изделия из них

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**«Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ
32.50.50-006-62704289-2020» (детская)**



Белый



СВЕДНО-РОИУБОУ





Р0308414



СВЕТЛО - ЗЕЛЕНІЙ



ФУЛОНЕТОВЫЙ

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

6 (шесть) листов

Должность ген. директор

Подпись [подпись] / Перзочев В.

«10» июня 2017 г.






Торговая компания ООО «Аверс»
301212 Тульская область, Щёкинский район, р.п. Первомайский,
ул. Симферопольская 3, литер А
email: avers_a@inbox.ru

все виды нетканых материалов и изделия из них

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**«Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ
32.50.50-006-62704289-2020» (взрослая)**



БЕВБИ



СВЕТЛО - РОЗУБОВ



РОЗОВЫЙ

СВЕТЛО - ЗЕЛЕНЫЙ

оригинальный



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
6 (шесть) листов
Должность гл. директор
Подпись Порядков В.
«10» июни 20 21 г.





Торговая компания ООО «Аверс»
301212 Тульская область, Щёкинский район, р.п. Первомайский,
ул. Симферопольская 3, литер А
email: avers_a@inbox.ru

все виды нетканых материалов и изделия из них

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Аверс»

Подзоров В./

«29» апреля 2021г.



Макет потребительской и транспортной маркировки

**«Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ
32.50.50-006-62704289-2020»**

ООО «Аверс»

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский,
ул. Симферопольская, д. 3, литер А

Маска медицинская одноразовая трехслойная из нетканого материала (детская)

ТУ 32.50.50-006-62704289-2020

РУ № _____

Тип I по ГОСТ 58396

Серия (партия): 260

Кол-во: 10 шт.

Дата изготовления: 20 августа 2020г.

Срок годности: 5 лет.

Цвет: фиолетовый

Способ применения:

1. Достать маску из упаковки и расположить её горизонтально перед лицом, удерживая за резинки.
2. Заведя резинки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской.
3. Продолжительность использования не должна превышать 3-х часов.
4. Не допускается повторное использование.
5. Хранение изделий в местах с прямым попаданием солнечных лучей, а также в одном помещении с летучими, едкими веществами, вызывающими разрушение изделий, не допускается.



ООО «Аверс»

Россия, 301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский,
ул. Симферопольская, д. 3, литер А

**Маска медицинская одноразовая трехслойная из нетканого
материала (детская)**

ТУ 32.50.50-006-62704289-20

РУ № _____

Тип I ГОСТ 58396

Серия (партия): 260

Кол-во в упаковке: 10 шт.

Кол-во упаковок: 100шт.

Дата изготовления: 20 августа 2020г.

Срок годности: 5 лет.

Условия хранения: от +5 °С до +40 °С и относительную влажность 80% при 25°С.

Условия транспортирования: от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Способ применения:

1. Достать маску из упаковки и расположить её горизонтально перед лицом, удерживая за резинки.
2. Заведя резинки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской.
3. Продолжительность использования не должна превышать 3-х часов.
4. Не допускается повторное использование.
5. Хранение изделий в местах с прямым попаданием солнечных лучей, а также в одном помещении с летучими, едкими веществами, вызывающими разрушение изделий, не допускается.



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

2 (два) листов

Должность ген. директор

Подпись [подпись] / [подпись]

«29» Апреля 2019 г.

