

Johnson&Johnson

121614, г. Москва, ул. Крылатская,
17, корп. 2
Тел.: +7 (495) 580-77-77
jnj.ru

УТВЕРЖДАЮ
Супервайзер по евразийской
процедуре регистрации
ООО «Джонсон&Джонсон»
Рыбакова А.Н.



«10» 10.10.24 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL

2024 г.



Фото 1. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация высокая (от +2,00 дптр до +2,50 дптр) - 3 шт. в 1 упаковке.—
потребительская упаковка для врача.



Фото 2. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация высокая (от +2,00 дптр до +2,50 дптр) - 3 шт. в 1 упаковке. – маркировка потребительской упаковки для врача (оборотная сторона).




Фото 3. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация высокая (от +2,00 дптр до +2,50 дптр) - 3 шт. в 1 упаковке.– маркировка потребительской упаковки для врача (торцевая сторона).




Фото 4. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация высокая (от +2,00 дптр до +2,50 дптр) – 3 шт. в 1 упаковке – маркировка потребительской упаковки для врача (торцевая сторона).



Фото 5. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация высокая (от +2,00 дптр до +2,50 дптр) – 3 шт. в 1 упаковке – маркировка стерильной упаковки (блистеры с раствором).




Фото 6. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация высокая (от +2,00 дптр до +2,50 дптр) – 3 шт. в 1 упаковке – изделие в стерильной упаковке (блистеры с раствором).




Фото 7. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация низкая (от +0,75 дптр до +1,25 дптр) - 6 шт. в 1 упаковке. – потребительская упаковка.



Фото 8. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация низкая (от +0,75 дптр до +1,25 дптр) - 6 шт. в 1 упаковке. – потребительская упаковка (оборотная сторона).




Фото 9. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация низкая (от +0,75 дптр до +1,25 дптр) - 6 шт. в 1 упаковке. – потребительская упаковка (торцевая сторона).




Фото 10. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация низкая (от +0,75 дптр до +1,25 дптр) - 6 шт. в 1 упаковке. – потребительская упаковка (торцевая сторона).



Shown with etching



ИЛИ





Фото 11. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация высокая (от +2,00 дптр до +2,50 дптр) – 3 шт. в 1 упаковке – макет картонной потребительской упаковки для врача (внешний вид).



EN - Follow your Eye Care Professional's instructions on proper use and care of your lenses. Before use, ask your Eye Care Professional or visit www.acuvue.com/guides for the Patient Instruction Guide for Important Safety Information and the symbols key.

IT - Per l'uso e la manutenzione corretta delle lenti, seguire le indicazioni del proprio specialista. Prima dell'uso, consultare il proprio specialista oppure visitare il sito www.acuvue.com per ottenere le istruzioni per i portatori, le importanti informazioni di sicurezza e la spiegazione dei simboli.

DE - Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsen-spezialisten zur richtigen Verwendung und Pflege Ihrer Linsen. Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Kontaktlinsenspezialisten, oder besuchen Sie www.acuvue.com, um die Gebrauchsanweisung für Kontaktlinsenträger zu erhalten. Dort finden Sie wichtige Sicherheitsinformationen und eine Symbolerklärung.

NL - Neem de instructies van uw oogzorgspecialist in acht betreffende het passend gebruik en onderhoud van uw lenzen. Richt u vóór gebruik tot uw oogzorgspecialist of ga naar www.acuvue.com voor het instructieboekje voor lensdragers met belangrijke veiligheidsinformatie en uitleg over de symbolen.

FR - Suivez les instructions de votre professionnel de la vue pour une utilisation et un entretien correct de vos lentilles. Avant utilisation, interrogez votre professionnel de la vue ou consultez le site internet www.acuvue.com pour obtenir le Guide d'instruction pour le patient contenant des informations importantes relatives à la sécurité et aux légendes des symboles.

ES - Siga las instrucciones de su profesional de la visión sobre el uso y cuidado adecuado de sus lentes. Antes de usar el producto, consulte a su profesional de la visión o visite www.acuvue.com para consultar la Guía de instrucciones para el paciente con información de seguridad importante y el significado de los símbolos utilizados.

PT - Siga as orientações do seu Especialista em Cuidados da Visão sobre o uso apropriado e o cuidado das suas lentes. Antes de usar, converse com seu Especialista em Cuidados da Visão ou acesse o site www.acuvue.com para consultar o Guia de Instruções do Paciente, que contém informações importantes de segurança, além do significado dos símbolos utilizados.

For patent information about this product, go to <https://www.jnjvisionpro.com/patents>.



Shown with etching

ИЛИ



EN-Follow your Eye Care Professional's instructions on proper use and care of your lenses. Before use, ask your Eye Care Professional or visit www.acuvue.com/guides for the Patient Instruction Guide for Important Safety Information and the symbols key.

IT-Per l'uso e la manutenzione corretta delle lenti, seguire le indicazioni del proprio specialista. Prima dell'uso, consultate il proprio specialista oppure visitate il sito www.acuvue.com per ottenere le Istruzioni per i portatori, le importanti informazioni di sicurezza e la spiegazione dei simboli.

DE-Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsen-spezialisten zur richtigen Verwendung und Pflege Ihrer Linsen. Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Kontaktlinsenspezialisten, oder besuchen Sie www.acuvue.com, um die Gebrauchsanweisung für Kontaktlinsenträger zu erhalten. Dort finden Sie wichtige Sicherheitsinformationen und eine Symbolerklärung.

NL-Neem de instructies van uw oogzorgspecialist in acht betreffende het passend gebruik en onderhoud van uw lenzen. Richt u vóór gebruik tot uw oogzorgspecialist of ga naar www.acuvue.com voor het instructieboekje voor lensdragers met belangrijke veiligheidsinformatie en uitleg over de symbolen.

FR-Suivez les instructions de votre professionnel de la vue pour une utilisation et un entretien correct de vos lentilles. Avant utilisation, interrogez votre professionnel de la vue ou consultez le site internet www.acuvue.com pour obtenir le Guide d'instruction pour le patient contenant des informations importantes relatives à la sécurité et aux légendes des symboles.

ES-Siga las instrucciones de su profesional de la visión sobre el uso y cuidado adecuado de sus lentes. Antes de usar el producto, consulte a su profesional de la visión o visite www.acuvue.com para consultar la Guía de instrucciones para el paciente con información de seguridad importante y el significado de los símbolos utilizados.

PT-Siga as orientações do seu Especialista em Cuidados da Visão sobre o uso apropriado e o cuidado das suas lentes. Antes de usar, converse com seu Especialista em Cuidados da Visão ou acesse o site www.acuvue.com para consultar o Guia de Instruções do Paciente, que contém informações importantes de segurança, além do significado dos símbolos utilizados.

For patent information about this product, go to <https://www.jnjvisionpro.com/patents>.




Фото 14. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация средняя (от +1,50 дптр до +1,75 дптр) - 3 шт. в 1 упаковке - макет картонной потребительской упаковки для врача (вид внутри упаковки).



Shown with etching



ИЛИ




Фото 15. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация низкая (от +0,75 дптр до +1,25 дптр) – макет картонной потребительской упаковки для врача (внешний вид).



EN-Follow your Eye Care Professional's instructions on proper use and care of your lenses. Before use, ask your Eye Care Professional or visit www.acuvue.com/guides for the Patient Instruction Guide for Important Safety Information and the symbols key.

IT-Per l'uso e la manutenzione corretta delle lenti, seguire le indicazioni del proprio specialista. Prima dell'uso, consultare il proprio specialista oppure visitare il sito www.acuvue.com per ottenere le istruzioni per i portatori, le importanti informazioni di sicurezza e la spiegazione dei simboli.

DE-Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten zur richtigen Verwendung und Pflege Ihrer Linsen. Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Kontaktlinsenspezialisten, oder besuchen Sie www.acuvue.com, um die Gebrauchsanweisung für Kontaktlinsenträger zu erhalten. Dort finden Sie wichtige Sicherheitsinformationen und eine Symbolerklärung.

NL-Neem de instructies van uw oogzorgspecialist in acht betreffende het passend gebruik en onderhoud van uw lenzen. Richt u vóór gebruik tot uw oogzorgspecialist of ga naar www.acuvue.com voor het instructieboekje voor lensdragers met belangrijke veiligheidsinformatie en uitleg over de symbolen.

FR-Suivez les instructions de votre professionnel de la vue pour une utilisation et un entretien correct de vos lentilles. Avant utilisation, interrogez votre professionnel de la vue ou consultez le site Internet www.acuvue.com pour obtenir le Guide d'instruction pour le patient contenant des informations importantes relatives à la sécurité et aux légendes des symboles.

ES-Siga las instrucciones de su profesional de la visión sobre el uso y cuidado adecuado de sus lentes. Antes de usar el producto, consulte a su profesional de la visión o visite www.acuvue.com para consultar la Guía de instrucciones para el paciente con información de seguridad importante y el significado de los símbolos utilizados.

PT-Siga as orientações do seu Especialista em Cuidados da Visão sobre o uso apropriado e o cuidado das suas lentes. Antes de usar, converse com seu Especialista em Cuidados da Visão ou acesse o site www.acuvue.com para consultar o Guia de Instruções do Paciente, que contém informações importantes de segurança, além do significado dos símbolos utilizados.

For patent information about this product, go to <https://www.jvvisionpro.com/patents>.




Фото 16. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация низкая (от +0,75 дптр до +1,25 дптр) – макет картонной потребительской упаковки для врача для линз с низкой аддидацией (вид внутри упаковки).







Фото 17. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от - 9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация низкая (от +0,75 дптр до +1,25 дптр) или средняя (от +1,50 дптр до +1,75 дптр) или высокая (от +2,00 дптр до +2,50 дптр) – 3 шт. в 1 упаковке – макет блистерной упаковки.



Shown with etching



ИЛИ





Shown with etching



Фото 18. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация низкая (от +0,75 дптр до +1,25 дптр) или средняя (от +1,50 дптр до +1,75 дптр) или высокая (от +2,00 дптр до +2,50 дптр) – 6 шт. в 1 упаковке – макет картонной потребительской упаковки (внешний вид).



EN-Follow your Eye Care Professional's instructions on proper use and care of your lenses. Before use, ask your Eye Care Professional or visit www.acuvue.com/guides for the Patient Instruction Guide for Important Safety Information and the symbols key.

IT-Per l'uso e la manutenzione corretta delle lenti, seguire le indicazioni del proprio specialista. Prima dell'uso, consultare il proprio specialista oppure visitare il sito www.acuvue.com per ottenere le istruzioni per i portatori, le importanti informazioni di sicurezza e la spiegazione dei simboli.

DE-Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten zur richtigen Verwendung und Pflege Ihrer Linsen. Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Kontaktlinsenspezialisten, oder besuchen Sie www.acuvue.com, um die Gebrauchsanweisung für Kontaktlinsenträger zu erhalten. Dort finden Sie wichtige Sicherheitsinformationen und eine Symbolerklärung.

NL-Neem de instructies van uw oogzorgspecialist in acht betreffende het passend gebruik en onderhoud van uw lenzen. Richt u vóór gebruik tot uw oogzorgspecialist of ga naar www.acuvue.com voor het instructieboekje voor lensdragers met belangrijke veiligheidsinformatie en uitleg over de symbolen.

(ご注意) ご使用前に必ず添付文書をよく読み、取扱い方法を守り正しく使用してください。定期検査は必ず受け、眼科医の指示に従い正しく使用してください。

FR-Suivez les instructions de votre professionnel de la vue pour une utilisation et un entretien correct de vos lentilles. Avant utilisation, interrogez votre professionnel de la vue ou consultez le site internet www.acuvue.com pour obtenir le Guide d'instruction pour le patient contenant des informations importantes relatives à la sécurité et aux légendes des symboles.

ES-Siga las instrucciones de su profesional de la visión sobre el uso y cuidado adecuado de sus lentes. Antes de usar el producto, consulte a su profesional de la visión o visite www.acuvue.com para consultar la Guía de instrucciones para el paciente con información de seguridad importante y el significado de los símbolos utilizados.

PT-Siga as orientações do seu Especialista em Cuidados da Visão sobre o uso apropriado e o cuidado das suas lentes. Antes de usar, converse com seu Especialista em Cuidados da Visão ou acesse o site www.acuvue.com para consultar o Guia de Instruções do Paciente, que contém informações importantes de segurança, além do significado dos símbolos utilizados.

For patent information about this product, go to <https://www.jnjvisionpro.com/patents>.




Фото 19. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация низкая (от +0,75 дптр до +1,25 дптр) или средняя (от +1,50 дптр до +1,75 дптр) или высокая (от +2,00 дптр до +2,50 дптр) - 6 шт. в 1 упаковке – макет картонной потребительской упаковки (вид внутри упаковки).













Фото 20. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL: общий диаметр 14,3 мм, базовая кривизна 8,4 мм, оптическая сила линз от -9,00 дптр до +6,00 дптр (с шагом 0,25 дптр), аддидация низкая (от +0,75 дптр до +1,25 дптр) или средняя (от +1,50 дптр до +1,75 дптр) или высокая (от +2,00 дптр до +2,50 дптр) - 6 шт. в 1 упаковке – макет блистерной упаковки.

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL

Рекомендованный срок ношения: Дневное ношение – частота замены 1 раз в 2 недели; пролонгированное ношение (без снятия на ночь) 7 дней/6 ночей. Пролонгированное ношение разрешено только по рекомендации специалиста по коррекции зрения.

Упаковка: 6 контактных линз в блистерах в боратном буферном физиологическом растворе с метилцеллюлозой.

Материал: сенофилкон А, влагосодержание - 38%. Не токсично.

Специальных условий хранения не требуется. Не для продажи отдельными блистерами.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2022/16913 от XX.XX.XXXX г.

Важно: внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

Производитель: «Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.», США, Johnson & Johnson Vision Care, Inc, 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA.

Место производства: Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA.

Уполномоченный импортер: ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2.

Горячая линия: XXXXXXXXXXXXXXXX (звонок по России бесплатный). www.acuvue.ru

ГОСТ 31586-2012 XXXXXXXXXXXXXXXX

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

QR

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL

Рекомендованный срок ношения: Дневное ношение – частота замены 1 раз в 2 недели; пролонгированное ношение (без снятия на ночь) 7 дней/6 ночей. Пролонгированное ношение разрешено только по рекомендации специалиста по коррекции зрения.

Упаковка: 3 контактные линзы в блистерах в боратном буферном физиологическом растворе с метилцеллюлозой.

Материал: сенофилкон А, влагосодержание - 38%. Не токсично.

Специальных условий хранения не требуется.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2022/16913 от XX.XX.XXXX г.

Важно: внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

Производитель: «Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.», США, Johnson & Johnson Vision Care, Inc, 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA.

Место производства: Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA.

Уполномоченный импортер: ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2.

Горячая линия: XXXXXXXXXXXXXXXX (звонок по России бесплатный). www.acuvue.ru

ГОСТ 31586-2012 XXXXXXXXXXXXXXXX

QR

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Фото 21. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL – макеты русскоязычного стикера.



НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ


170609025930721

Фото 22. Линзы контактные ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL – дополнительный макет стикера «Не для продажи»

Информация рекламного характера.

Информация рекламного характера может быть размещена на вторичной упаковке (картонной упаковке), при этом не изменяя информацию для потребителя.

Пример:




Применимо ко всем вариантам вторичной упаковки.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 39 листа (-ов).

Должность: Супервайзер по евразийской процедуре
регистрации

Ф.И.О.: Рыбакова Анастасия Николаевна

Подпись:  М.П.

«10» июля 2024 года

