

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ФБУН ГНЦ ПМБ
по научно-производственной работе

 А.П. Шепелин

« 10 » 01 2021 г.



МАКЕТ ЭТИКЕТКИ НА БАНКУ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



ФБУН Государственный научный центр
прикладной микробиологии
и биотехнологии

СОСТАВ, г/л:

Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей	7,5
Панкреатический гидролизат рыбной муки сухой	7,5
Тиамин хлорид	0,005
Эритрит	0,01
D-глюкоза	1,0
Натрий хлористый	6,0
Дрожжевой экстракт	3,0
Натрий углекислый	0-0,3
Агар бактериологический	10,0±3,0

pH 6,8-7,3

Только для профессионального
использования

Препарат гигроскопичен.

Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 °C

Рег. № РЗН от

Набор реагентов для
бактериологических исследований
**Основа железо-эритрит-кровяного
агара для выделения
кампилобактерий сухая
(Основа ЖЭКА)**
ТУ 20.59.52-322-78095326-2020

(Набор состоит из 1 банки с питательной смесью и коробки с селективной и аэротолерантной добавками)

142279 Московская обл., г.о. Серпухов,
п. Оболенск, территория «Квартал А», дом 10, стр.1
(4967) тел. / факс 36-00-16, 36-00-20
E.mail: info@obolensk.org

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СРЕДЫ:

_____ г питательной смеси тщательно размешать в 1 л воды дистиллированной, кипятить 2 мин до полного расплавления агара. Стерилизовать автоклавированием при температуре 121 °C в течение 20 мин, охладить до температуры 45-50 °C, добавить в асептических условиях на 1 л среды 5 мл аэротолерантной добавки, 5 мл селективной добавки и 70 мл стерильной дефибринированной крови барана, тщательно перемешать, исключая попадания пузырьков воздуха, и разлить в стерильные чашки Петри. После застывания среды чашки подсушить.

Только для *in vitro* диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению.

Серия

Дата изготовления

Годен до

Масса нетто **250 г**

МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК НА ФЛАКОНЫ

СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА (СД)

к Основе ЖЭКА для выделения кампилобактерий

Масса - **0,0116 г**

Годен до _____

IVD

Аэротолерантная добавка (АД)

к Основе ЖЭКА для выделения кампилобактерий

Масса - **0,075 г**

Годен до _____

IVD

МАКЕТ ЭТИКЕТКИ НА КОРОБКУ С ДОБАВКАМИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека



ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии
и биотехнологии

СЕЛЕКТИВНАЯ И АЭРОТОЛЕРАНТНАЯ ДОБАВКИ к основе железо-эритрит-кровяного агара для выделения кампилобактерий сухой (Основа ЖЭКА) по ТУ 20.59.52-322-78095326-2020

Рег. № от _____

Упаковка содержит:

СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА (СД) - 7 фл.

1 флакон СД содержит:

полимиксина В сульфат	- 0,0001 г
амфотерицин В	0,0015 г
рифампицин	- 0,005 г
триметоприм	- 0,00125 г
ванкомицин	- 0,00375 г

АЭРОТОЛЕРАНТНАЯ ДОБАВКА (АД) - 7 фл.

1 флакон АД содержит:

Метабисульфит натрия	- 0,025 г
Натрий пировинограднокислый	- 0,025 г
Железо (II) сернокислое 7-водное	- 0,025 г



Хранить в защищённом от света месте при температуре от 2 до 8 °С
(до срока годности, указанного на флаконе)

Только для *in vitro* диагностики

Только для профессионального использования

Использовать в соответствии с Инструкцией по применению

нумеровано, прошнуровано.

оплено подписью и печатью

2 (два)

По: 1С

А. Шереметев

22 06 2024



Фотоизображение медицинского изделия

Набор реагентов для бактериологических исследований

«Основа железо-эритрит кровяного агара для выделения кампилобактерий сухая (Основа ЖЭКА)»

по ТУ 20.59.52-322-78095326-2020



Директор ФБУН ГНЦ ПМБ



И.А. Дятлов