



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА»
по ТУ 9444-002-85520830-2016»




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01, в подставке. Вид спереди




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01.
Вид сбоку. На задней поверхности аппарата видна съемная аккумуляторная батарея.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01.
В рабочем положении вне подставки.



Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01.
Разъединение корпуса аппарата КРАСА01 и колбы криостата для наполнения ее хладагентом.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01. Внутренняя поверхность корпуса аппарата КРАСА01. Виден шильдик на котором указаны: торговый знак предприятия изготовителя, наименование прибора, напряжение и ёмкость АКБ, заводской номер и дата изготовления, знак типа рабочей части ВР.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01. Задняя поверхность корпуса аппарата КРАСА01 со снятым аккумулятором. Видны контакты разъема и отверстия для крепления аккумулятора.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01. Блок аккумуляторной батареи аппарата КРАСА-01 со стороны прилегания к корпусу аппарата. Видны элементы крепления и контактный разъем для подключения к зарядному устройству.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01. Аппарата КРАСА01 в подставке. Вид сзади со стороны аккумулятора. Виден сетевой шнур и сетевой выключатель.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01. Принадлежности к аппарату КРАСА01.
Сетевой шнур и ключ для крепления аккумулятора.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01.
Внешний вид комплекта инструментов КРАСА01 в упаковке.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01.
Общий вид комплекта поставки аппарата КРАСА01




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01.
Общий вид комплекта поставки аппарата КРАСА01




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА01. Общий вид комплекта поставки аппарата КРАСА01




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА02.
Внешний вид аппарата КРАСА02 в подставке. Вид спереди.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА02. В подставке. Вид сбоку. Видны разъемы для подключения стандартного термоизмерителя и блока питания. Крышка подставки с местом для хранения принадлежностей открыта.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА02.
Со световым индикатором включения отопителя тубуса.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА02.
Вид сзади. Маркировка на корпусе аппарата.



Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА02.
Комплект инструментов аппарата КРАСА02 в упаковке.



Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА02.
Общий вид комплекта поставки аппарата КРАСА02. Маркировка.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА02.
В рабочем положении с комплектом инструментов.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА03.
Общий вид аппарата КРАСА03 в подставке. Вид спереди.



Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА03.
Аппарат КРАСА03 в подставке. Вид сбоку.



Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА03.
Наличие осветителя и удлиненный тубус отличают его от аппарата КРАСА01.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА03. Удлинитель тубуса.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА03. Внутренняя задняя поверхности корпуса аппарата КРАСА03 после отсоединения колбы криостата от корпуса. Видна маркировка прибора.



Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА03.
Комплект медицинских принадлежностей аппарата КРАСА03.




Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА03. Общий вид комплекта поставки. Маркировка.



Аппарат криогенный струйно-аппликационный «КРАСА» исполнение КРАСА03.
Комплект поставки аппарата

Директор
ООО «Международный Институт
криомедицины»



 Г.Г. Прохоров

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

29

листов