

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»



Лебедев Ю.С.

« 11 » января 2021 г.

М.П.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов для иммуноферментного определения паратиреоидного гормона
в сыворотке (плазме) крови «ПТГ-ИФА»**

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»



М.П. Лебедев Ю.С.
« 11 » января 2024 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ (ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ)

Набора реагентов для иммуноферментного определения паратиреоидного гормона
в сыворотке (плазме) крови «ПТГ-ИФА»



Набор реагентов для иммуноферментного определения паратиреоидного гормона в сыворотке (плазме) крови «ПТГ-ИФА»

REF K262 LOT Серия: XXX



Количество _____

Изготовлен  ГГГГ/ММ

Годен до  ГГГГ/ММ


Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____



+2-8°C



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»



Лебедин Ю.С.

« 11 » января 2021 г.

М.П.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов для иммуноферментного определения паратиреоидного гормона
в сыворотке (плазме) крови «ПТГ-ИФА»**

Набор реагентов для иммуноферментного определения паратиреоидного гормона в сыворотке (плазме) крови «ПТГ-ИФА»

REF **K262** LOT **910A**

Годен до **2022-03**

ТУ 21.20.23-262-18619450-2021

РУ _____ от _____

«Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора, инаktivирована.

Для профессионального применения.



МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В

IVD



+2-8°C



«ПТГ-ИФА» REF K262 LOT 910A Σ96

Годен до 2022-03

Состав набора:

		CONT	Серия	LOT
Планшет	1 шт/pcs	SORB MTP	P262Z	910
Калибровочные пробы	5 шт/pcs	CAL 1-5	C262Z	9103
Контрольная сыворотка	1 шт/pcs	CONTROL	Q262Z	9103
Конъюгат	1 x 12 мл/ml	CONJ HRP	T262Z	9102
Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ)	1 x 14 мл/ml	SUBS TMB	R055Z	910A
Концентрат отмывочного раствора	1 x 22 мл/ml	BUF WASH 26X	S008Z	910A
Стоп-реагент	1 x 14 мл/ml	STOP	R050Z	910A
Бумага для заклеивания планшета	2 шт/pcs		N003	
Инструкция по применению	1 шт/pcs		K262I	
Аналитический паспорт	1 шт/pcs		K262Q	

МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В; IVD +2-8°C Σ96 ⚠ ⓘ ☒ ☂ ☀

ООО «ХЕМА»

«ПТГ-ИФА» REF P262Z

ПЛАНШЕТ SORB MTP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2022-03 LOT 910

+2-8°C IVD

24

«ПТГ-ИФА» REF C262Z-1

КАЛИБРОВочная ПРОБА

CAL 1 0 пмоль/л

развести в 0,5 мл дистиллированной воды

🕒 2022-03 LOT 9103

🌡️ +2-8°C IVD

«ПТГ-ИФА» REF C262Z-2

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 2 2 пмоль/л

развести в 0,5 мл дистиллированной воды

🕒 2022-03 LOT 9103

🌡️ +2-8°C IVD

«ПТГ-ИФА» REF C262Z-3

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 3 7 пмоль/л

развести в 0,5 мл дистиллированной воды

2022-03 LOT 9103

+2-8°C IVD

«ПТГ-ИФА» REF C262Z-4

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 4 12 пмоль/л

развести в 0,5 мл дистиллированной воды

2022-03 LOT 9103

+2-8°C IVD

«ПТГ-ИФА» REF C262Z-5

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 5 70 пмоль/л

развести в 0,5 мл дистиллированной воды

 2022-03 LOT 9103

 +2-8°C IVD

ООО «ХЕМА»

«ПТГ-ИФА» REF Q262Z

КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА

CONTROL 8-15 пмоль/л

развести в 0,5 мл дистиллированной воды

2022-03 LOT 9103

+2-8°C IVD ⚠

«ПТГ-ИФА» REF T262Z

КОНЪЮГАТ CONJ HRP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл/ml

 2022-03 LOT 9102

 +2-8°C IVD

«ПТГ-ИФА» **REF** R055Z

СУБСТРАТНЫЙ РАСТВОР
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА **SUBS TMB**

готов к использованию 14 мл/ml

📅 2022-03 **LOT** 910A

🌡️ +2-8°C **IVD**

ООО «ХЕМА»

«ПТГ-ИФА» REF S008Z

КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА BUF WASH 26X

развести в 26 раз 22 мл/ml

🕒 2022-03 LOT 910A

🌡️ +2-8°C IVD

ООО «ХЕМА»

«ПТГ-ИФА» REF R050Z

СТОП-РЕАГЕНТ STOP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл/ml

2022-03 LOT 910A

+2-8°C

IVD



14



ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ

17 листов

Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин hbx

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»



Ю.С. Лебедин

« 25 июня » 2021 г.

Фотографические изображения общего вида

медицинского изделия и его компонентов

«Набор реагентов для иммуноферментного определения паратиреоидного гормона
в сыворотке (плазме) крови «ПТГ-ИФА»»









Instruction for use



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов для иммуноферментного определения
паратиреоидного гормона в сыворотке (плазме) крови
«ПТГ-ИФА»

TY 21.20.23-262-18619450-2021
PY №

[illegible]

ООО «ХЕМА»

«ПТГ-ИФ \» REF P262Z

ПЛАНШЕТ SORB MTP


ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


2022-03 Серия LOT 910A

+2-8°C IVD




5






h


ИД 280C
2022-03
Серия 100
мг/мл
ИЗВЕСТИ БИОИНСТИТУТ
КАЛИПРОВОЧНАЯ ПРОБА
REF 0280
CAL 3 7
ДМОН





6



2/









ООО «ХЕМА»
«ПТГ-ИФА» REF S008Z
КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА BUF WASH 26X
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 22мл/шт.
2022-03 Серия LOT 910A
+2-8°C IVD

h/v



51



ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ

15

листов



Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин