

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»
Н.В. Фомина
2021 г.





Фотографические изображения МИ

Имплантат интрадермальный ADALINE® по ТУ 32.50.22-007-18023326-2018

Имплантат интрадермальный ADALINE® по ТУ 32.50.22-007-18023326-2018

Имплантат интрадермальный ADALINE® SOFT, в составе:

1. Шприц с гелем – 1 шт. х 1,0 мл;
2. Игла 30G - 2 шт
3. Инструкция по применению;



Нетоксично.

Хранить и транспортировать при температуре от 2 до 25°C, в сухом защищенном от света месте.
Не замораживать. Срок годности 36 месяцев.



ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»

141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.2, офис 317

Фото 1- Маркировка блистерной упаковки. Имплантат интрадермальный ADALINE® по ТУ 32.50.22-007-18023326-2018, вариант исполнения: Имплантат интрадермальный ADALINE® SOFT





Фото 2- Имплантат интрадермальный ADALINE® SOFT, в составе: 1. Шприц с гелем – 1 шт. х 1,0 мл; 2. Игла 30G - 2 шт

Имплантат интрадермальный ADALINE® по ТУ 32.50.22-007-18023326-2018

Имплантат интрадермальный ADALINE® ULTRA, в составе:

1. Шприц с гелем – 1 шт. х 1,0 мл;
2. Игла 27G - 2 шт
3. Инструкция по применению;



Нетоксично.

Хранить и транспортировать при температуре от 2 до 25°C, в сухом защищенном от света месте.
Не замораживать. Срок годности 36 месяцев.



ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»

141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.2, офис 317




Фото 3- Маркировка блистерной упаковки. Имплантат интрадермальный ADALINE® по ТУ 32.50.22-007-18023326-2018, вариант исполнения: Имплантат интрадермальный ADALINE® ULTRA





Фото 4- Имплантат ADALINE® ULTRA, в составе: 1. Шприц с гелем – 1 шт. х 1,0 мл; 2. Игла 27G - 2 шт

Имплантат интрадермальный ADALINE® по ТУ 32.50.22-007-18023326-2018

Имплантат интрадермальный ADALINE® BASIC, в составе:

1. Шприц с гелем – 1 шт. х 1,0 мл;
2. Игла 27G - 2 шт.
3. Инструкция по применению;



Хранить и транспортировать при температуре от 2 до 25°C, в сухом защищенном от света месте.
Не замораживать. Срок годности 36 месяцев.



ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»

141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.2, офис 317

Фото 5- Маркировка блистерной упаковки. Имплантат интрадермальный ADALINE® по ТУ 32.50.22-007-18023326-2018, вариант исполнения: Имплантат интрадермальный ADALINE® BASIC





Фото 6 - Имплантат интрадермальный ADALINE® BASIC, в составе: 1. Шприц с гелем – 1 шт. х 1,0 мл; 2. Игла 27G - 2 шт.

Имплантат интрадермальный ADALINE® BALANCE, в составе:

- LOT 33923101
20210805



Нетоксично.

Хранить и транспортировать при температуре от 2 до 25°C, в сухом защищенном от света месте. Не замораживать. Срок годности 36 месяцев.



ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»

141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.2, офис 317

Фото 7- Маркировка блистерной упаковки. Имплантат интрадермальный ADALINE® по ТУ 32.50.22-007-18023326-2018, вариант исполнения: Имплантат интрадермальный ADALINE® BALANCE




Фото 8- Имплантат интрадермальный ADALINE® BALANCE, в составе: 1.Шприц с гелем – 1 шт. х 1,0 мл; 2.Игла 27G - 2 шт.




Фото 10- Имплантат интрадермальный ADALINE® VITAL, в составе: 1. Шприц с гелем – 1 шт. х 2,5 мл; 2. Игла 30G - 2 шт.

Производитель: ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»,
Россия, 141983, Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр.2, офис 317
E-mail: info@adaline.ru

ADALINE
имплантат интрадермальный
SOFT



1х1мл, 20 мг/мл

НЕ ТОКСИЧНО



 **Адалин Софт**

ADALINE[®]
имплантат интрадермальный



SOFT

ADALINE[®]
имплантат интрадермальный
SOFT

Условия транспортировки:
Изделие, упакованное в транспортную тару, можно
перевозить всеми видами транспортных средств в
отопляемых отсеках (от +2 до +25 °С).

Условия хранения:
Хранить в транспортной таре в отопляемых и
вентилируемых помещениях (от +2 до +25 °С).

Регистрационное удостоверение на
медицинское изделие № РЗН 0000/0000
от 00.00.0000 года.
Имплантат интрадермальный ADALINE®
по ТУ 32.50.22-007-18023326-2018

Вариант исполнения:
Имплантат интрадермальный ADALINE® SOFT,
в составе:
1.Шприц с гелем – 1 шт. х 1,0 мл;
2.Игла 30G - 2 шт
3.Инструкция по применению;

Угло **STERILE** EO

en_Sodium hyaluronate: 20 mg/ml. Physiological sodium chloride phosphate
buffer: q.s. Volume: 1.0 ml.

ru_Гиалуронат натрия: 20 мг/мл. Физиологический натрий-хлорид-
фосфатный буфер. Объем: 1,0 мл.

Имплантат интрадермальный ADALINE® предназначен для
стимуляции выработки коллагена, коррекции морщин, увеличения
объема и изменения тургора тканей лица, шеи, рук и области
декольте.

Область применения: пластическая хирургия, дерматология и
косметология.

Место производства: (отмечено V)

☐ ООО "ЭТАЛОН ПРОДАКШН", Россия,
141983, Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр.4

☐ Блумейдж Биотехнологии Корп., Лтд, Китай
Bloomage Biotechnology Corp., Ltd,
No. 678 Tianchen St, High-Tech
Development Zone, Jinan, China

Срок годности 36 месяцев

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, имеются противопоказания.

Россия, 141983, Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 2, офис 317
E-mail: info@adaline.ru

имплантат интрадермальный

BASIC



1х1мл, 20 мг/мл

НЕ ТОКСИЧНО



Адалин Базик

ADALINE[®]
имплантат интрадермальный



BASIC

ADALINE[®]
имплантат интрадермальный
BASIC

Условия транспортировки:

Изделие, упакованное в транспортную тару, можно перевозить всеми видами транспортных средств в отапливаемых отсеках (от +2 до +25 °C).

Условия хранения:

Хранить в транспортной таре в отапливаемых и вентилируемых помещениях (от +2 до +25 °C).

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 0000/0000 от 00.00.0000 года.
Имплантат интрадермальный ADALINE® по ТУ 32.50.22-007-18023326-2018

Вариант исполнения:

Имплантат интрадермальный ADALINE® BASIC, в составе:

1. Шприц с гелем – 1 шт. х 1,0 мл;
2. Игла 27G - 2 шт
3. Инструкция по применению;

Упако

en_Sodium hyaluronate: 20 mg/ml. Physiological sodium chloride phosphate buffer: q.s. Volume: 1.0 ml.

RU_Гиалуронат натрия: 20 мг/мл. Физиологический натрия-хлорид-фосфатный буфер. Объем: 1,0 мл.

Имплантат интрадермальный ADALINE® предназначен для стимуляции выработки коллагена, коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора тканей лица, шеи, рук и области декольте.

Область применения: пластическая хирургия, дерматология и косметология.

Место производства: (отмечено V)

☒ ООО "ЭТАЛОН ПРОДАКШН", Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 4

☐ Блумейдж Биотехнологджи Корп., Лтд, Китай Bloomage Biotechnology Corp., Ltd, No. 678 Tianchen St, High-Tech Development Zone, Jinan, China

Срок годности 36 месяцев

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, имеются противопоказания.

Россия, 141983, Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 2, офис 317
Email: info@adaline.ru

имплантат интрадермальный

BALANCE



STERILE



1х1мл, 20 мг/мл

НЕ ТОКСИЧНО



Адалин Баланс

ADALINE®
имплантат интрадермальный



BALANCE

ADALINE®
имплантат интрадермальный
BALANCE

Условия транспортировки:

Изделие, упакованное в транспортную тару, можно перевозить всеми видами транспортных средств в отапливаемых отсеках (от +2 до +25 °C).

Условия хранения:

Хранить в транспортной таре в отапливаемых и вентилируемых помещениях (от +2 до +25 °C).

Регистрационное удостоверение на
медицинское изделие № P3H 0000/0000
от 00.00.0000 года.

Имплантат интрадермальный ADALINE®
по TY 32.50.22-007-18023326-2018

Вариант исполнения:

Имплантат интрадермальный ADALINE® BALANCE.

в составе:

1. Шприц с гелем – 1 шт. х 1,0 мл;
2. Игла 27G - 2 шт
3. Инструкция по применению;

Упаковка STERILE EO

en_Sodium hyaluronate: 20 mg/ml. Physiological sodium chloride phosphate
buffer: q.s. Volume: 1.0 ml.

ру_Гиалуронат натрия: 20 мг/мл. Физиологический натрий-хлорид-
фосфатный буфер. Объем: 1,0 мл.

Имплантат интрадермальный ADALINE® предназначен для
стимуляции выработки коллагена, коррекции морщин, увеличения
объема и изменения тургора тканей лица, шеи, рук и области
декольте.

Область применения: пластическая хирургия, дерматология и
косметология.

Место производства: (отмечено V)

☐ ООО "ЭТАЛОН ПРОДАКШН", Россия,
141983, Московская область, г. Дубно/
ул. Программистов, д. 4, стр. 4

☐ Блумейдж Биотехнологии Корп., Лтд, Китай
Bloomage Biotechnology Corp., Ltd,
No. 678 Tianchen St, High-Tech
Development Zone, Jinan, China

Срок годности 36 месяцев

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, имеются противопоказания.

Россия, 141983, Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 2, офис 317
E-mail: info@adaline.ru

имплантат интрадермальный

ULTRA




STERILE



1х1мл, 20 мг/мл

НЕ ТОКСИЧНО



Адалин Ультра

ADALINE[®]
имплантат интрадермальный



ULTRA

ADALINE[®]
имплантат интрадермальный
ULTRA

Условия транспортировки:

Изделие, упакованное в транспортную тару, можно перевозить всеми видами транспортных средств в отапливаемых отсеках (от +2 до +25 °С).

Условия хранения:

Хранить в транспортной таре в отапливаемых и вентилируемых помещениях (от +2 до +25 °С).

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 0000/0000 от 00.00.0000 года.
Имплантат интрадермальный ADALINE® по TV 32.50.22-007-18023326-2018

Вариант исполнения:

Имплантат интрадермальный ADALINE® ULTRA, в составе:

1. Шприц с гелем – 1 шт. х 1,0 мл;
2. Игла 27G - 2 шт
3. Инструкция по применению;

Упако

en_Sodium hyaluronate: 20 mg/ml. Physiological sodium chloride phosphate buffer: q.s. Volume: 1.0 ml.

ru_Гиалуронат натрия: 20 мг/мл. Физиологический натрий-хлорид-фосфатный буфер. Объем: 1.0 мл.

Имплантат интрадермальный ADALINE® предназначен для стимуляции выработки коллагена, коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора тканей лица, шеи, рук и области декольте.

Область применения: пластическая хирургия, дерматология и косметология.

Место производства: (отмечено V)

☐ ООО "ЭТАЛОН ПРОДАКШН", Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 4

☐ Блумейдж Биотехнологии Корп., Лтд, Китай Bloomage Biotechnology Corp., Ltd, No. 678 Tianchen St, High-Tech Development Zone, Jinan, China


Срок годности 36 месяцев

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, имеются противопоказания.

Россия, 141983, Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 2, офис 317
E-mail: info@adaline.ru

имплантат интрадермальный

VITAL



1х2,5мл, 15 мг/мл

НЕ ТОКСИЧНО



Адалин Витал

ADALINE®
имплантат интрадермальный



VITAL

ADALINE®
имплантат интрадермальный

VITAL

Условия транспортировки:

Изделие, упакованное в транспортную тару, можно перевозить всеми видами транспортных средств в отапливаемых отсеках (от +2 до +25 °C).

Условия хранения:

Хранить в транспортной таре в отапливаемых и вентилируемых помещениях (от +2 до +25 °C).

Регистрационное удостоверение на
медицинское изделие № РЗН 0000/0000
от 00.00.0000 года.

Имплантат интрадермальный ADALINE®
по TV 32.50.22-007-18023326-2018

Вариант исполнения:

Имплантат интрадермальный ADALINE® VITAL
в составе:

1. Шприц с гелем – 1 шт. х 2,5 мл;
2. Игла 30G - 2 шт
3. Инструкция по применению;

Urno **STERILE EO**

en_Sodium hyaluronate: 15 mg/ml; Physiological sodium chloride phosphate
buffer: q.s. Volume: 2,5ml.

RU_Глиалуронат натрия: 15 мг/мл. Физиологический натрий-хлорид-
фосфатный буфер. Объем: 2,5 мл.

Имплантат интрадермальный ADALINE® предназначен для
стимуляции выработки коллагена, коррекции морщин, увеличения
объема и изменения тургора тканей лица, шеи, рук и области
декольте.

Область применения: пластическая хирургия, дерматология и
косметология.

Место производства: (отмечено V)

☐ ООО "ЭТАЛОН ПРОДАКШН", Россия,
141983, Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 4

☐ Блумейдж Биотехнологджи Корп., Лтд. Китай
Bloomage Biotechnology Corp., Ltd,
No. 678 Tianchen St, High-Tech
Development Zone, Jinan, China

Срок годности 36 месяцев

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, имеются противопоказания.

Прошнуровано и скреплено печатью
76 листа(ов).

Генеральный директор

ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»

Фомина Н.В.

