



Фотографическое изображение
Набора реагентов для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к возбудителю
урогенитального микоплазмоза *Mycoplasma hominis*
в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного
непрямого иммуноферментного анализа
«Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА»,
ТУ 21.20.23-008-41390295-2020


Общий вид набора реагентов комплект 1:



Общий вид набора реагентов комплект 2:



Общий вид набора реагентов комплект 3:



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Осипова В.В.

«26» апреля 2021 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
лист 3
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Осипов
2021 г



Образцы маркировки

Набора реагентов для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к возбудителю уrogenитального микоплазмоза *Mycoplasma hominis* в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного непрямого иммуноферментного анализа
«Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА»,
ТУ 21.20.23-008-41390295-2020

Внешняя маркировка набора реагентов «Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА»

Комплект 1 (96 определений)

Микоплазмоз-IgM-ИМБИАН-ИФА

Комплект №1
Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к возбудителю уrogenитального микоплазмоза *Mycoplasma hominis* в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного непрямого иммуноферментного анализа «Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-008-41390295-2020 (для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Набор реагентов содержит:

1 Иммуносорбент	1 шт.	7 ТМБ-субстрат - раствор субстрата ТМБ (13.0 мл)	1 шт.
2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (1.0 мл)	1 шт.	8 Стоп-реагент (6.0 мл)	1 шт.
3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2.0 мл)	1 шт.	9 Пленка для заклеивания планшета	3 шт.
4 ФСБ-Т(x26) - концентрат промывочного раствора (26.0 мл)	1 шт.	10 Инструкция по применению набора	1 шт.
5 РБР-С - буферный раствор для разведения сывороток (11.0 мл)	1 шт.		
6 РКг - раствор конъюгата (13.0 мл)	1 шт.		

Для клинической лабораторной диагностики. Не замораживать.

UE-001/96 **REF**

    **LOT** XXXXX  XXXX-XX-XX  **IVD**

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

8-800-600-90-77

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

www.imbian.ru

Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7


info@imbian.ru

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

WhatsApp: +73832093454

«Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА»

LOT XXXX
REF . UE-001/96
 XXXX-XX-XX
 XXXX-XX-XX



Внутренняя маркировка набора реагентов «Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА»


Комплект 1 (96 определений)

Микоплазма IgM-ИМБИАН-ИФА



Иммуносорбент

Иммуносорбент - запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с иммобилизованным на внутренней поверхности рекомбинантным антигеном p120 *Mycoplasma hominis*.



Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РБР-С - 11.0 мл



Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РКг - 13.0 мл



Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(+)- 1.0 мл (инактивирован)

LOT xxxxx



Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ-субстрат - 13.0 мл



Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(-) - 2.0 мл (инактивирован)

LOT xxxxx



Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 6.0 мл



Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х26) - 26.0 мл



Внешняя маркировка набора реагентов «Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА»

Комплект 2 (192 определения)

Микоплазмоз-IgM-ИМБИАН-ИФА

Комплект №2

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к возбудителю урогенитального микоплазмоза *Mycoplasma hominis* в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного непрямого иммуноферментного анализа «Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-008-41390295-2020 (для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

1 Иммуносорбент	2 шт.	7 ТМБ-субстрат - раствор субстрата ТМБ (13.0 мл)	2 шт.
2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (1.0 мл)	2 шт.	8 Стоп-реагент (6.0 мл)	2 шт.
3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2.0 мл)	2 шт.	9 Пленка для заклеивания планшета	6 шт.
4 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (26.0 мл)	2 шт.	10 Инструкция по применению набора	1 шт.
5 РБР-С - буферный раствор для разведения сывороток (11.0 мл)	2 шт.		
6 РКг - раствор конъюгата (13.0 мл)	2 шт.		

Для клинической лабораторной диагностики. Не замораживать.

UE-001/192

REF



LOT XXXXX

XXXX-XX-XX



IVD

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru

WhatsApp: +73832093454

«Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА»

LOT

XXXX

REF

UE-001/192



XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX



4 620102 800214

Комплект 2 (192 определения)

Микоплазмоз IgM ИМБИАН ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Иммуносорбент

Иммуносорбент - запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с иммобилизованным на внутренней поверхности рекомбинантным антигеном p120 *Mycoplasma hominis*.

LOT xxxxx

xxxx-xx-xx

IVD

Σ₉₆

2°C

2

☔

☞

Микоплазмоз IgM ИМБИАН ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РБР-С - 11.0 мл

LOT xxxxx

xxxx-xx-xx

IVD

!

2°C

☞

☞

Микоплазмоз IgM ИМБИАН ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РКг - 13.0 мл

LOT xxxxx

xxxx-xx-xx

IVD

!

2°C

☞

☞

Микоплазмоз IgM ИМБИАН ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(+)- 1.0 мл
(инактивирован)

LOT xxxxx

IVD

!

2°C

☞

☞

☞

xxxx-xx-xx

Микоплазмоз IgM ИМБИАН ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ-субстрат - 13.0 мл

LOT xxxxx

xxxx-xx-xx

IVD

!

2°C

☞

☞

☞

Микоплазмоз IgM ИМБИАН ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(-) - 2.0 мл
(инактивирован)

LOT xxxxx

IVD

!

2°C

☞

☞

☞

xxxx-xx-xx

Микоплазмоз IgM ИМБИАН ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 6.0 мл

LOT xxxxx

xxxx-xx-xx

IVD

!

2°C

☞

☞

☞

Микоплазмоз IgM ИМБИАН ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(x26) - 26.0 мл

LOT xxxxx

xxxx-xx-xx

IVD

!

2°C

☞

☞

☞

Внешняя маркировка набора реагентов «Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА»

Комплект 3 (480 определений)

Микоплазмоз-IgM-ИМБИАН-ИФА

Комплект №3

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к возбудителю урогенитального микоплазмоза *Mycoplasma hominis* в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного непрямого иммуноферментного анализа «Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-008-41390295-2020 (для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

1 Иммуносорбент	5 шт.	7 ТМБ-субстрат - раствор субстрата ТМБ (61.0 мл)	1 шт.
2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (5.0 мл)	1 шт.	8 Стоп-реагент (30.0 мл)	1 шт.
3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (10.0 мл)	1 шт.	9 Пленка для заклеивания планшета	15 шт.
4 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (250.0 мл)	1 шт.	10 Инструкция по применению набора	1 шт.
5 РБР-С - буферный раствор для разведения сывороток (55.0 мл)	1 шт.		
6 РКг - раствор конъюгата (61.0 мл)	1 шт.		

Для клинической лабораторной диагностики. Не замораживать.



XXXXX



XXXX-XX-XX



UE-001/480



Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

8-800-600-90-77

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

www.imbian.ru

Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

info@imbian.ru

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

WhatsApp: +73832093454

«Микоплазмоз IgM-ИМБИАН-ИФА»



XXXXX



UE-001/480



XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX



4 620102 800306

Внутренняя маркировка набора реагентов «Микоплазмоз IgM-антитела»

Комплект 3 (480 определений)

Микоплазма-IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Imbian
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Иммуносорбент
Иммуносорбент - запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с иммобилизованным на внутренней поверхности рекомбинантным антигеном p120 Mycoplasma hominis.

LOT xxxxx XXXX-XX-XX ⚠

IVD Σ₉₆ 2°C 8°C 2 ☔ ⚡

Микоплазмоз-IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РБР-С - 55.0 мл

LOT xxxxx XXXX-XX-XX ⚠

IVD ⚠ 2°C 8°C i

Микоплазмоз-IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РКг - 61.0 мл

LOT xxxxx XXXX-XX-XX ⚠

IVD ⚠ 2°C 8°C i

Микоплазмоз-IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(+)- 5.0 мл
(инактивирован)

LOT xxxxx

IVD ⚠ 2°C 8°C ⚠ i XXXX-XX-XX

Микоплазмоз-IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ-субстрат - 61.0 мл

LOT xxxxx XXXX-XX-XX ⚠

IVD ⚠ 2°C 8°C ⚡

Микоплазмоз-IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(-)- 10.0 мл
(инактивирован)

LOT xxxxx

IVD ⚠ 2°C 8°C ⚠ i XXXX-XX-XX

Микоплазмоз-IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 30.0 мл

LOT xxxxx XXXX-XX-XX ⚠

IVD ⚠ 2°C 8°C ⚠ i

Микоплазмоз-IgM-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х26) - 250.0 мл

LOT xxxxx XXXX-XX-XX ⚠

IVD ⚠ 2°C 8°C i

Генеральный директор «ИМБИАН ЛАБ»

«26» августа 2021 г.



В.В. Осипова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6

лист

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"20" 08 2021 г.

