



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Концентратор кислорода стационарный
модель HO₂RIZON S5**



фотографическое изображение 1. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Вид сзади.



фотографическое изображение 2. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Кабель питания.

WARNING

Electric shock risk!!!

Do not dismantle the machine,
to be serviced by qualified dealer only!.

When apply cleaning and maintenance.

power cord.

open flame or combustibles.

oil or lubricant.

describe.

220V/50Hz INPUT

Reset breaker 5A




Фотографическое изображение 3. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Выключатель.


an flame or combustibles.
or lubricant.
cribe.
/50Hz INPUT
breaker 5A




фотографическое изображение 4. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Выключатель.




фотографическое изображение 5. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Решётка.




фотографическое изображение 6. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Решётка.



фотографическое изображение 7. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Увлажнитель.



фотографическое изображение 8. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Увлажнитель.




фотографическое изображение 9. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Увлажнитель.



фотографическое изображение 10. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Фиксатор.



фотографическое изображение 11. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Фиксатор.



фотографическое изображение 12. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Крышка фильтра.



фотографическое изображение 13. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Крышка фильтра.

Oxygen concentrator for medical use **HORIZON**
S5

REF EBVMQQ-1

Rated voltage: 200-240V/49-51Hz Rated power: 320W

Oxygen concentration: 93±3% Overall noise: ≤45dB

Oxygen flow rate: 0.5-5L/min

Output pressure: 0.05-0.056Mpa

Mode of operation: Continuous mode

SysMed (China) Co. Ltd.

EC REP Shanghai International
Holding Corp GmbH Europe:

20200731

Class III

SN



309052002200731004

CE



IP21



(01)06955623000361(21)309052002200731004

фотографическое изображение 14. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Этикетка.

Oxygen concentrator for medical use **HORIZON S5**
 REF: 88VMMQ-1
 Rated voltage: 220-240V-48-51Hz Rated power: 320W
 Oxygen concentration: 93±3% Overall noise: 46dB
 Oxygen flow rate: 0.5-5L/min
 Output pressure: 0.05-0.255kgp
 Mode of operation: Continuous mode
 Syntex (China) Co., Ltd.
 100% Oxygen concentrator
 Model: 88VMMQ-1
 CE IP21
 309052001200903002

309052001200903002

Концентратор кислорода стационарный,
 модель **HO2RIZON S5**

Номинальная концентрация кислорода в полученном газе, выраженная как процент по объему кислорода, при потоке 2 л/мин: 93 ± 3% (минимум 90%; максимум 96%).
 Максимальное давление на выходе: 48.26 кПа ±10% (7 PSI ±10%).

ПУ №
 от _____ года.



фотографическое изображение 15. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Этикетка

Концентратор кислорода стационарный,
модель **HO2RIZON S5**

Номинальная мощность (Вт): 320

Напряжение и частота: 200-240 В (50 Гц ± 1 Гц)

Концентрация (номинальный расход): 93 % ± 3 %

Максимальное давление на выходе: 48.26 кПа $\pm 10\%$ (7 PSI $\pm 10\%$)

Поток (л/мин): 0,5 – 5

Уровень звукового давления дБ: ≤ 45

Номинальная концентрация кислорода в полученном газе,
выраженная как процент по объему кислорода, при потоке 2
л/мин: 93 $\pm 3\%$ (минимум 90%; максимум 96%).

Дата производства, серийный номер см. на упаковке

Производитель: SysMed (China) Co., LTD.

Адрес: No.17, Wensu Street, Hunnan New District, Shenyang,
China, Китай

Тел.: 024-24697305

Эл. почта: info@sysmed.cn

Уполномоченный представитель производителя на территории
РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Скалео Медикал"
(ООО «Скалео Медикал»)


Юридический адрес: 117513, г. Москва, Ленинский проспект, дом
139, подземный этаж № 1, помещение VI, комната 3.
info@scaleomedical.com

РУ №




CE 0123

фотографическое изображение 16. Концентратор кислорода стационарный, модель HO2RIZON S5. Этикетка




фотографическое изображение 17. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Расходомер кислорода.



Графическое изображение 18. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Расходомер кислорода.




Фотографическое изображение 19. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Регулятор скорости потока.




Фотографическое изображение 20. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Регулятор скорости потока.



Фотографическое изображение 21. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. USB порт.




Фотографическое изображение 22. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. USB порт.




фотографическое изображение 23. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. ЖК экран вкл.



Фотографическое изображение 24. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. ЖК экран выкл.



Фотографическое изображение 25. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. ЖК экран вкл.




Фотографическое изображение 26. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Отверстие выхода кислорода.




Фотографическое изображение 27. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Отверстие выхода кислорода.




Фотографическое изображение 28. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Индикатор питания вкл.




Фотографическое изображение 29. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Индикатор питания выкл.




Фотографическое изображение 30. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Световой сигнал оповещения вкл.



Фотографическое изображение 31. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Световой сигнал оповещения выкл.




Фотографическое изображение 32. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Переключатель питания.



фотографическое изображение 33. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Переключатель питания.



Фотографическое изображение 34. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Колёсики.



Фотографическое изображение 35. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Колёсики.



Фотографическое изображение 36. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Колёсики.

Plasti-med
"supporting healthy life"


**Канюля назальная кислородная
(взрослая)**

REF	130 101	1210927		
	2017-09		2022-09	  
№ ФСЗ 2012/12924 от 21 сентября 2012г				




Инструкция


Фотографическое изображение 38. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Канюля назальная.




Фотографическое изображение 39. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Канюля назальная



Фотографическое изображение 40. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5.
Соединительная трубка.



Фотографическое изображение 41. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Фильтр компрессора.




фотографическое изображение 42. Концентратор кислорода стационарный, модель NO₂RIZON S5. Общий вид изделия.



Фотографическое изображение 43. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Общий вид изделия.



Фотографическое изображение 44. Концентратор кислорода стационарный, модель HO₂RIZON S5. Вид спереди.



Фотографическое изображение 45. Концентратор кислорода стационарный, модель HO2RIZON S5.
Противопожарный клапан. Трубка к противопожарному клапану.

Всего прошнуровано, проштамповано и
скреплено печатью 46 листа (ов)
Генеральный директор ООО «Скалео
Медикал»
Седрик ЭТЛИШЕР

