



Электронный блок АВД-1 (вид сверху)



Электронный блок АВД-1 (вид с обратной стороны)




Электронный блок АВД-1П (вид сверху)




Электронный блок АВД-1П (вид с обратной стороны)

Батарея аккумуляторов БМА-1



Неперезаряжаемая батарея БМ-1






open

open

60012390

REF SAV-C0846



LOT 19DF0547




2021/09

БИТСС

ABD-1, ABD-1Д, ABD-1П

Одноразовые электроды
для внешней дефибрилляции
взрослых
(возраст > 8 лет, вес > 25 кг)

- (IT) ADULTI
- (EN) ADULT
- (FR) ADULTE
- (DE) ERWACHSENE
- (ES) ADULTO
- (PT) ADULTO
- (NL) VOLWASSENEN
- (EL) ΕΝΗΛΙΚΑΣ
- (RU) для взрослых



Cod. 96503075ET9E

- (IT) Elettrodi con connettore per defibrillatori:
- (EN) Electrodes with connector for defibrillators:
- (FR) Electrodes avec connecteur pour défibrillateurs:
- (DE) Elektroden mit Konnektor für Defibrillatoren:
- (ES) Electrodo con conector para defibriladores:
- (PT) Electrodo com conector para desfibriladores:
- (NL) Plaat met connector voor defibrillators:
- (EL) Ηλεκτρόδια με συνδετήρα για τους απινιδωτές:
- (RU) Электроды для экг, дефибрилляции с коннектором:

БИТСС

ABD-1, ABD-1Д, ABD-1П

Предназначено для автоматических
внешних дефибрилляторов ABD-1

ami.italia
medical products

Одноразовые электроды для внешней дефибрилляции взрослых SAV-C0846



БИСС

ABD-1, ABD-1Д, ABD-1П

Одноразовые электроды
для внешней дефибрилляции детей
(возраст - от 1 до 8 лет, вес - от 10 до 25 кг)




REF SAV-C0016

LOT 19DF0709



2021/10

60012360



Cod. 96503071ET90



40514178 rev.A

БИСС

ABD-1, ABD-1Д, ABD-1П

Предназначено для автоматических
внешних дефибрилляторов ABD-1



ami.italia
medical products

Одноразовые электроды для внешней дефибрилляции детей SAV-C0016

Станок для бритья операционного поля АРЕХМЕД

БИСС

АВД-1

Станок для бритья операционного поля АРЕХМЕД
РУ № ФСЗ 2009/04329

Кол-во:

LOT





Приборная сумка



Сумка для принадлежностей



Программное обеспечение AEDView для просмотра данных на компьютере (флэш-карта)



БИСС АВД-1
Преобразователь AC/DC
220/12 В, 5А
REF 13010
LOT A14-0054






Преобразователь AC/DC 220/12В, 5А (вид нижней панели)




Кабель питания 220 В

Адаптер для зарядки батареи аккумуляторов АД-1






Карта памяти SD



Кабель мониторинга ЭКГ



Температура		Влажность	
Хранение	Транспортирование	Хранение	Транспортирование
5°C	40°C	20%	80%
-20°C	40°C	10%	95%



ВНИМАНИЕ!

Внутри литий-ионная аккумуляторная батарея, при хранении необходимо заряжать 1 раз в 4 месяца!
Хранить не более 6 мес до ввода в эксплуатацию!

БИОСС		Автоматический внешний дефибриллятор АД-1 по ТУ 9444-012-17635079-2006	
		г. _____ SN D _____	
		АО «НПФ «БИОСС» 124489, Россия, г. Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1. www.bloss.ru	
Масса	Брутто _____ кг Нетто _____ кг	Сделано в России	

Транспортная упаковка



Настенный бокс для хранения



4 Шага к спасению

1. Распознать приступ и вызвать помощь, как можно скорее!
2. Незамедлительно провести сердечно-легочную реанимацию.
3. Своевременно провести дефибрилляцию для перезапуска сердца!
4. Доставить пострадавшего в реанимационное отделение.

Алгоритм действий в случае внезапной остановки сердца



Проверьте, есть ли у пострадавшего дыхание и реакция



Если пострадавший не реагирует и не дышит, вызовите службу спасения **112** и возьмите дефибриллятор (АВД)



Включите АВД, наложите электроды и следуйте голосовым инструкциям



Информационный стенд

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 22
(двадцать два) листов
Генеральный директор
АО «НПФ «БИОСС»
Цыбин И.М.



М.П.