



Российская Федерация, 127051,
г. Москва, ул. Садовая-
Самотёчная, 24/27, 2 этаж,
помещение I, комната 18
тел: + 7 495 775 8582
факс: + 7 495 775 8583
bd.com/ru

ПОДТВЕРЖДАЮ

Специалист по регистрации
медицинских изделий
ООО «Бектон-Дикинсон Восток»



Борzych М.В.
2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Автоматизированная бактериологическая рабочая станция для обработки образцов BD
Kiestra InoquA+, с принадлежностями



Рисунок 1. Автоматизированная бактериологическая рабочая станция для обработки образцов BD Kiestra Inoqua+, в составе: Модуль SorterA для сортировки чашек Петри; Модуль BarcodA для маркировки чашек Петри; Модуль FA для обработки образцов в автоматическом режиме; Модуль SA для обработки образцов в полуавтоматическом режиме.




Рисунок 2. Модуль SorterA-BarcodA, в составе: Модуль SorterA для сортировки чашек Петри, в составе: Модуль SorterA для сортировки чашек Петри.




Рисунок 3. Системный блок с ЖК монитором Dell – 1 шт. (Системный блок)



Рисунок 4. Системный блок с ЖК монитором Dell – 1 шт. (ЖК монитор Dell)




Рисунок 5. Клавиатура Dell - 1 шт.




Рисунок 6. Мышь Dell - 1 шт. (вид сверху)



Рисунок 8. Сигнальная колонка трехцветная Siemens - 1 шт.




Рисунок 9. Встроенный звуковой сигнализатор – 1 шт.



Рисунок 10. Встроенный звуковой сигнализатор – 1 шт.(вид сверху)



Рисунок 11. Ручной сканер Datalogic - 1 шт (вид снизу).



Рисунок 12. Встроенный источник бесперебойного питания Powervar - 1 шт




Рисунок 13. Шнуровые конвейерные ленты BD Kiestra – 24 шт.




Рисунок 14. Модуль BarcodA для маркировки чашек Петри, в составе: Модуль BarcodA для маркировки чашек Петри - 1 шт.




Рисунок 15. Встроенный принтер Sato – 1 шт.




Рисунок 16. Шнуровые переходные ленты BD Kiestra – 2 шт.




Рисунок 17. Шнуровые конвейерные ленты BD Kiestra – 2 шт.




Рисунок 18. Модуль FA для обработки образцов в автоматическом режиме




Рисунок 19. Встроенный сканер штрих-кодов для чашек Петри Omron Microscan - 1 шт.



Рисунок 20. Встроенный сканер штрих-кодов для образцов Omron Microscan - 1 шт.



Рисунок 21. Сигнальная колонка трехцветная Siemens - 1 шт.




Рисунок 22. Встроенный звуковой сигнализатор – 1 шт.,




Рисунок 23. Держатель штативов для наконечников пипеток - 2 шт.




Рисунок 24. Шнуровые конвейерные ленты BD Kiestra – 2 шт.




Рисунок 25. Шнуровые переходные ленты BD Kiestra – 2 шт.



Рисунок 26. Модуль SA для обработки образцов в полуавтоматическом режиме в составе: Модуль SA для обработки образцов в полуавтоматическом режиме – 1 шт.




Рисунок 27. Системный блок Dell с двумя сенсорными мониторами Ею - 1 шт. (Системный блок)




Рисунок 28. Системный блок Dell с двумя сенсорными мониторами Elo - 1 шт. (Сенсорный монитор)




Рисунок 29. Ручной сканер Datalogic - 1 шт.,



Рисунок 30. Рисунок Настольный принтер Zebra - 1 шт.,



Рисунок 31. Настольный принтер Zebra - 1 шт.,




Рисунок 32. Шнуровые конвейерные ленты BD Kiestra – 2 шт.




Рисунок 33. Модуль подготовки стекла - 1 шт.



Рисунок 34. Стартовый набор расходных материалов для запуска рабочей станции: Рулон этикеток для принтера BarcodA – до 10 шт./уп.



Рисунок 35. Стартовый набор расходных материалов для запуска рабочей станции: Рулон угольной ленты для принтера BarcodA – до 10 шт./уп.



Рисунок 36. Стартовый набор расходных материалов для запуска рабочей станции: Чистящая ткань для принтера BarcodA – 100 шт./уп.




Рисунок 37. Стартовый набор расходных материалов для запуска рабочей станции: Рулон этикеток для настольного принтера SA– 2 шт.



Рисунок 38. Стартовый набор расходных материалов для запуска рабочей станции: Рулон угольной ленты для настольного принтера SA– 1 шт.



Рисунок 39. Стартовый набор расходных материалов для запуска рабочей станции: Магнитные шарики BD Kiestra Inoqua – 5000 шт./уп.



Рисунок 40. Стартовый набор расходных материалов для запуска рабочей станции: Наконечники пипеток, 1000 мкл – 1536 шт./уп.



Рисунок 41. Стартовый набор расходных материалов для запуска рабочей станции: Контейнер для использованных магнитных шариков— 10 шт.



Рисунок 42. Стартовый набор расходных материалов для запуска рабочей станции: Контейнер для использованных наконечников пипеток – 2 шт.




Рисунок 43. Штативы для контейнеров с образцами и пробирок с бульоном, в вариантах исполнения: Штатив для контейнеров с образцами и пробирок с бульоном на 7 ячеек – до 100 шт.




Рисунок 44. Штативы для контейнеров с образцами и пробирок с бульоном, в вариантах исполнения: Штативы для контейнеров с образцами и пробирок с бульоном на 20 ячеек – до 100 шт.



Рисунок 45. Штативы для контейнеров с образцами и пробирок с бульоном, в вариантах исполнения: Штативы для контейнеров с образцами и пробирок с бульоном на 21 ячейку – до 100 шт.



Рисунок 46. Штативы для контейнеров с образцами и пробирок с бульоном, в вариантах исполнения: Штативы для контейнеров с образцами и пробирок с бульоном на 39 ячеек – до 100 шт.




Рисунок 47. Штативы для контейнеров с образцами и пробирок с бульоном, в вариантах исполнения:
Штативы для контейнеров и пробирок с бульоном на 45 ячеек – до 100 шт.



Рисунок 48. Держатель штативов для стекол. – 1 шт.




Рисунок 49. Датчики (красный индикатор) BD Kiestra - 31 шт.



Рисунок 50. Блок биологической безопасности Baker – 1 шт



Marconilaan 6, 9207 JC Drachten
The Netherlands
T: +31 (0) 512 510 710
bd.com

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Катарина Хелена Олэйве, по супругу Брандс
Руководитель отдела нормативно-правового регулирования
БД Кистра Б.В. (BD Kiestra B.V.)

Catharina Helena Olijve e/v Brands
Regulatory Affairs Manager
BD Kiestra B.V.

 **BD Kiestra B.V.**

BD Kiestra B.V.
Marconilaan 6
NL-9207 JC Drachten

Tel: +31 (0) 512 510 710
Fax: +31 (0) 512 524 585
www.bd.com


Подпись/Signature

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ:

**Автоматизированная бактериологическая рабочая станция для
обработки образцов BD Kiestra Inoqua+, с принадлежностями**

Производитель: БД Кистра Б.В., Нидерланды
(BD Kiestra B.V., The Netherlands)

OPERATIONAL DOCUMENTATION FOR MEDICAL DEVICE:

Automated bacteriological workstation for processing specimens

BD Kiestra Inoqua+, with accessories
Manufacturer: BD Kiestra B.V., The Netherlands

Gezien voor legalisatie van de handtekening van:
Seen for authentication of the signature of: *Mrs. C.H. Brands*
Vu pour légalisation de la signature de:
Es wird hiermit beglaubigt, dass die Unterschrift von:

door mij, notaris, heden de *29 november 2021*
by me, civil-law notary, on this day
par le notaire soussigné, le
von dem unterzeichneten Notar anerkannt ist, heute den



2021




Рисунок 51. Руководство по эксплуатации на медицинское изделие - 1 шт.



Рисунок 52. Шкаф для хранения запасных частей EnsurgA InoquidA, с закрытыми дверцами.



Рисунок 53. Шкаф для хранения запасных частей EnsugA InoquIA, с открытыми дверцами.



Всего пронумеровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
54 листа (ов)