


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения лития спектрофотометрическим методом в сыворотке или плазме крови человека на биохимических анализаторах Alinity с «Литий Реагенты (Alinity с Lithium Reagent Kit)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фотографическое изображение открытой упаковки «Литий Реагенты (Alinity с Lithium Reagent Kit)»



Фотографическое изображение упаковки и картриджей «Литий Реагенты (Alinity с Lithium Reagent Kit)»



Фотографическое изображение картриджа «Литий Реагенты (Alinity с Lithium Reagent Kit)»



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 листов



Подпись

Abbott Laboratories Limited Liability Company

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения лития
спектрофотометрическим методом в сыворотке или плазме крови человека на
биохимических анализаторах Alinity с «Литий Реагенты (Alinity с Lithium Reagent
Kit)»**



REF

08P53-20

IVD



Набор реагентов для количественного определения лития спектрофотометрическим методом в сыворотке или плазме крови человека на биохимических анализаторах Alinity с «Литий Реагенты (Alinity с Lithium Reagent Kit)»

2 картриджа по 95 тестов в составе: Реагент 1 (Alinity с Lithium R 1) – 2 x 20.7 мл, Инструкция по применению / Производитель: СЕНТИНЕЛЬ К. С.п.А., SENTINEL CH. S.p.A, Via Robert Koch, 2, Milano (MI) 20152, Italy (Италия)/ Страна происхождения: США / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкцию по применению на русском языке см.: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Lithium

Alinity c Lithium Reagent Kit



PROTECT FROM LIGHT

CONTAINS: AZIDE



2°C 8°C

REF 08P5320 2 x 95



www.abbottdiagnostics.com/IFU



Exp.



LOT

R1 2 x 20.7 mL

G71038R03

2°C 8°C

INFORMATION FOR USA ONLY

RU ONLY

The Alinity c Lithium assay is used for the quantitation of lithium in serum or plasma on the Alinity c analyzer.

R1 Active ingredients: EDTA (0.05 mmol/L), substituted porphyrin (0.02 mmol/L). Inactive ingredient: stabilizer. Preservative: sodium azide (< 0.1%).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

IVD




SENTINEL CH. S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI)
20152, Italy
+39 02 345 514 1

DISTRIBUTED BY
Abbott Laboratories

PRODUCT OF USA

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия, фасовка 2 картриджа по 95 тестов:



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

2 листов



Подпись