



ФГБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и паразитологии им. Н.Г. Эрлиха

142279 Обнинск, Московская обл., Серпуховский р-н

(49671) тел: 36-00-013, факс: 36-00-110

E-mail: info@obninsk.org

ТБ ТЕСТ-НАБОР

Набор питательных сред для ускоренного определения лекарственной чувствительности и первичной идентификации микобактерий туберкулеза

Состав тест-набора ТБ - 9 флаконов:

№1 Питательная среда (контроль)

№2 Питательная среда (контроль)

№3 Питательная среда (салицилат)

№4 Питательная среда (изониазид)

№5 Питательная среда (рифампицин)

№6 Питательная среда (стрептомицин)

№7 Питательная среда (этанол)

№8 Питательная среда (реактив Грисса)

№9 Питательная среда (реактив Грисса)

Хранить при температуре 2-8 °C

Серия №

Дата изготовления

Срок годности

